

Ethanol absolute partially denatured (Bitrex) EPR
Etanol absoluto parcialmente desnaturalizado (Bitrex) EPR
Éthanol absolu partiellement dénaturée (Bitrex) EPR

Ethyl Alcohol
Alcohol Etílico

MW: 46,07 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 Taric code: 22071000

Restriction: Alcohols

CH₃CH₂OH

ADR: 3 F1 II UN 1170 IMDG: 3 II UN 1170 IATA: 3 II UN 1170 PAX: 353 CAO: 364
H225 P240-P241-P210-P280-P370+P378-P501



SPECIFICATIONS:

Assay / Pureza / Pureté : ≥ 99.5% V/V

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES:

Density at 20°C	0.789 - 0.793 g/cm ³
Colour (Hazen)	≤ 5
Aldehydes	≤ 0.001 %
Methanol	≤ 0.001 %
Residue on evaporation	≤ 0.0025 %
Acidity	≤ 0.001 %
Higher alcohols	≤ 0.001 %
Esters	≤ 0.002 %
Bitrex	≤ 0.001 %

Note:

Material Safety Data Sheets and Certificates of Analysis are downloadable free of charge at www.labbox.com. Disclaimer: labkem chemical products are exclusively for laboratory use and by instructed and experienced users. These chemical products may be dangerous, so please follow instructions mentioned on the Material Safety Data Sheets. Due to shipping restrictions or local/national regulations, all products may not be available in all countries or for some particular customers.

Nota:

Fichas de Seguridad y Certificados de Análisis disponibles gratuitamente en www.labbox.com. Atención: los productos químicos son para uso exclusivo de laboratorio y reservados sólo para uso profesional por parte de usuarios debidamente formados y cualificados. Los productos químicos son peligrosos, respete las instrucciones indicadas en la Ficha de Seguridad. Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes.

Remarque:

Fiches de Sécurité et Certificats d'Analyses téléchargeables sur www.labbox.fr. Attention : les produits chimiques labkem sont réservés exclusivement à un usage professionnel en laboratoire par des utilisateurs formés et qualifiés. Les produits chimiques sont dangereux, respecter les instructions contenues dans les fiches de sécurité. En raison des restrictions de transport ou de normes spéciales, certains produits chimiques peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou types de clients.