

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Micropipeta de volumen variable EASY 40 Elite

Descripción : Las micropipetas de la serie EASY 40 Elite ofrecen mejores prestaciones para lograr un excelente pipeteado. Diseño ligero y ergonómico. Totalmente autoclavable a 121 °C sin necesidad de desmontarla. Pantalla fácil de leer, con grandes dígitos y pequeños incrementos. Manejo intuitivo con una sola mano. Las micropipetas de la serie "Elite" son el resultado de la fabricación con nuevos e innovadores materiales. De fácil calibración y mantenimiento. Además cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Garantía 2 años



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KE-001	1000 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-E02-001	1	0,2	90318080	08434868018976
EASD-E10-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018983
EASD-E20-001	2,7	0,2	90318080	08434868018990
EASD-E50-001	2,7	0,2	90318080	08434868019003
EASD-10E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018846
EASD-20E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018914
EASD-1KE-001	1	0,2	90318080	08434868018884
EASD-5KE-001	1	0,2	90318080	08434868018945

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Variable volume micropipette EASY 40 Elite

Description : Micropipettes of “Elite” series are the result of manufacturing with new and innovative materials. They offer a light and ergonomic design, clear and easy-to-read display with large numbers and small increments. Fully autoclavable at 121 °C without the need of disassembly. Intuitive operation with one hand. Easy calibration and maintenance. Besides each micropipette was individually calibrated according to EN-ISO 8655 standard, showing an embossed identifying serial number and delivered with a calibration report. Warranty 2 years



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KE-001	1000 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-E02-001	1	0,2	90318080	08434868018976
EASD-E10-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018983
EASD-E20-001	2,7	0,2	90318080	08434868018990
EASD-E50-001	2,7	0,2	90318080	08434868019003
EASD-10E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018846
EASD-20E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018914
EASD-1KE-001	1	0,2	90318080	08434868018884
EASD-5KE-001	1	0,2	90318080	08434868018945

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Micropipette de volume variable EASY 40 Elite

Description : Légère et économique, cette micropipette offre de nombreux avantages pour réussir un excellent pipetage. Fabriquée à partir de matériaux nouveaux et innovants. Totalement autoclavable à 121 °C sans démontage. Ecran facile à lire, avec de grands chiffres et petits incréments. Utilisation intuitive d'une seule main. Calibrage et entretien faciles. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Garantie 2 ans



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KE-001	1000 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-E02-001	1	0,2	90318080	08434868018976
EASD-E10-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018983
EASD-E20-001	2,7	0,2	90318080	08434868018990
EASD-E50-001	2,7	0,2	90318080	08434868019003
EASD-10E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018846
EASD-20E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018914
EASD-1KE-001	1	0,2	90318080	08434868018884
EASD-5KE-001	1	0,2	90318080	08434868018945



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Micropipetta a volume variabile EASY 40 Elite

Descrizione : La micropipetta della serie EASY 40 Elite offre prestazioni migliorate per un pipettaggio eccellente. Design leggero ed ergonomico. Completamente autoclavabile a 121 °C senza bisogno di smontaggio. Schermo facilmente leggibile, con cifre di grandi dimensioni e incrementi ridotti. Maneggevolezza intuitiva e con una sola mano. Le micropipette della serie "Elite" sono frutto di una produzione che impiega materiali nuovi e innovativi. Calibrazione e manutenzione semplici. Inoltre, ogni micropipetta è stata calibrata individualmente conforme a EN-ISO 8655, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Garanzia di 2 anni



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KE-001	1000 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-E02-001	1	0,2	90318080	08434868018976
EASD-E10-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018983
EASD-E20-001	2,7	0,2	90318080	08434868018990
EASD-E50-001	2,7	0,2	90318080	08434868019003
EASD-10E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018846
EASD-20E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018914
EASD-1KE-001	1	0,2	90318080	08434868018884
EASD-5KE-001	1	0,2	90318080	08434868018945

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Micropipet met variabel volume EASY 40 Elite

Beschrijving : De nieuwe micropipetten serie EASY 40 Elite bieden betere prestaties voor uitstekend pipetteren. Licht en ergonomisch ontwerp. Gemakkelijk af te lezen display, met grote cijfers en kleine stappen. Intuïtieve bediening met één hand. De micropipetten van de serie "Elite" zijn het resultaat van fabricage met nieuwe en innovatieve materialen. Eenvoudige kalibratie en onderhoud. Bovendien wordt elke micropipet individueel gekalibreerd volgens de EN-ISO 8655 standaard, gegraveerd met een uniek serienummer en geleverd met een kalibratiecertificaat. Garantie 2 jaar



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KE-001	1000 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-E02-001	1	0,2	90318080	08434868018976
EASD-E10-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018983
EASD-E20-001	2,7	0,2	90318080	08434868018990
EASD-E50-001	2,7	0,2	90318080	08434868019003
EASD-10E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018846
EASD-20E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018914
EASD-1KE-001	1	0,2	90318080	08434868018884
EASD-5KE-001	1	0,2	90318080	08434868018945



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikroliterpipette, variables Volumen, EASY 40 Elite

Beschreibung : Die Mikroliterpipetten der Serie EASY 40 Elite bieten hervorragende Leistungen für ein exzellentes Pipettierergebnis. Leichtes und ergonomisches Design. Einfach zu lesendes Display mit großen Zeichen und kleinen Inkrementen. Intuitive, einhändige Handhabung. Die Mikroliterpipetten der Serie „Elite“ werden mit neuen und innovativen Materialien hergestellt. Einfache Kalibrierung und Pflege. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert. Garantie 2 Jahre.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASD-E02-001	0,1 - 2,5 µl	0,05 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 2,0%	1
EASD-E10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-E20-001	2 - 20 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-E50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±2,0% - 0,6%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10E-001	10 - 100 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20E-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±3,0% - 0,6%	±1,0% - 0,15%	1
EASD-1KE-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KE-001	1000 - 5000 µl	50,0 µl	±0,7% - 0,5%	±0,3% - 0,15%	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-E02-001	1	0,2	90318080	08434868018976
EASD-E10-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018983
EASD-E20-001	2,7	0,2	90318080	08434868018990
EASD-E50-001	2,7	0,2	90318080	08434868019003
EASD-10E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018846
EASD-20E-001	26,7883	0,2	90318080	08434868018914
EASD-1KE-001	1	0,2	90318080	08434868018884
EASD-5KE-001	1	0,2	90318080	08434868018945

