

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Depósito para reactivos

Descripción : Depósitos de polipropileno para pipetear con pipetas multicanales. Disponibles en bolsas de 10 unidades no estériles y en bolsa unitaria esterilizados por óxido de etileno. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l	w	h	tipo	unidades por ref.
RTIP-051-010	45 ml	148	61	26	no estéril	10
RTIP-E51-250	45 ml	148	61	26	estéril bolsa unitaria	250

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTIP-051-010	0,1	0,01	39239000	08434868040144
RTIP-E51-250	16,8	0,80	39239000	08434868040151

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C durante 15 min

GENERAL INFORMATION

Product name : Reagent reservoir

Description : Polypropylene reservoirs for multichannel pipetting. Available in 10 non-sterile units bag or in single wrapped sterile bags. Sterilized by ethylene oxide. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)


TECHNICAL DATA

reference	capacity	l	w	h	type	pcs/pack
RTIP-051-010	45 ml	148	61	26	non-sterile	10
RTIP-E51-250	45 ml	148	61	26	sterile, single wrapped	250

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTIP-051-010	0,1	0,01	39239000	08434868040144
RTIP-E51-250	16,8	0,80	39239000	08434868040151

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Réservoir à réactif

Description : Réservoir en polypropylène pour pipettes multicanales. Disponible en sachet de 10 unités non stériles et en sachet unitaire stérilisé par oxyde d'éthylène. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long.	larg.	h	type	unités par ref.
RTIP-051-010	45 ml	148	61	26	non stérile	10
RTIP-E51-250	45 ml	148	61	26	stérile emballage unitaire	250

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTIP-051-010	0,1	0,01	39239000	08434868040144
RTIP-E51-250	16,8	0,80	39239000	08434868040151

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Vaschetta per reagenti

Descrizione : Vaschetta in polipropilene per pipettare con pipette multicanale. Disponibile in confezioni da 10 pezzi non sterili e in confezione singola da un pezzo sterilizzato con ossido di etilene. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	l	w	h	tipo	unità per ref.
RTIP-051-010	45 ml	148	61	26	non sterile	10
RTIP-E51-250	45 ml	148	61	26	sterile confezione singola	250

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTIP-051-010	0,1	0,01	39239000	08434868040144
RTIP-E51-250	16,8	0,80	39239000	08434868040151

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Reagensreservoir**Beschrijving :** Polypropyleen reservoirs voor pipetteren met meerkanaalspipetten. Verkrijgbaar in zakken van 10 niet-steriele eenheden en in enkele zakken gesteriliseerd met ethyleenoxide. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l	b	h	type	stuks per ref.
RTIP-051-010	45 ml	148	61	26	niet-steriel	10
RTIP-E51-250	45 ml	148	61	26	steriele eenheidszak	250

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTIP-051-010	0,1	0,01	39239000	08434868040144
RTIP-E51-250	16,8	0,80	39239000	08434868040151

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Reagenzreservoir

Beschreibung : Reservoir aus Polypropylen für das Pipettieren mit Multikanal-Pipetten. Verfügbar in Beuteln mit je zehn Stück, unsteril, und sterilisiert durch Ethlenoxid, in Einzelverpackung. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L	B	h	Typ	Stückzahlpro Artikel
RTIP-051-010	45 ml	148	61	26	unsteril	10
RTIP-E51-250	45 ml	148	61	26	steril, in Einzelverpackung	250

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTIP-051-010	0,1	0,01	39239000	08434868040144
RTIP-E51-250	16,8	0,80	39239000	08434868040151

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.