

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pipeta graduada de vidrio clase A con graduación inversa Premium Line

Descripción : Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Con bola de seguridad y número de lote impreso en el vidrio. Graduación inversa (cero en la punta). Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Graduación ámbar indeleble. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | tolerancia(ml) | graduación (ml) | tiempo de vaciado (s) | l (mm) | código color | unidades por ref. |
|------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|--------|--------------|----------------------|
| MPI2-P01-00 5 | 1 ml | ± 0,006 | 0,01 | 5 - 7 | 360 | amarillo | 5 |
| MPI2-P02-00 5 | 2 ml | ± 0,010 | 0,01 | - | 360 | negro | 5 |
| MPI2-P05-00 5 | 5 ml | ± 0,030 | 0,05 | 8 - 11 | 360 | rojo | 5 |
| MPI2-P10-00 5 | 10 ml | ± 0,050 | 0,10 | 10 - 13 | 360 | naranja | 5 |
| MPI2-P20-00 4 | 20 ml | ± 0,100 | 0,10 | - | 360 | 2 amarillo | 4 |
| MPI2-P25-00 4 | 25 ml | ± 0,100 | 0,10 | 11 - 16 | 395 | blanco | 4 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1,232 | 0,17 | 70179000 | 08434868031746 |
| MPI2-P02-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031753 |
| MPI2-P05-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031760 |
| MPI2-P10-005 | 1,232 | 0,18 | 70179000 | 08434868031777 |
| MPI2-P20-004 | 0,01 | 0,00 | 70179000 | 08434868031784 |
| MPI2-P25-004 | 1,232 | 0,23 | 70179000 | 08434868031791 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Glass measuring pipette, class A, inversed graduation Premium Line**Description :** Measuring pipette with coding band (ISO 1769), designed according to ISO 835. With safety bulb and batch number printed on the flask. Inversed graduation (zero at tip). Indelible amber graduation. Calibrated to deliver (TD, Ex). Batch certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

| reference | capacity | accuracy (ml) | graduation (ml) | outflow time (s) | l(mm) | color code | pcs/pack |
|------------------|----------|---------------|-----------------|------------------|-------|------------|----------|
| MPI2-P01-00 5 | 1 ml | ± 0,006 | 0,01 | 5 - 7 | 360 | yellow | 5 |
| MPI2-P02-00 5 | 2 ml | ± 0,010 | 0,01 | - | 360 | black | 5 |
| MPI2-P05-00 5 | 5 ml | ± 0,030 | 0,05 | 8 - 11 | 360 | red | 5 |
| MPI2-P10-00 5 | 10 ml | ± 0,050 | 0,10 | 10 - 13 | 360 | orange | 5 |
| MPI2-P20-00 4 | 20 ml | ± 0,100 | 0,10 | - | 360 | 2 yellow | 4 |
| MPI2-P25-00 4 | 25 ml | ± 0,100 | 0,10 | 11 - 16 | 395 | white | 4 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1,232 | 0,17 | 70179000 | 08434868031746 |
| MPI2-P02-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031753 |
| MPI2-P05-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031760 |
| MPI2-P10-005 | 1,232 | 0,18 | 70179000 | 08434868031777 |
| MPI2-P20-004 | 0,01 | 0,00 | 70179000 | 08434868031784 |
| MPI2-P25-004 | 1,232 | 0,23 | 70179000 | 08434868031791 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pipette graduée en verre classe A avec zéro à la pointe Premium Line**Description :** Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Avec boule de sécurité et numéro de lot gravé sur le verre. Zéro à la pointe. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Graduations ambrées indélébiles. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | durée pour faire le vide (s) | long. (mm) | code couleur | unités par ref. |
|--------------|----------|----------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| MPI2-P01-005 | 1 ml | ± 0,006 | 0,01 | 5 - 7 | 360 | jaune | 5 |
| MPI2-P02-005 | 2 ml | ± 0,010 | 0,01 | - | 360 | noir | 5 |
| MPI2-P05-005 | 5 ml | ± 0,030 | 0,05 | 8 - 11 | 360 | rouge | 5 |
| MPI2-P10-005 | 10 ml | ± 0,050 | 0,10 | 10 - 13 | 360 | orange | 5 |
| MPI2-P20-004 | 20 ml | ± 0,100 | 0,10 | - | 360 | 2 jaune | 4 |
| MPI2-P25-004 | 25 ml | ± 0,100 | 0,10 | 11 - 16 | 395 | blanc | 4 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1,232 | 0,17 | 70179000 | 08434868031746 |
| MPI2-P02-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031753 |
| MPI2-P05-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031760 |
| MPI2-P10-005 | 1,232 | 0,18 | 70179000 | 08434868031777 |
| MPI2-P20-004 | 0,01 | 0,00 | 70179000 | 08434868031784 |
| MPI2-P25-004 | 1,232 | 0,23 | 70179000 | 08434868031791 |



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pipetta graduata in vetro classe A con graduazione inversa Premium Line**Descrizione :** Pipetta graduata terminale con banda colorata (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Con sfera di sicurezza e numero di lotto stampato sul vetro. Graduazione inversa (zero in punta). Calibrata "per scolamento" (TD, Ex). Gradazione ambra indelebile. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

| referenza | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | tempo di svuotamento (s) | L (mm) | codice colore | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1 ml | ± 0,006 | 0,01 | 5 - 7 | 360 | giallo | 5 |
| MPI2-P02-005 | 2 ml | ± 0,010 | 0,01 | - | 360 | nero | 5 |
| MPI2-P05-005 | 5 ml | ± 0,030 | 0,05 | 8 - 11 | 360 | rosso | 5 |
| MPI2-P10-005 | 10 ml | ± 0,050 | 0,10 | 10 - 13 | 360 | arancione | 5 |
| MPI2-P20-004 | 20 ml | ± 0,100 | 0,10 | - | 360 | 2 giallo | 4 |
| MPI2-P25-004 | 25 ml | ± 0,100 | 0,10 | 11 - 16 | 395 | bianco | 4 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1,232 | 0,17 | 70179000 | 08434868031746 |
| MPI2-P02-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031753 |
| MPI2-P05-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031760 |
| MPI2-P10-005 | 1,232 | 0,18 | 70179000 | 08434868031777 |
| MPI2-P20-004 | 0,01 | 0,00 | 70179000 | 08434868031784 |
| MPI2-P25-004 | 1,232 | 0,23 | 70179000 | 08434868031791 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Glazen meetpipet klasse A met omgekeerde schaalverdeling Premium Line

Beschrijving : Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Met veiligheidsbal en batchnummer op het glas gedrukt. Omgekeerde schaalverdeling (nul bij de tip). Gekalibreerd "to dump" (TD, Ex). Onuitwisbare amberkleurige schaalverdeling. Batchcertificaat inbegrepen (gratis te downloaden van www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | capaciteit | tolerantie(ml) | schaalverdelin g(ml) | leeglooptijd (s) | l (mm) | code kleur | stuks per ref. |
|------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------|------------|----------------|
| MPI2-P01-00 5 | 1 ml | ± 0,006 | 0,01 | 5 - 7 | 360 | geel | 5 |
| MPI2-P02-00 5 | 2 ml | ± 0,010 | 0,01 | - | 360 | zwart | 5 |
| MPI2-P05-00 5 | 5 ml | ± 0,030 | 0,05 | 8 - 11 | 360 | rood | 5 |
| MPI2-P10-00 5 | 10 ml | ± 0,050 | 0,10 | 10 - 13 | 360 | oranje | 5 |
| MPI2-P20-00 4 | 20 ml | ± 0,100 | 0,10 | - | 360 | 2 geel | 4 |
| MPI2-P25-00 4 | 25 ml | ± 0,100 | 0,10 | 11 - 16 | 395 | wit | 4 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1,232 | 0,17 | 70179000 | 08434868031746 |
| MPI2-P02-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031753 |
| MPI2-P05-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031760 |
| MPI2-P10-005 | 1,232 | 0,18 | 70179000 | 08434868031777 |
| MPI2-P20-004 | 0,01 | 0,00 | 70179000 | 08434868031784 |
| MPI2-P25-004 | 1,232 | 0,23 | 70179000 | 08434868031791 |



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Messpipette aus Glas, invers-graduiert, Klasse A Premium Line**Beschreibung :** Pipette, graduiert, mit Farbband (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 835 entworfen. Mit Sicherheitskugel und auf das Glas aufgedruckter Chargennummer. Inverse Graduierung (Null an der Spitze). Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Graduierung braun. Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Toleranz (ml) | Graduierung (ml) | Entleerungszeit (s) | L (mm) | Farbcode | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|---------------|------------------|---------------------|--------|----------|-----------------------|
| MPI2-P01-005 | 1 ml | ± 0,006 | 0,01 | 5 - 7 | 360 | gelb | 5 |
| MPI2-P02-005 | 2 ml | ± 0,010 | 0,01 | - | 360 | schwarz | 5 |
| MPI2-P05-005 | 5 ml | ± 0,030 | 0,05 | 8 - 11 | 360 | rot | 5 |
| MPI2-P10-005 | 10 ml | ± 0,050 | 0,10 | 10 - 13 | 360 | orange | 5 |
| MPI2-P20-004 | 20 ml | ± 0,100 | 0,10 | - | 360 | 2 gelb | 4 |
| MPI2-P25-004 | 25 ml | ± 0,100 | 0,10 | 11 - 16 | 395 | weiß | 4 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| MPI2-P01-005 | 1,232 | 0,17 | 70179000 | 08434868031746 |
| MPI2-P02-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031753 |
| MPI2-P05-005 | 1,232 | 0,16 | 70179000 | 08434868031760 |
| MPI2-P10-005 | 1,232 | 0,18 | 70179000 | 08434868031777 |
| MPI2-P20-004 | 0,01 | 0,00 | 70179000 | 08434868031784 |
| MPI2-P25-004 | 1,232 | 0,23 | 70179000 | 08434868031791 |

