

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Refrigerante Dimroth para Soxhlet

**Descripción :** De vidrio borosilicato LBG 3.3. El conector es para tubo de Øint. 8 mm

## DATOS TÉCNICOS

referencia	lútil (mm)	ltotal (mm)	boca	unidades por ref.
DRO3-100-001	260	380	45/40	1
DRO3-251-001	260	360	45/40	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRO3-100-001	0,01	0,6	70172000	08434868018075
DRO3-251-001	0,01	0,6	70172000	08434868018136

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Dimroth condenser for Soxhlet**Description :** Made of borosilicate glass LBG 3.3. Hose connector is designed for tubing Øinner 8 mm

## TECHNICAL DATA

reference	luseable (mm)	ltotal (mm)	mouth	pcs/pack
DRO3-100-001	260	380	45/40	1
DRO3-251-001	260	360	45/40	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRO3-100-001	0,01	0,6	70172000	08434868018075
DRO3-251-001	0,01	0,6	70172000	08434868018136

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Réfrigérant Dimroth pour Soxhlet****Description :** En verre borosilicaté LBG 3.3. Le connecteur est conçu pour tube de Øint. 8 mm

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. utile (mm)	long. totale (mm)	col	unités par ref.
DRO3-100-001	260	380	45/40	1
DRO3-251-001	260	360	45/40	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRO3-100-001	0,01	0,6	70172000	08434868018075
DRO3-251-001	0,01	0,6	70172000	08434868018136

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Refrigerante Dimroth per Soxhlet****Descrizione :** In vetro borosilicato LBG 3.3. Il connettore è per tubi da Øint 8 mm

## DATI TECNICI

referenza	lutile (mm)	ltotale (mm)	bocchetta	unità per ref.
DRO3-100-001	260	380	45/40	1
DRO3-251-001	260	360	45/40	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRO3-100-001	0,01	0,6	70172000	08434868018075
DRO3-251-001	0,01	0,6	70172000	08434868018136

## FOTO DEL PRODOTTO



**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Koeler Dimroth voor Soxhlet****Beschrijving :** Van borosilicaatglas LBG 3.3. De connector is voor buis met Øint. 8 mm**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	lnuttig (mm)	ltotaal (mm)	mond	stuks per ref.
DRO3-100-001	260	380	45/40	1
DRO3-251-001	260	360	45/40	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRO3-100-001	0,01	0,6	70172000	08434868018075
DRO3-251-001	0,01	0,6	70172000	08434868018136

**PRODUKTFOTO**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Dimroth-Kühler für Soxhlet****Beschreibung :** Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Die Verbindung eignet sich für Schläuche mit Øinn. 8 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	LNutz.(mm)	Lgesamt (mm)	Normschliff	Stückzahl pro Artikel
DRO3-100-001	260	380	45/40	1
DRO3-251-001	260	360	45/40	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DRO3-100-001	0,01	0,6	70172000	08434868018075
DRO3-251-001	0,01	0,6	70172000	08434868018136

## PRODUKTFOTO

