

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Trompa de agua para vacío de polipropileno

**Descripción :** Con válvula antirretorno. Fácilmente desmontable para su limpieza. Autoclavable a 121 °C.  
Dimensiones: Øconector: 13,5 mm, h: 190 mm, Øoliva: 9 mm



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
VPUP-001-001	trompa de agua para vacío de PP	1
VPUP-A01-001	recambio de conector para tubos	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPUP-001-001	1	0,026	39269097	08434868052963
VPUP-A01-001	0,112	0,004	39173200	08434868052970

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Water vacuum pump with check valve, polypropylene

**Description :** Integrated non-return valve. Can be dismantled easily for cleaning. Autoclavable at 121 °C.  
Dimensions: Øconnector: 13,5 mm, h: 190 mm, Øside hose: 9 mm



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
VPUP-001-001	water vacuum pump, polypropylene	1
VPUP-A01-001	spare tube conector	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPUP-001-001	1	0,026	39269097	08434868052963
VPUP-A01-001	0,112	0,004	39173200	08434868052970

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Trompe à eau en polypropylène****Description :** Avec vanne anti-retour. Facilement démontable pour nettoyage. Autoclavable à 121 °C. Dimensions: Øconnecteur: 13,5 mm, h: 190 mm, Øolive: 9 mm

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
VPUP-001-001	trompe à eau à vide en polypropylène	1
VPUP-A01-001	rechange pour VPUP-001-001 de connecteur pour tube	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPUP-001-001	1	0,026	39269097	08434868052963
VPUP-A01-001	0,112	0,004	39173200	08434868052970

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Pompa ad acqua per vuoto in polipropilene****Descrizione :** Con valvola antiritorno. Facilmente rimovibile per la pulizia. Autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
VPUP-001-001	pompa per vuoto a getto d'acqua in PP	1
VPUP-A01-001	raccordo di ricambio per tubazioni	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPUP-001-001	1	0,026	39269097	08434868052963
VPUP-A01-001	0,112	0,004	39173200	08434868052970

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Polypropyleen vacuümwaterslang****Beschrijving :** Met terugslagklep. Gemakkelijk verwijderbaar voor reiniging. Autoclaveerbaar bij 121 °C. Afmetingen:  
Øconnector: 13,5 mm, h: 190 mm, olijf: 9 mm

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
VPUP-001-001	polypropyleen vacuümwaterslang	1
VPUP-A01-001	reservebuisconnector	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPUP-001-001	1	0,026	39269097	08434868052963
VPUP-A01-001	0,112	0,004	39173200	08434868052970

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Wasserstrahlpumpe aus Polypropylen**

**Beschreibung** : Mit Rückschlagventil. Einfach auseinanderzubauen und zu reinigen. Autoklavierbar bis 121 °C.  
Maße: ØAnschluss: 13,5 mm, H: 190 mm, ØOlive: 9 mm.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
VPUP-001-001	Wasserstrahlpumpe aus PP	1
VPUP-A01-001	Ersatz-Verbindungsstück für VPUP-001-001	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
VPUP-001-001	1	0,026	39269097	08434868052963
VPUP-A01-001	0,112	0,004	39173200	08434868052970

## PRODUKTFOTO

