

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Espátula cuchara plana de polipropileno**Descripción :** Autoclavable a 121 °C

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	wespátula (mm)	unidades por ref.
SPSP-150-005	150	21	5
SPSP-200-005	200	22	5

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSP-150-005	0,07	0,03	39269097	08434868044364
SPSP-200-005	0,384	0,04	39269097	08434868044371

## FOTO DEL PRODUCTO



## OTROS DATOS TÉCNICOS

Referencia	Capacidad cuchara
SPSP-150-005	1 ml
SPSP-200-005	1,5 ml

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Spatula with spoon, polypropylene**Description :** Autoclavable at 121 °C

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	wspatula (mm)	pcs/pack
SPSP-150-005	150	21	5
SPSP-200-005	200	22	5

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSP-150-005	0,07	0,03	39269097	08434868044364
SPSP-200-005	0,384	0,04	39269097	08434868044371

## PRODUCT PHOTO



## MORE TECHNICAL DATA

Reference	Spoon capacity
SPSP-150-005	1 ml
SPSP-200-005	1,5 ml

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Spatule cuillère plate en polypropylène**Description :** Autoclavable à 121 °C

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg.spatule (mm)	unités par ref.
SPSP-150-005	150	21	5
SPSP-200-005	200	22	5

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSP-150-005	0,07	0,03	39269097	08434868044364
SPSP-200-005	0,384	0,04	39269097	08434868044371

## PHOTO PRODUIT



## MORE TECHNICAL DATA

Référence  
SPSP-150-005  
SPSP-200-005Capacité cuillère  
1 ml  
1,5 ml

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Cucchiaino a spatola piatto in polipropilene**Descrizione :** Sterilizzabile in autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	hspatola (mm)	unità per ref.
SPSP-150-005	150	21	5
SPSP-200-005	200	22	5

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSP-150-005	0,07	0,03	39269097	08434868044364
SPSP-200-005	0,384	0,04	39269097	08434868044371

## FOTO DEL PRODOTTO



## PIÙ DATI TECNICI

Referenza	Capacità cucchiaino
SPSP-150-005	1 ml
SPSP-200-005	1,5 ml

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Platte spatel-lepel van polypropyleen**Beschrijving** : Autoclaveerbaar bij 121 °C

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	bhandvat (mm)	stuks per ref.
SPSP-150-005	150	21	5
SPSP-200-005	200	22	5

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSP-150-005	0,07	0,03	39269097	08434868044364
SPSP-200-005	0,384	0,04	39269097	08434868044371

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname** : Löffelspatel aus Polypropylen, flach**Beschreibung** : Autoklavierbar bis 121 °C.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	WSpatel (mm)	Stückzahl pro Artikel
SPSP-150-005	150	21	5
SPSP-200-005	200	22	5

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSP-150-005	0,07	0,03	39269097	08434868044364
SPSP-200-005	0,384	0,04	39269097	08434868044371

## PRODUKTFOTO

