

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 0,5 – 10 ul Standard Line

Descripción : Puntas sueltas en bolsas. Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell) y tipo Eppendorf (compatibles con EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL). Color natural



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
TIPP-010-1K0	31,5	0,5 - 10 µl tipo Gilson (A)	1000
TIPP-011-1K0	45	0,5 - 10 µl tipo Eppendorf (B)	1000
TIPP-010-40K	31,5	0,5 - 10 µl tipo Gilson (A)	40 x 1000
TIPP-011-20K	45	0,5 - 10 µl tipo Eppendorf (B)	20 x 1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-010-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868048324
TIPP-011-1K0	1,4	0,2	90269000	08434868048331
TIPP-010-40K	61,25	8	90269000	18434868048321
TIPP-011-20K	30,625	4	90269000	18434868048338

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Micropipette tips, polypropylene, 0,5 - 10 ul Standard Line**Description :** Loose tips in bags. Two types available: Gilson type (compatible with EASY 40 , Gilson, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell) and Eppendorf type (compatible with EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL). Natural color

Autoclavability



Available in standard size and economy size


TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
TIPP-010-1K0	31,5	0.5 - 10 µl Gilson type (A)	1000
TIPP-011-1K0	45	0.5 - 10 µl Eppendorf type (B)	1000
TIPP-010-40K	31,5	0.5 - 10 µl Gilson type (A)	40 x 1000
TIPP-011-20K	45	0.5 - 10 µl Eppendorf type (B)	20 x 1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-010-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868048324
TIPP-011-1K0	1,4	0,2	90269000	08434868048331
TIPP-010-40K	61,25	8	90269000	18434868048321
TIPP-011-20K	30,625	4	90269000	18434868048338

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 0,5 - 10 µl Standard Line**Description :** En vrac en sachet refermable. Deux modèles disponibles : type Gilson (compatible avec EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell) et type Eppendorf (compatible avec EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL). Couleur naturelle

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
TIPP-010-1K0	31,5	0,5 - 10 µl type Gilson (A)	1000
TIPP-011-1K0	45	0,5 - 10 µl type Eppendorf (B)	1000
TIPP-010-40K	31,5	0,5 - 10 µl type Gilson (A)	40 x 1000
TIPP-011-20K	45	0,5 - 10 µl type Eppendorf (B)	20 x 1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-010-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868048324
TIPP-011-1K0	1,4	0,2	90269000	08434868048331
TIPP-010-40K	61,25	8	90269000	18434868048321
TIPP-011-20K	30,625	4	90269000	18434868048338

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 0,5-10 µl Standard Line

Descrizione : Sfuso, in sacchetto richiudibile. Due modelli disponibili: tipo Gilson (compatibili con EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell) e tipo Eppendorf (compatibili con EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL). Colore naturale



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio


DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
TIPP-010-1K0	31,5	0,5-10 µl tipo Gilson (A)	1000
TIPP-011-1K0	45	0,5-10 µl tipo Eppendorf (B)	1000
TIPP-010-40K	31,5	0,5-10 µl tipo Gilson (A)	40 x 1000
TIPP-011-20K	45	0,5-10 µl tipo Eppendorf (B)	20 x 1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-010-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868048324
TIPP-011-1K0	1,4	0,2	90269000	08434868048331
TIPP-010-40K	61,25	8	90269000	18434868048321
TIPP-011-20K	30,625	4	90269000	18434868048338

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tips voor micropipetten van PP 0,5- 10 ul Standard Line

Beschrijving : Losse tips in zakjes. Twee modellen beschikbaar: type Gilson (compatibel met EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell) en type Eppendorf (compatibel met EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL). Kleurloos



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	type	stuks per ref.
TIPP-010-1K0	31,5	0,5 - 10 µl type Gilson (A)	1000
TIPP-011-1K0	45	0,5 - 10 µl type Eppendorf (B)	1000
TIPP-010-40K	31,5	0,5 - 10 µl type Gilson (A)	40 x 1000
TIPP-011-20K	45	0,5 - 10 µl type Eppendorf (B)	20 x 1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-010-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868048324
TIPP-011-1K0	1,4	0,2	90269000	08434868048331
TIPP-010-40K	61,25	8	90269000	18434868048321
TIPP-011-20K	30,625	4	90269000	18434868048338

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten, 0,5 – 10 µl, Standard Line

Beschreibung : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Zwei Modelle verfügbar: Typ Gilson (kompatibel mit EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell) und Typ Eppendorf (kompatibel mit EASY 40 Elite, Eppendorf, Gilson, Biohit, Brand, Socorex, HTL). Farblos.



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPP-010-1K0	31,5	0,5 - 10 µl, Typ Gilson (A)	1000
TIPP-011-1K0	45	0,5 - 10 µl, Typ Eppendorf (B)	1000
TIPP-010-40K	31,5	0,5 - 10 µl, Typ Gilson (A)	40 x 1000
TIPP-011-20K	45	0,5 - 10 µl, Typ Eppendorf (B)	20 x 1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-010-1K0	0,8	0,15	90269000	08434868048324
TIPP-011-1K0	1,4	0,2	90269000	08434868048331
TIPP-010-40K	61,25	8	90269000	18434868048321
TIPP-011-20K	30,625	4	90269000	18434868048338

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.