

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 2 - 200 ul Standard Line

Descripción :

Puntas sueltas en bolsas. Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) y tipo Eppendorf (compatibles con EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'


DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl tipo Gilson, amarillas (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl tipo Eppendorf, amarillas (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl tipo Gilson, amarillas (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl tipo Eppendorf, amarillas (B)	10 x 1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Micropipette tips, polypropylene, 2 - 200 ul Standard Line

Description : Loose tips in bags. Two models available: Gilson type (compatible with EASY 40 , Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) and Eppendorf type (compatible with EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)



Autoclavability



Available in standard size and economy size


TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl Gilson type, yellow (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl Eppendorf type, yellow (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl Gilson type, yellow (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl Eppendorf type, yellow (B)	10 x 1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 2 - 200 µl Standard Line**Description :** Pointe en vrac en sachet refermable. Deux modèles disponibles : type Gilson (compatible avec EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) et type Eppendorf (compatible avec EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)

Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl type Gilson, jaune (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl type Eppendorf, jaune (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl type Gilson, jaune (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl type Eppendorf, jaune (B)	10 x 1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 2-200 µl Standard Line

Descrizione : Sfuso, in sacchetto richiudibile. Due modelli disponibili: tipo Gilson (compatibili con EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) e tipo Eppendorf (compatibili con EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio


DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPP-200-1K0	2-200 µl tipo Gilson, gialli (A)	1000
TIPP-201-1K0	2-200 µl tipo Eppendorf, gialli (B)	1000
TIPP-200-10K	2-200 µl tipo Gilson, gialli (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2-200 µl tipo Eppendorf, gialli (B)	10 x 1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Tips voor micropipetten van PP 2- 200 ul Standard Line

Beschrijving : Losse tips in zakjes. Twee modellen beschikbaar: type Gilson (compatibel met EASY 40+, Gilson, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryio, Kartell, Socorex) en type Eppendorf (compatibel met EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryio, Biohit, Brand)



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl type Gilson, geel (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl type Eppendorf, geel (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl type Gilson, geel (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl type Eppendorf, geel (B)	10 x 1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten, 2 – 200 µl Standard Line

Beschreibung : Lose Pipettenspitzen in Beuteln. Zwei Modelle verfügbar: Typ Gilson (kompatibel mit EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) und Typ Eppendorf (kompatibel mit EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand).



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl, Typ Gilson, gelb (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl, Typ Eppendorf, gelb (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl, Typ Gilson, gelb (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl, Typ Eppendorf, gelb (B)	10 x 1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.