

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 2 - 200 ul en rack Standard Line**

**Descripción :** Rack de 96 puntas en polipropileno con base y tapa de policarbonato transparente. Dos modelos de puntas disponibles tipo Gilson (compatibles con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) y tipo Eppendorf (compatibles con Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand). Autoclavable. Disponible también en torres de 10 racks de 96 puntas (10 x 96 puntas)



Esterilizable en autoclave a 121°



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPB-200-096	2 - 200 µl tipo Gilson, amarillas	96
TIPB-201-096	2 - 200 µl tipo Eppendorf, amarillas	96
TIPB-200-960	2 - 200 µl tipo Gilson, amarillas, en torres de 10 racks	10 x 96
TIPB-201-960	2 - 200 µl tipo Eppendorf, amarillas, en torres de 10 racks	10 x 96

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-200-096	0,648	0,155	90269000	08434868047914
TIPB-201-096	0,615	0,145	90269000	08434868047945
TIPB-200-960	2,808	0,909	90269000	08434868047921
TIPB-201-960	2,808	0,92	90269000	08434868047952

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Micropipette tips, polypropylene, 2 - 200 µl in a rack Standard Line**

**Description :** Rack of 96 polypropylene tips in a transparent polycarbonate box and cover. Two models of tips available: Gilson type (compatible with EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) and Eppendorf type (compatible with Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand). Also available in 10 racks tower of 96 tips (10 x 96 tips)



Autoclavability



Available in standard size and economy size

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
TIPB-200-096	2 - 200 µl Gilson type, yellow	96
TIPB-201-096	2 - 200 µl Eppendorf type, yellow	96
TIPB-200-960	2 - 200 µl Gilson type, yellow, in 10 racks tower	10 x 96
TIPB-201-960	2 - 200 µl Eppendorf type, yellow, in 10 racks tower	10 x 96

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-200-096	0,648	0,155	90269000	08434868047914
TIPB-201-096	0,615	0,145	90269000	08434868047945
TIPB-200-960	2,808	0,909	90269000	08434868047921
TIPB-201-960	2,808	0,92	90269000	08434868047952

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 2 - 200 µl en rack Standard Line**

**Description :** Rack de 96 pointes en polypropylène avec base et couvercle en polycarbonate transparent. Deux modèles de pointes disponibles : type Gilson (compatible avec EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) et type Eppendorf (compatible avec Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand). Autoclavable. Aussi disponible en tours de 10 racks de 96 pointes (10 x 96 pointes)



Autoclavable



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPB-200-096	2 - 200 µl type Gilson, jaune	96
TIPB-201-096	2 - 200 µl type Eppendorf, jaune	96
TIPB-200-960	2 - 200 µl type Gilson, jaune, tour de 10 racks	10 x 96
TIPB-201-960	2 - 200 µl type Eppendorf, jaune, tour de 10 racks	10 x 96

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-200-096	0,648	0,155	90269000	08434868047914
TIPB-201-096	0,615	0,145	90269000	08434868047945
TIPB-200-960	2,808	0,909	90269000	08434868047921
TIPB-201-960	2,808	0,92	90269000	08434868047952

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### **MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 2-200 µl in rack Standard Line**

**Descrizione** : Rack di 96 puntali in polipropilene con base e coperchio di polycarbonato trasparente. Due modelli di puntali disponibili: tipo Gilson (compatibili con EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) e tipo Eppendorf (compatibili con Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand). Disponibile anche in torri da 10 rack da 96 puntali ciascuno (10 x 96 puntali)



Autoclavabile



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPB-200-096	2-200 µl tipo Gilson, gialli	96
TIPB-201-096	2-200 µl tipo Eppendorf, gialli	96
TIPB-200-960	2-200 µl tipo Gilson, gialli, in torri da 10 rack	10 x 96
TIPB-201-960	2-200 µl tipo Eppendorf, gialli, in torri da 10 rack	10 x 96

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-200-096	0,648	0,155	90269000	08434868047914
TIPB-201-096	0,615	0,145	90269000	08434868047945
TIPB-200-960	2,808	0,909	90269000	08434868047921
TIPB-201-960	2,808	0,92	90269000	08434868047952

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Tips voor micropipetten van PP 2- 200 ul in rek, Standard Line**

**Beschrijving** : Rek van 96 tips in polypropyleen met transparante polycarbonaat basis en deksel. Twee tipmodellen beschikbaar: type Gilson (compatibel met EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) en type Eppendorf (compatibel met Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand). Autoclaveerbaar. Ook verkrijgbaar in torens van 10 rekken van 96 tips (10 x 96 tips)



Autoclaveerbaar



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
TIPB-200-096	2 - 200 µl type Gilson, geel	96
TIPB-201-096	2 - 200 µl type Eppendorf, geel	96
TIPB-200-960	2 - 200 µl type Gilson, geel, in torens van 10 x 96 10 rekken	
TIPB-201-960	2 - 200 µl type Eppendorf, geel, in torens 10 x 96 van 10 rekken	

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-200-096	0,648	0,155	90269000	08434868047914
TIPB-201-096	0,615	0,145	90269000	08434868047945
TIPB-200-960	2,808	0,909	90269000	08434868047921
TIPB-201-960	2,808	0,92	90269000	08434868047952

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

### MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Pipettenspitzen aus PP für Mikroliterpipetten, 2 – 200 µl, in Racks Standard Line**

**Beschreibung** : Rack mit 96 Pipettenspitzen aus Polypropylen, mit Boden und Deckel aus transparentem Polycarbonat. Zwei Modelle verfügbar: Typ Gilson (kompatibel mit EASY, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) und Typ Eppendorf (kompatibel mit Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand). Autoklavierbar. Auch verfügbar in Stapeln von zehn Racks mit je 96 Pipettenspitzen (10 x 96 Pipettenspitzen).



Autoklavierbar



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
TIPB-200-096	2 - 200 µl, Typ Gilson, gelb	96
TIPB-201-096	2 - 200 µl, Typ Eppendorf, gelb	96
TIPB-200-960	2 - 200 µl, Typ Gilson, gelb, in Stapeln mit 10 Racks	10 x 96
TIPB-201-960	2 - 200 µl Typ Eppendorf, gelb, in Stapeln mit 10 Racks	10 x 96

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPB-200-096	0,648	0,155	90269000	08434868047914
TIPB-201-096	0,615	0,145	90269000	08434868047945
TIPB-200-960	2,808	0,909	90269000	08434868047921
TIPB-201-960	2,808	0,92	90269000	08434868047952

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.