



Fecha rev.: 28/03/2023

Ref. Doc: PDS-1160

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Objetivos, oculares y retículos para microscopios MOTIC

Descripción : Entrega 2 semanas


DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
BMAC-111-001	ocular WF 10X/18 mm con micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para serie SFC-100	1
BMAC-068-001	ocular gran campo WF 15X/12 mm, para series 18 LED Cordless, 28 LED Cordless y B1 Elite	1
BMAC-112-001	ocular WF 10X/18 mm con micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para series 18 LED Cordless y 28 LED Cordless	1
BMAC-132-001	ocular WF 10X/20 mm con micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para series ST-30C, SFC-11C, SMZ-140 y DM-143-FBGG	1
BMAC-092-001	ocular WF 10X/23 mm con micrómetro, 140 divisiones en 14 mm, para serie SMZ-168	1
BMAC-069-001	objetivo acromático 60X/0,85/S, para serie SFC-100	1
BMAC-018-001	objetivo acromático 100X/1,25/S-oil, para serie SFC-100	1
BMAC-070-001	objetivo acromático EA 60X/0,85/S, para series 18 LED Cordless y 28 LED Cordless	1
BMAC-019-001	objetivo acromático EA 100X/1,25/S-oil, para series 18 LED Cordless y 28 LED Cordless	1
BMAC-194-001	objetivo Semi-Plan SP60X/0,85/S, para serie B1 Elite	1
BMAC-175-001	objetivo plan acromático CCIS LM PL 100X/0.8 (WD=2mm) para series BA310 MET y BA310 MET T	1
BMAC-195-001	objetivo plan acromático CCIS EC 20X/0,40, para series BA-210, BA-210 Digital, BA-310 y BA-310 Digital	1
BMAC-196-001	objetivo plan acromático CCIS EC 60X/0,80 S, para series BA-210, BA-210 Digital, BA-310 y BA-310 Digital	1
BMAC-094-001	retículo micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para insertar en ocular original, para series BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital y BA410E	1
BMAC-130-001	retículo micrómetro, 100 divisiones en 10 mm, para insertar en ocular original, para serie AE2000	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-111-001	3	0,5	90029000	08434868009295
BMAC-068-001	3	0,5	90029000	08434868008885
BMAC-112-001	3	0,5	90029000	08434868009301
BMAC-132-001	3	0,5	90029000	08434868009509
BMAC-092-001	3	0,5	90029000	08434868009127
BMAC-069-001	3	0,5	90021900	08434868008892
BMAC-018-001	1	0,05	90021900	08434868008489
BMAC-070-001	3	0,5	90021900	08434868008908
BMAC-019-001	3	0,5	90021900	08434868008496
BMAC-194-001	3	0,5	90021900	08434868010116
BMAC-175-001	3	0,5	90021900	08434868009929
BMAC-195-001	3	0,5	90021900	08434868010123
BMAC-196-001	3	0,5	90021900	08434868010130
BMAC-094-001	3	0,5	90119090	08434868009141
BMAC-130-001	3	0,5	90119090	08434868009486

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Objectives, eyepieces and reticles for MOTIC microscopes

Description : Delivery time 2 weeks


TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
BMAC-111-001	micrometer eyepiece WF 10X/18 mm, 100 divisions in 10 mm, for SFC-100 series	1
BMAC-068-001	widefield eyepiece WF 15X/12 mm, for 18 LED Cordless, 28 LED Cordless and B1 Elite series	1
BMAC-112-001	micrometer eyepiece WF 10X/18 mm, 100 divisions in 10 mm, for 18 LED Cordless y 28 LED Cordless series	1
BMAC-132-001	micrometer eyepiece WF 10X/20 mm, 100 divisions in 10 mm, for ST-30C, SFC-11C, SMZ-140 and DM-143-FBGG series	1
BMAC-092-001	micrometer eyepiece WF 10X/23 mm, 140 divisions in 14 mm, for SMZ-168 series	1
BMAC-069-001	achromatic objective 60X/0.85/S, for SFC-100 series	1
BMAC-018-001	achromatic objective 100X/1.25/S-oil, for SFC-100 series	1
BMAC-070-001	achromatic objective EA 60X/0.85/S, for 18 LED Cordless y 28 LED Cordless series	1
BMAC-019-001	achromatic objective EA 100X/1.25/S-oil, for 18 LED Cordless y 28 LED Cordless series	1
BMAC-194-001	semi-Plan objective SP60X/0,85/S, for B1 Elite series	1
BMAC-175-001	CCIS LM Plan achromatic objective LM PL 100X/0.8 (WD=2mm), for BA310 MET y BA310 MET T series	1
BMAC-195-001	CCIS EC Plan achromatic objective 20X/0,40, for BA-210, BA-210 Digital, BA-310 and BA-310 Digital series	1
BMAC-196-001	CCIS EC Plan achromatic objective 60X/0,80 S, for BA-210, BA-210 Digital, BA-310 and BA-310 Digital series	1
BMAC-094-001	micrometer reticle, 100 divisions in 10 mm, to be inserted in original eyepiece, for BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital and BA410E series	1
BMAC-130-001	micrometer reticle, 100 divisions in 10 mm, to be inserted in original eyepiece, for AE2000 series	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-111-001	3	0,5	90029000	08434868009295
BMAC-068-001	3	0,5	90029000	08434868008885
BMAC-112-001	3	0,5	90029000	08434868009301
BMAC-132-001	3	0,5	90029000	08434868009509
BMAC-092-001	3	0,5	90029000	08434868009127
BMAC-069-001	3	0,5	90021900	08434868008892
BMAC-018-001	1	0,05	90021900	08434868008489
BMAC-070-001	3	0,5	90021900	08434868008908
BMAC-019-001	3	0,5	90021900	08434868008496
BMAC-194-001	3	0,5	90021900	08434868010116
BMAC-175-001	3	0,5	90021900	08434868009929
BMAC-195-001	3	0,5	90021900	08434868010123
BMAC-196-001	3	0,5	90021900	08434868010130
BMAC-094-001	3	0,5	90119090	08434868009141
BMAC-130-001	3	0,5	90119090	08434868009486

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Objectifs, oculaires et réticules pour microscopes MOTIC

Description : Délai de livraison 2 semaines


DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
BMAC-111-001	oculaire WF 10X/18 mm avec micromètre, 100 divisions en 10 mm, pour série SFC-100	1
BMAC-068-001	oculaire grand champ WF 15X/12 mm, pour séries 18 LED Cordless, 28 LED Cordless et B1 Elite	1
BMAC-112-001	oculaire WF 10X/18 mm avec micromètre, 100 divisions en 10 mm, pour séries 18 LED Cordless et 28 LED Cordless	1
BMAC-132-001	oculaire WF 10X/20 mm avec micromètre, 100 divisions en 10 mm, pour séries ST-30C, SFC-11C, SMZ-140 et DM-143-FBGG	1
BMAC-092-001	oculaire WF 10X/23 mm avec micromètre, 140 divisions en 14 mm, pour série SMZ-168	1
BMAC-069-001	objectif achromatique 60X/0,85/R, pour série SFC-100	1
BMAC-018-001	objectif achromatique 100X/1,25/R-Immersion, pour série SFC-100	1
BMAC-070-001	objectif achromatique EA 60X/0,85/R, pour séries 18 LED Cordless et 28 LED Cordless	1
BMAC-019-001	objectif achromatique EA 100X/1,25/R-Immersion, pour séries 18 LED Cordless et 28 LED Cordless	1
BMAC-194-001	objectif Semi-Plan SP60X/0,85/S, pour série B1 Elite	1
BMAC-175-001	objectif achromatique de phase CCIS LM PL 100X/0.8 (WD=2mm) pour séries BA310 MET y BA310 MET T	1
BMAC-195-001	objectif plan achromatique CCIS EC 20X/0,40, pour séries BA-210, BA-210 Numérique, BA-310 et BA-310 Numérique	1
BMAC-196-001	objectif plan achromatique CCIS EC 60X/0,80R, pour séries BA-210, BA-210 Numérique, BA-310 et BA-310 Numérique	1
BMAC-094-001	réseau micrométrique, 100 divisions en 10 mm, à introduire dans l'oculaire originel, pour séries BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital et BA410E	1
BMAC-130-001	réseau micrométrique, 100 divisions en 10 mm, à introduire dans l'oculaire originel, pour série AE2000	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-111-001	3	0,5	90029000	08434868009295
BMAC-068-001	3	0,5	90029000	08434868008885
BMAC-112-001	3	0,5	90029000	08434868009301
BMAC-132-001	3	0,5	90029000	08434868009509
BMAC-092-001	3	0,5	90029000	08434868009127
BMAC-069-001	3	0,5	90021900	08434868008892
BMAC-018-001	1	0,05	90021900	08434868008489
BMAC-070-001	3	0,5	90021900	08434868008908
BMAC-019-001	3	0,5	90021900	08434868008496
BMAC-194-001	3	0,5	90021900	08434868010116
BMAC-175-001	3	0,5	90021900	08434868009929
BMAC-195-001	3	0,5	90021900	08434868010123
BMAC-196-001	3	0,5	90021900	08434868010130
BMAC-094-001	3	0,5	90119090	08434868009141
BMAC-130-001	3	0,5	90119090	08434868009486

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Obiettivi, oculari e reticoli per microscopi MOTIC

Descrizione : Consegna in 2 settimane

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
BMAC-111-001	Oculare WF 10X / 18 mm con micrometro, 100 divisioni in 10 mm, per serie SFC-100	1
BMAC-068-001	Oculare grandangolare WF 15X/12 mm, per serie 18 LED Cordless, 28 LED Cordless e B1 Elite	1
BMAC-112-001	Oculare WF 10X/18 mm con micrometro, 100 divisioni in 10 mm, per serie 18 LED Cordless e 28 LED Cordless	1
BMAC-132-001	Oculare WF 10X / 20 mm con micrometro, 100 divisioni in 10 mm, per serie ST-30C, SFC-11C, SMZ-140 y DM-143-FBGG	1
BMAC-092-001	Oculare WF 10X / 23 mm con micrometro, 140 divisioni in 14 mm, per serie SMZ-168	1
BMAC-069-001	Obiettivo acromatico 60X/0,85/S, per serie SFC-100	1
BMAC-018-001	Obiettivo acromatico 100X/1,25/S-oil, per serie SFC-100	1
BMAC-070-001	Obiettivo acromatico EA 60X/0,85/S, per serie 18 LED Cordless e 28 LED Cordless	1
BMAC-019-001	Obiettivo acromatico EA 100X/1,25/S-oil, per cordless LED serie 18 LED Cordless e 28 LED Cordless	1
BMAC-194-001	Obiettivo Semi-Plan. SP60X/0,85/S, per serie B1 Elite	1
BMAC-175-001	Obiettivo piatto acromatico CCIS LM PL 100X/0,8 (WD = 2mm) per serie BA310 MET e BA310 MET T	1
BMAC-195-001	Obiettivo planare acromatico CCIS EC 20X/0,40, per serie BA-210, BA-210 Digital, BA-310 e BA-310 Digital	1
BMAC-196-001	Obiettivo planare acromatico CCIS EC 60X/0,80 S, per serie BA-210, BA-210 Digital, BA-310 e BA-310 Digital	1
BMAC-094-001	Reticolo micrometrico, 100 divisioni in 10 mm, da inserire nell'oculare originale, per serie BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital e BA410E	1
BMAC-130-001	Reticolo micrometrico, 100 divisioni in 10 mm, da inserire nell'oculare originale, per serie AE2000	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-111-001	3	0,5	90029000	08434868009295
BMAC-068-001	3	0,5	90029000	08434868008885
BMAC-112-001	3	0,5	90029000	08434868009301
BMAC-132-001	3	0,5	90029000	08434868009509
BMAC-092-001	3	0,5	90029000	08434868009127
BMAC-069-001	3	0,5	90021900	08434868008892
BMAC-018-001	1	0,05	90021900	08434868008489
BMAC-070-001	3	0,5	90021900	08434868008908
BMAC-019-001	3	0,5	90021900	08434868008496
BMAC-194-001	3	0,5	90021900	08434868010116
BMAC-175-001	3	0,5	90021900	08434868009929
BMAC-195-001	3	0,5	90021900	08434868010123
BMAC-196-001	3	0,5	90021900	08434868010130
BMAC-094-001	3	0,5	90119090	08434868009141
BMAC-130-001	3	0,5	90119090	08434868009486

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Objectieven, oculairen en rasters voor MOTIC-microscopen

Beschrijving : Levertijd 2 weken


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
BMAC-111-001	oculair WF 10X/18 mm met micrometer, 100 verdelingen in 10 mm, voor serie SFC-100	1
BMAC-068-001	groothoekoculair WF 15X/12 mm, voor modellen 18 LED Cordless, 28 LED Cordless en B1 Elite	1
BMAC-112-001	WF 10X/18 mm oculair met micrometer, 100 verdelingen in 10 mm, voor modellen 18 LED Cordless en 28 LED Cordless	1
BMAC-132-001	oculair WF 10X/20 mm met micrometer, 100 verdelingen in 10 mm, voor modellen ST-30C, SFC-11C, SMZ-140 en DM-143-FBGG	1
BMAC-092-001	oculair WF 10X/23 mm met micrometer, 140 verdelingen in 14 mm, voor serie SMZ-168	1
BMAC-069-001	achromatisch objectief 60X/0,85/S, voor serie SFC-100	1
BMAC-018-001	achromatische objectief 100X/1,25/S-Olie, voor serie SFC-100	1
BMAC-070-001	achromatisch objectief EA 60X/0,85/S, voor modellen 18 LED Cordless en 28 LED Cordless	1
BMAC-019-001	achromatisch objectief EA 100X/1,25/S-oil, voor modellen 18 LED Cordless en 28 LED Cordless	1
BMAC-194-001	semi-Plan objectief SP60X/0.85/S, voor serie B1 Elite	1
BMAC-175-001	achromatisch objectief plan CCIS LM PL 100X/0.8 (WD=2mm) voor modellen BA310 MET en BA310 MET T	1
BMAC-195-001	plan achromatisch objectief CCIS EC 20X/0.40, voor modellen BA-210, BA-210 Digital, BA-310 en BA-310 Digital	1
BMAC-196-001	plan achromatisch objectief CCIS EC 60X/0,80 S, voor BA-210, BA-210 Digital, BA-310 en BA-310 Digital-modellen	1
BMAC-094-001	micrometerraster, 100 verdelingen in 10 mm, te plaatsen in het originele oculair, voor modellen BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital en BA410E	1
BMAC-130-001	micrometerraster, 100 verdelingen in 10 mm, te plaatsen in het originele oculair, voor serie AE2000	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-111-001	3	0,5	90029000	08434868009295
BMAC-068-001	3	0,5	90029000	08434868008885
BMAC-112-001	3	0,5	90029000	08434868009301
BMAC-132-001	3	0,5	90029000	08434868009509
BMAC-092-001	3	0,5	90029000	08434868009127
BMAC-069-001	3	0,5	90021900	08434868008892
BMAC-018-001	1	0,05	90021900	08434868008489
BMAC-070-001	3	0,5	90021900	08434868008908
BMAC-019-001	3	0,5	90021900	08434868008496
BMAC-194-001	3	0,5	90021900	08434868010116
BMAC-175-001	3	0,5	90021900	08434868009929
BMAC-195-001	3	0,5	90021900	08434868010123
BMAC-196-001	3	0,5	90021900	08434868010130
BMAC-094-001	3	0,5	90119090	08434868009141
BMAC-130-001	3	0,5	90119090	08434868009486

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Objektive, Okulare und Mikrometer für MOTIC-Mikroskope**Beschreibung :** Lieferzeit 2 Wochen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
BMAC-111-001	Okular WF 10X/18 mm mit Mikrometer, 100 Unterteilungen je 10 mm	1
BMAC-068-001	Weitfeld-Okular WF 15X/12 mm, für Serien 18 LED Cordless, 28 LED Cordless und B1 Elite	1
BMAC-112-001	Okular WF 10X/18 mm mit Mikrometer, 100 Unterteilungen je 10 mm	1
BMAC-132-001	Okular WF 10X/20 mm mit Mikrometer, 100 Unterteilungen je 10 mm, für Serien ST-30C, SFC-11C, SMZ-140 und DM-143-FBGG	1
BMAC-092-001	Okular WF 10X/23 mm mit Mikrometer, 140 Unterteilungen je 14 mm	1
BMAC-069-001	achromatisches Objektiv 60X/0,85/S	1
BMAC-018-001	achromatisches Objektiv 100X/1,25/S-Oil	1
BMAC-070-001	achromatisches Objektiv EA 60X/0,85/S	1
BMAC-019-001	achromatisches Objektiv EA 100X/1,25/S-Oil	1
BMAC-194-001	Semiplan-Objektiv SP60X/0,85/S	1
BMAC-175-001	plan-achromatisches Objektiv CCIS LM PL 100X/0.8 (WD=2mm) für Serien BA310 MET und BA310 MET T	1
BMAC-195-001	plan-achromatisches Objektiv CCIS EC EC 20X/0,40, für Serien BA-210, BA-210 Digital, BA-310 und BA-310 Digital	1
BMAC-196-001	plan-achromatisches Objektiv CCIS EC EC 60X/0,80 für Serien BA-210, BA-210 Digital, BA-310 und BA-310 Digital	1
BMAC-094-001	Mikrometer, 100 Unterteilungen je 10 mm, zum Einsetzen ins Originalokular, für Serien BA210, BA210 Digital, BA310, BA310 Digital und BA410E	1
BMAC-130-001	Mikrometer, 100 Unterteilungen je 10 mm, zum Einsetzen ins Originalokular, für Serie AE2000	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BMAC-111-001	3	0,5	90029000	08434868009295
BMAC-068-001	3	0,5	90029000	08434868008885
BMAC-112-001	3	0,5	90029000	08434868009301
BMAC-132-001	3	0,5	90029000	08434868009509
BMAC-092-001	3	0,5	90029000	08434868009127
BMAC-069-001	3	0,5	90021900	08434868008892
BMAC-018-001	1	0,05	90021900	08434868008489
BMAC-070-001	3	0,5	90021900	08434868008908
BMAC-019-001	3	0,5	90021900	08434868008496
BMAC-194-001	3	0,5	90021900	08434868010116
BMAC-175-001	3	0,5	90021900	08434868009929
BMAC-195-001	3	0,5	90021900	08434868010123
BMAC-196-001	3	0,5	90021900	08434868010130
BMAC-094-001	3	0,5	90119090	08434868009141
BMAC-130-001	3	0,5	90119090	08434868009486

PRODUKTFOTO

