

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Balanza portátil METRIA E****Descripción :** Función tara. Pantalla LCD. Pilas: 2 x AAA. Apagado automático: 60s. Unidades: g, kg, oz, ct, lb, tl. Dimensiones del plato: 100 x 100 mm. Incluye bandeja transparente para pesar líquidos y objetos de mayores dimensiones. Garantía 1 año

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	unidades por ref.
POSC-600-001	600 g	0,01 g	1
POSC-2K0-001	2000 g	0,1 g	1
POSC-3K0-001	3000 g	0,1 g	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POSC-600-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056831
POSC-2K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056817
POSC-3K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056824

FOTO DEL PRODUCTO

GENERAL INFORMATION**Product name : Portable balance METRIA E**

Description : Tare function. LCD screen. Battery: 2 x AAA. Auto turn off: 60s. Units: g, kg, oz, ct, lb, tl. Plate dimensions: 100 x 100 mm. Includes a transparent plate to weigh liquids and higher dimension objects. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	readability	pcs/pack
POSC-600-001	600 g	0,01 g	1
POSC-2K0-001	2000 g	0,1 g	1
POSC-3K0-001	3000 g	0,1 g	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POSC-600-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056831
POSC-2K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056817
POSC-3K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056824

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Balance portable METRIA E****Description :** Fonction tare. Ecran LCD. Piles : 2 x AAA. Extinction automatique : 60s. Unités : g, kg, oz, ct, lb, tl.
Dimensions externes : 140 x 100 x 20 mm. Dimensions du plateau : 100 x 100 mm. Inclut plateau transparent pour les liquides et objets de plus grandes dimensions. Garantie 1 an

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	résolution	unités par ref.
POSC-600-001	600 g	0,01 g	1
POSC-2K0-001	2000 g	0,1 g	1
POSC-3K0-001	3000 g	0,1 g	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POSC-600-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056831
POSC-2K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056817
POSC-3K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056824

PHOTO PRODUIT

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Bilancia portatile METRIA E**

Descrizione : Funzione tara. Schermo LCD. Batterie: 2 x AAA. Spegnimento automatico: 60 s. Unità: g, kg, oz, ct, lb, tl. Dimensioni della piastra: 100 x 100 mm. Include vassoio trasparente per pesare liquidi e oggetti più grandi. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	risoluzione	unità per ref.
POSC-600-001	600 g	0,01 g	1
POSC-2K0-001	2000 g	0,1 g	1
POSC-3K0-001	3000 g	0,1 g	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POSC-600-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056831
POSC-2K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056817
POSC-3K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056824

FOTO DEL PRODOTTO

ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Draagbare weegschaal METRIA E**

Beschrijving : Tarra-functie. LCD-scherm. Batterijen: 2 x AAA. Automatische uitschakeling: 60 s. Eenheden: g, kg, oz, ct, lb, tl. Afmetingen van bord: 100 x 100 mm. Inclusief transparante schaal om vloeistoffen en grotere voorwerpen te wegen. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	resolutie	stuks per ref.
POSC-600-001	600 g	0,01 g	1
POSC-2K0-001	2000 g	0,1 g	1
POSC-3K0-001	3000 g	0,1 g	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POSC-600-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056831
POSC-2K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056817
POSC-3K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056824

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Waage, tragbar, METRIA E****Beschreibung** : Tara-Funktion. LCD-Display. Batteriebetrieben (2 x AAA). Automatische Abschaltung nach 60 s. Einheiten: g, kg, oz, ct, lb, tl. Wägeplatte: 100 x 100 mm. Mit transparenter Wägeschale zum Wiegen von Flüssigkeiten und größeren Objekten. Garantie 1 Jahr.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ablesbarkeit	Stückzahl pro Artikel
POSC-600-001	600 g	0,01 g	1
POSC-2K0-001	2000 g	0,1 g	1
POSC-3K0-001	3000 g	0,1 g	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POSC-600-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056831
POSC-2K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056817
POSC-3K0-001	2,3438	0,286	84231010	08434868056824

PRODUKTFOTO