

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pala de medición de fondo plano para sólidos**Descripción :** Fabricado en polipropileno (PP)

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	volumen (ml)	longitud(mm)	unidades por ref.
SCPP-010-012	10	100	12
SCPP-025-012	25	135	12
SCPP-050-012	50	160	12
SCPP-100-012	100	200	12
SCPP-250-001	250	260	1
SCPP-500-001	500	315	1
SCPP-1K0-001	1000	385	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCPP-010-012	0,2	0,025	39233010	08434868056404
SCPP-025-012	0,25	0,3	39233010	08434868056411
SCPP-050-012	2	1	39233010	08434868056428
SCPP-100-012	3	0,37	39233010	08434868056435
SCPP-250-001	0,5	0,07	39233010	08434868056442
SCPP-500-001	0,9	0,15	39233010	08434868056459
SCPP-1K0-001	1,9	0,23	39233010	08434868056466



GENERAL INFORMATION

Product name : Flat bottom measuring scoop for solids**Description :** Made of polypropylene (PP)

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	volume (ml)	length(mm)	pcs/pack
SCPP-010-012	10	100	12
SCPP-025-012	25	135	12
SCPP-050-012	50	160	12
SCPP-100-012	100	200	12
SCPP-250-001	250	260	1
SCPP-500-001	500	315	1
SCPP-1K0-001	1000	385	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCPP-010-012	0,2	0,025	39233010	08434868056404
SCPP-025-012	0,25	0,3	39233010	08434868056411
SCPP-050-012	2	1	39233010	08434868056428
SCPP-100-012	3	0,37	39233010	08434868056435
SCPP-250-001	0,5	0,07	39233010	08434868056442
SCPP-500-001	0,9	0,15	39233010	08434868056459
SCPP-1K0-001	1,9	0,23	39233010	08434868056466

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pelle de mesure pour poudre, à fond plat**Description :** En polypropylène (PP)

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	volume (ml)	longueur(mm)	unités par ref.
SCPP-010-012	10	100	12
SCPP-025-012	25	135	12
SCPP-050-012	50	160	12
SCPP-100-012	100	200	12
SCPP-250-001	250	260	1
SCPP-500-001	500	315	1
SCPP-1K0-001	1000	385	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCPP-010-012	0,2	0,025	39233010	08434868056404
SCPP-025-012	0,25	0,3	39233010	08434868056411
SCPP-050-012	2	1	39233010	08434868056428
SCPP-100-012	3	0,37	39233010	08434868056435
SCPP-250-001	0,5	0,07	39233010	08434868056442
SCPP-500-001	0,9	0,15	39233010	08434868056459
SCPP-1K0-001	1,9	0,23	39233010	08434868056466



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sessola di misura a fondo piatto per solidi**Descrizione :** Realizzata in polipropilene (PP)

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	volume (ml)	Lunghezza (mm)	unità per ref.
SCPP-010-012	10	100	12
SCPP-025-012	25	135	12
SCPP-050-012	50	160	12
SCPP-100-012	100	200	12
SCPP-250-001	250	260	1
SCPP-500-001	500	315	1
SCPP-1K0-001	1000	385	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCPP-010-012	0,2	0,025	39233010	08434868056404
SCPP-025-012	0,25	0,3	39233010	08434868056411
SCPP-050-012	2	1	39233010	08434868056428
SCPP-100-012	3	0,37	39233010	08434868056435
SCPP-250-001	0,5	0,07	39233010	08434868056442
SCPP-500-001	0,9	0,15	39233010	08434868056459
SCPP-1K0-001	1,9	0,23	39233010	08434868056466



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Maatschap met platte bodem voor vaste stoffen

Beschrijving : Vervaardigd van polypropyleen (PP)



Autoclaveerbaar

121°

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	volume (ml)	lengte(mm)	stuks per ref.
SCPP-010-012	10	100	12
SCPP-025-012	25	135	12
SCPP-050-012	50	160	12
SCPP-100-012	100	200	12
SCPP-250-001	250	260	1
SCPP-500-001	500	315	1
SCPP-1K0-001	1000	385	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCPP-010-012	0,2	0,025	39233010	08434868056404
SCPP-025-012	0,25	0,3	39233010	08434868056411
SCPP-050-012	2	1	39233010	08434868056428
SCPP-100-012	3	0,37	39233010	08434868056435
SCPP-250-001	0,5	0,07	39233010	08434868056442
SCPP-500-001	0,9	0,15	39233010	08434868056459
SCPP-1K0-001	1,9	0,23	39233010	08434868056466



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schaufel für Feststoffe, flacher Boden**Beschreibung :** Aus Polypropylen (PP).

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen (ml)	Länge (mm)	Stückzahl pro Artikel
SCPP-010-012	10	100	12
SCPP-025-012	25	135	12
SCPP-050-012	50	160	12
SCPP-100-012	100	200	12
SCPP-250-001	250	260	1
SCPP-500-001	500	315	1
SCPP-1K0-001	1000	385	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCPP-010-012	0,2	0,025	39233010	08434868056404
SCPP-025-012	0,25	0,3	39233010	08434868056411
SCPP-050-012	2	1	39233010	08434868056428
SCPP-100-012	3	0,37	39233010	08434868056435
SCPP-250-001	0,5	0,07	39233010	08434868056442
SCPP-500-001	0,9	0,15	39233010	08434868056459
SCPP-1K0-001	1,9	0,23	39233010	08434868056466

