

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Silla baja de laboratorio con ruedas

Descripción : Cinco ruedas, giratoria, para trabajo sentado en altura de 75 cm. Material del asiento/espalda: Poliuretano antideslizante, fácil de limpiar. Resistente a la abrasión y productos de limpieza. Rango de ajuste de altura del asiento: 40-58 cm. Asiento ajustable mediante elevación de gas. Dimensiones del asiento (anchura x profundidad): 46 x 44 cm. Dimensiones del respaldo (anchura x altura): 41 x 31 cm. Base: poliamida negra con fibra de vidrio, diámetro de base: 60 cm. Incluye reposabrazos. Se entrega sin montar. Garantía 1 año

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
LACH-040-001	silla baja de laboratorio con ruedas	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LACH-040-001	196	8,8	87149500	08434868059047

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Low laboratory chair with wheels

Description : Five wheels, rotating, for working at a 75 cm height. Seat/back material: Anti-slip polyurethane, easy to clean. Resistant to abrasion and cleaning products. Adjustable seat by gas lift: 40-58 cm. Seat dimensions (width x depth): 46 x 44 cm. Dimensions of the backrest (width x height): 41 x 31 cm. Base: black polyamide with fiberglass, diameter of base: 60 cm. Includes armrests. Delivered unassembled. Warranty 1 year

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
LACH-040-001	low laboratory chair with wheels	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LACH-040-001	196	8,8	87149500	08434868059047

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Chaise de laboratoire, à roulettes

Description : Cinq roulettes rotatives, pour travailler assis à une hauteur de 75 cm. Matériau assise / dossier : polyuréthane antidérapant, facile à nettoyer, résistant à l'abrasion et aux produits de nettoyage. Hauteur d'assise réglable par gaz lift entre 40 et 58 cm. Dimensions assise (largeur x profondeur) : 46 x 44 cm. Dimensions dossier (largeur x hauteur) : 41 x 31 cm. Matériau base : polyamide noir avec fibre de verre. Diamètre base : 60 cm. Comprend des accoudoirs. A monter. Garantie de 1 an

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
LACH-040-001	chaise de laboratoire, à roulettes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LACH-040-001	196	8,8	87149500	08434868059047

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sedia da laboratorio bassa con ruote

Descrizione : Cinque ruote, girevole, per lavori a sedere ad un'altezza di 75 cm. Materiale del sedile/schienale: poliuretano antiscivolo, facile da pulire. Resistente all'abrasione e ai prodotti per la pulizia. Ampiezza di regolazione dell'altezza del sedile: 40-58 cm. Sedile regolabile con elevazione a gas. Dimensioni del sedile (larghezza x profondità): 46 x 44 cm. Dimensioni dello schienale (larghezza x altezza): 41 x 31 cm. Base: poliammide nero con fibra di vetro, diametro base: 60 cm. Include braccioli. Viene consegnato non montato. Garanzia di 1 anno

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
LACH-040-001	Sedia da laboratorio bassa con ruote	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LACH-040-001	196	8,8	87149500	08434868059047

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Lage laboratoriumstoel met wielen**

Beschrijving : Vijf wielen, zwenkbaar, voor zittend werk op 75 cm hoogte. Materiaal zitting/rug: Antislip polyurethaan, eenvoudig te reinigen. Bestand tegen schuur- en reinigingsproducten. Verstelbereik zithoogte: 40-58 cm. Verstelbare stoel d.m.v. gasveer. Afmetingen van de zitting (breedte x diepte): 46 x 44 cm. Afmetingen van de rug (breedte x diepte): 41 x 31 cm. Basis: Zwart polyamide met glasvezel, Diameter basis: 60 cm. Inclusief armleuningen. Wordt ongemonteerd geleverd. 1 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
LACH-040-001	lage laboratoriumstoel met wielen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LACH-040-001	196	8,8	87149500	08434868059047

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Laborstuhl mit Rollen, niedrig

Beschreibung : Fünf Rollen, für Arbeiten im Sitzen, Sitzhöhe von 75 cm. Material der Sitzfläche/Rückenlehne: rutschfestes Polyurethan, einfach zu reinigen. Beständig gegen Abrieb und Reinigungsmittel. Der Sitz ist höhenverstellbar zwischen 40 und 58 cm. Höhenverstellung durch Gasdruckfeder. Maße der Sitzfläche (Breite x Tiefe): 46 x 44 cm. Maße der Rückenlehne (Breite x Höhe): 41 x 31 cm. Basis: schwarzes Polyamid mit Glasfaser. Basisdurchmesser: 60 cm. Mit Armlehnen. Wird nicht montiert geliefert. Garantie 1 Jahr.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
LACH-040-001	niedriger Laborstuhl mit Rädern	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LACH-040-001	196	8,8	87149500	08434868059047

PRODUKTFOTO

