

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bureta ámbar con llave recta de PTFE y extremo en forma de embudo, clase A

Descripción : Para muestras fotosensibles. Diseñada según la norma ISO 385 y calibrada "por vertido" (TD, Ex). Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia (mm)	graduación	ltotal (mm)	unidades por ref.
BURA-F10-001	10 ml	± 0,025	0.05	540	1
BURA-F25-001	25 ml	± 0,04	0.1	560	1
BURA-F50-001	50 ml	± 0,05	0.1	800	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURA-F10-001	1,25	0,2	70179000	08434868082687
BURA-F25-001	1,75	0,25	70179000	08434868082694
BURA-F50-001	2	0,3	70179000	08434868082700

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Amber burette with PTFE straight stopcock and funnel top, class A

Description : For photo-sensitive samples. Designed according to ISO 385 and calibrated to deliver (TD, Ex). Batch certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy (mm)	graduation	ltotal (mm)	pcs/pack
BURA-F10-001	10 ml	± 0,025	0.05	540	1
BURA-F25-001	25 ml	± 0,04	0.1	560	1
BURA-F50-001	50 ml	± 0,05	0.1	800	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURA-F10-001	1,25	0,2	70179000	08434868082687
BURA-F25-001	1,75	0,25	70179000	08434868082694
BURA-F50-001	2	0,3	70179000	08434868082700

PRODUCT PHOTO



LBG

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Burette ambrée à robinet droit en PTFE, avec entonnoir, classe A

Description : Pour échantillons photosensibles. Conçue selon la norme ISO 385 et calibrée "pour écouler" (TD, Ex).
Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (mm)	graduation	long. totale (mm)	unités par ref.
BURA-F10-001	10 ml	± 0,025	0.05	540	1
BURA-F25-001	25 ml	± 0,04	0.1	560	1
BURA-F50-001	50 ml	± 0,05	0.1	800	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURA-F10-001	1,25	0,2	70179000	08434868082687
BURA-F25-001	1,75	0,25	70179000	08434868082694
BURA-F50-001	2	0,3	70179000	08434868082700

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Buretta ambra con rubinetto in PTFE ed estremità a forma di imbuto, classe A

Descrizione : Per campioni fotosensibili. Progettata secondo la normativa ISO 385 e calibrata "per scolamento" (TD, Ex). Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (mm)	graduazione	ltotale (mm)	unità per ref.
BURA-F10-001	10 ml	± 0,025	0.05	540	1
BURA-F25-001	25 ml	± 0,04	0.1	560	1
BURA-F50-001	50 ml	± 0,05	0.1	800	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURA-F10-001	1,25	0,2	70179000	08434868082687
BURA-F25-001	1,75	0,25	70179000	08434868082694
BURA-F50-001	2	0,3	70179000	08434868082700

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Amberkleurige buret met rechte PTFE-kraan en trechtersvormig uiteinde, klasse A

Beschrijving : Voor lichtgevoelige monsters. Ontworpen volgens ISO 385 en gekalibreerd "to dump" (TD, Ex).
Batchcertificaat inbegrepen (gratis te downloaden van www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	tolerantie (mm)	schaalverdeling	ltotaal (mm)	stuks per ref.
BURA-F10-001	10 ml	± 0,025	0.05	540	1
BURA-F25-001	25 ml	± 0,04	0.1	560	1
BURA-F50-001	50 ml	± 0,05	0.1	800	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURA-F10-001	1,25	0,2	70179000	08434868082687
BURA-F25-001	1,75	0,25	70179000	08434868082694
BURA-F50-001	2	0,3	70179000	08434868082700

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürette mit geradem Hahn aus PTFE und Trichteröffnung, Braunglas, Klasse A

Beschreibung : Für lichtempfindliche Proben. Entwickelt gemäß ISO-Norm 385 und justiert auf Ausguss (TD, Ex).
Chargenzertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Toleranz (mm)	Graduierung	Lgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
BURA-F10-001	10 ml	± 0,025	0.05	540	1
BURA-F25-001	25 ml	± 0,04	0.1	560	1
BURA-F50-001	50 ml	± 0,05	0.1	800	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BURA-F10-001	1,25	0,2	70179000	08434868082687
BURA-F25-001	1,75	0,25	70179000	08434868082694
BURA-F50-001	2	0,3	70179000	08434868082700

PRODUKTFOTO

