

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Kit de lavado para pipetas**

**Descripción :** Para el lavado de pipetas de hasta 400 mm. Consiste de dos partes: Unidad de lavado y cesta para pipetas. Llenado y vaciado automático por ciclos del contenedor: Se llena con agua a través de la boquilla situada en el borde superior y se introduce la cesta para pipetas. Una vez el nivel del agua llega al máximo, el recipiente se vacía totalmente de forma automática a través del sistema de drenaje de la parte inferior. Tras eliminar el agua contaminada, el contenedor vuelve a llenarse

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior x h (mm)	unidades por ref.
PIPW-001-001	152 x 771 (unidad de lavado) y 119 x 587 (cesta)	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPW-001-001	52,65	3,2	39269097	08434868083561

## FOTO DEL PRODUCTO



astik's

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Pipette washing kit**

**Description :** For washing pipettes up to 400 mm. It consists of two parts: washing unit and pipette basket. Automatic filling and emptying of the container by cycles: It is filled with water through the nozzle located on the upper edge and the pipette basket is inserted. Once the water level reaches the maximum, the container is completely emptied automatically through the bottom drainage system. After removing contaminated water, the container is refilled

## TECHNICAL DATA

reference	Øinside x h (mm)	pcs/pack
PIPW-001-001	152 x 771 (washing unit) and 119 x 587 (basket)	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPW-001-001	52,65	3,2	39269097	08434868083561

## PRODUCT PHOTO



astik's

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Kit de lavage pour pipettes**

**Description :** Pour pipettes jusqu'à 400 mm. Comprend unité de lavage et panier pour pipette. Remplissage et vidange automatiques du contenant par cycle : remplissage d'eau par la buse située sur le bord supérieur, introduction du panier de pipettes, vidange complète une fois le niveau de l'eau à son maximum via le système de drainage situé dans la partie inférieure, puis nouveau remplissage du récipient

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur x h (mm)	unités par ref.
PIPW-001-001	152 x 771 (unité de lavage) et 119 x 587 1 (panier)	

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPW-001-001	52,65	3,2	39269097	08434868083561

## PHOTO PRODUIT



astik's

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Kit per il lavaggio di pipette**

**Descrizione** : Per il lavaggio di pipette fino a 400 mm. Si compone di due parti: unità di lavaggio e cestello per pipette. Riempimento e svuotamento automatico per cicli del contenitore: viene riempito con acqua attraverso l'ugello situato sul bordo superiore e viene inserito il cestello per le pipette. Una volta che il livello dell'acqua raggiunge il massimo, il contenitore viene svuotato completamente in modo automatico attraverso il sistema di drenaggio inferiore. Dopo aver rimosso l'acqua contaminata, il contenitore viene riempito di nuovo

## DATI TECNICI

referenza	Øinterno x h (mm)	unità per ref.
PIPW-001-001	152 x 771 mm (unità di lavaggio) e 119 x 1587 mm (cestello)	

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPW-001-001	52,65	3,2	39269097	08434868083561

## FOTO DEL PRODOTTO



astik's

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Reinigingskit voor pipetten**

**Beschrijving :** Voor het reinigen van pipetten tot 400 mm. Bestaat uit twee delen: Waseenheid en pipethouder. Automatisch vullen en legen door de cycli van de container: Wordt gevuld met water via het mondstuk aan de bovenrand en de pipethouder wordt geplaatst. Zodra het waterniveau het maximum bereikt, loopt de recipiënt volledig automatisch leeg via het drainagesysteem onderaan. Na het verwijderen van het verontreinigde water wordt de container opnieuw gevuld

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbinnenkant x h (mm)	stuks per ref.
PIPW-001-001	152 x 771 (wasunit) en 119 x 587 (mand)	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPW-001-001	52,65	3,2	39269097	08434868083561

## PRODUKTFOTO



astik's

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Reinigungsset für Pipetten**

**Beschreibung :** Für die Reinigung von Pipetten bis 400 mm. Besteht aus zwei Teilen: Wascheinheit und Pipettenkorb. Automatische Befüllung und Entleerung des Behälters nach Zyklen: Dieser wird über einen Anschluss am oberen Rand mit Wasser gefüllt und dann der Pipettenkorb eingesetzt. Nachdem das Wasser den Höchststand erreicht hat, wird der Behälter automatisch über ein Ablaufsystem am unteren Teil vollständig entleert. Nach dem Abfließen des kontaminierten Wassers füllt sich der Behälter erneut.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø innen x H (mm)	Stückzahl pro Artikel
PIPW-001-001	152 x 771 (Wascheinheit) und 119 x 587 1 (Korb)	

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPW-001-001	52,65	3,2	39269097	08434868083561

## PRODUKTFOTO



astik's