

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Jeringa desechable, Luer Lock, estéril

Descripción : De tres piezas. Con Luer Lock (MLL) centrado y pistón elastómero para dosificación precisa. Envasada en bolsa unitaria. Esterilización por óxido de etileno. Conforme a ISO 7886-1, EN 20594-1 y DIN EN ISO 11135-1. Compatibles con los filtros de jeringa Branchia. Exclusivamente para uso de laboratorio, no para uso médico. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Disposable syringes, Luer Lock, sterile**Description :** Three-part. With centered Luer Lock (MLL) and elastomere piston for precise dosing. Single packed. EO (Ethylene oxide) sterilized. According to ISO 7886-1, EN 20594-1 and DIN EN ISO 11135-1. Comptatible with Branchia syringe filters. For lab use only, not for medical use. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Seringue jetable, Luer Lock, stérile

Description : Trois pièces. Cône Luer Lock (MLL) centré et piston élastomère pour un dosage précis. Emballage individuel. Stérilisée par oxyde d'éthylène. Conforme à ISO 17886-1, EN 20594-1 et DIN EN ISO 11135-1. Recommandée pour les filtres de seringue Branchia. Pour usage en laboratoire seulement, n'est pas apte pour usage médical. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Siringa monouso, Luer Lock, sterile

Descrizione : Composto da tre parti. Con Luer Lock (MLL) centrato e pistone elastomero per una dosificazione precisa. Confezionata in borsa unitaria. Sterilizzazione con ossido di etilene. Conforme a ISO 7886-1, EN20594-1 y DIN EN ISO 11135-1. Compatibili con i filtri per siringhe Branchia. Per uso esclusivo di laboratorio, non per uso medico. Certificato di sterilizzazione disponibile scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpspuit, Luer Lock aansluiting, steriel

Beschrijving : Uit drie stuks. Met gecentreerde Luer Lock (MLL) en elastomere zuiger voor nauwkeurige dosering. Verpakt in eenheidszak. Sterilisatie door ethyleenoxide. Volgens ISO 7886-1, EN 20594-1 en DIN EN ISO 11135-1. Compatibel met Branchia-spuitfilters. Alleen voor laboratoriumgebruik, niet voor medisch gebruik. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden van www.labbox.com)



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	stuks per ref.
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Einwegspritze, Luer-Lock-Anschluss, steril

Beschreibung : Dreiteilig. Mit zentriertem Luer-Lock-Anschluss (MLL) und Elastomerkolben für eine präzise Dosierung. Einzelverpackt. Sterilisiert durch Ethylenoxid. Gemäß ISO 7886-1, EN 20594-1 und DIN EN ISO 11135-1. Kompatibel mit Spritzenfiltern von Branchia. Ausschließlich zur Nutzung in Laboratorien, nicht geeignet für den medizinischen Gebrauch. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Stückzahl pro Artikel
SYRL-002-100	2,5 ml	100
SYRL-005-100	5 ml	100
SYRL-010-100	10 ml	100
SYRL-020-080	20 ml	80

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRL-002-100	8	0,5	90183110	08434868061446
SYRL-005-100	8	0,5	90183110	08434868061453
SYRL-010-100	8	0,8	90183110	08434868061460
SYRL-020-080	8	1	90183110	08434868061477

PRODUKTFOTO

