

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador mecánico lineal, con pantalla y función de tiempo, Lin-Pro**

**Descripción :** Dos pantallas LCD que muestran tiempo y velocidad. Función de temporizador (1 min-19h59min). Velocidad regulable entre 100 y 350 rpm. Amplitud lineal: 10 mm. Capacidad de carga de 7,5 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. El equipo incluye un accesorio universal con 4 barras SHKP-A02-001 y se puede combinar con una plataforma antideslizante (ver accesorios). Permite instalar una segunda plataforma antideslizante verticalmente con el accesorio SHKU-A01-001. Dimensiones (L x A x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKP-35L-001	agitador mecánico lineal, LBX Lin-Pro	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	15,11	84798200	08434868061743

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Linear shaker with digital screen and timing function, Lin-Pro**

**Description :** Two LCD screens that show time and speed. Timer function (1min-19h59min). Speed adjustable between 100 and 350 rpm. Lineal amplitude of 10 mm. Load capacity of 7,5 kg. DC Brushless motor, maintenance free. The device includes a SHKP-A02-001 universal accessory with 4 bars and can be combined with a non-slip platform (check accessories). It allows to install a second non-slip platform vertically with the accessory SHKU-A01-001. Dimensions (W x D x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKP-35L-001	linear shaker, LBX Lin-Pro	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	15,11	84798200	08434868061743

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur linéaire numérique avec minuterie, Lin-Pro**

**Description** : 2 écrans LCD permettant de voir le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1min-19h59min). Vitesse réglable entre 100 et 350 rpm. Amplitude linéale : 10 mm. Capacité de charge : 7,5 kg. Moteur Brushless sans entretien. Inclut une plateforme universelle à 4 barres SHKP-A02-001 et peut être combiné avec une plateforme antidérapante (en option). Possibilité d'installer une seconde plateforme antidérapante verticalement avec l'accessoire SHKU-A01-001. Dimensions (L x P x h) : 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKP-35L-001	agitateur linéaire, LBX Lin-Pro	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	15,11	84798200	08434868061743

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore meccanico lineare, con display e funzione timer, Lin-Pro**

**Descrizione** : Due display LCD che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1min-19h59min). Velocità regolabile tra 100 e 350 rpm. Ampiezza lineare: 10 mm. Capacità di carico di 7,5 kg. Motore brushless, senza manutenzione. Il kit comprende un accessorio universale con 4 barre SHKP-A02-001 e può essere combinato con una piattaforma antiscivolo (vedere accessori). Consente di installare una seconda piattaforma antiscivolo verticalmente con l'accessorio SHKU-A01-001. Dimensioni (L x l x h): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKP-35L-001	agitatore meccanico lineare, LBX Lin-Pro	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	15,11	84798200	08434868061743

## FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 28/03/2023  
Ref. Doc.: PDS-1360

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Lineaire mechanische schudder, met display en tijdfunctie, Lin-Pro**

**Beschrijving :** Twee LCD-schermen tonen de temperatuur en de snelheid. Timerfunctie (1 min-19u59min). Regelbare snelheid tussen 100 en 350 rpm. Lineaire amplitude: 10 mm. Laadcapaciteit van 7,5 kg. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. De kit bevat een SHKP-A02-001 universele bevestiging met 4 staven en kan worden gecombineerd met een antislipplatform (zie accessoires). Hiermee kan een tweede antislipplatform verticaal worden geïnstalleerd met het SHKU-A01-001-accessoire. Afmetingen (L x B x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. IP21-bescherming. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKP-35L-001	lineaire mechanische schudder, LBX Lin-1 Pro	

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	15,11	84798200	08434868061743

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Schüttler, mechanisch, linear, mit Display und Timer, Lin-Pro**

**Beschreibung** : Zwei LCD-Displays mit Zeit- und Drehzahl. Timerfunktion (1 min - 19 h 59 min). Drehzahl regulierbar zwischen 100 und 350 min<sup>-1</sup>. Schüttelamplitude: 10 mm. Beladungskapazität: 7,5 kg. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Das Gerät beinhaltet das universelle Aufsatzgestell SHKP-A02-001 mit vier Stangen und kann mit einer rutschfesten Plattform kombiniert werden (siehe Zubehör). Mit dem Artikel SHKU-A01-001 kann eine zweite rutschfeste Plattform installiert werden. Maße (L x B x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SHKP-35L-001	mechanischer linearer Schüttler, LBX, Lin-Pro	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKP-35L-001	65	15,11	84798200	08434868061743

## PRODUKTFOTO

