

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Matraz forma pera esmerilado**Descripción :** De vidrio borosilicato LBG 3.3

DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | boca | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-------|--------|-------|-------------------|
| FLE3-051-001 | 50 ml | 51 | 100 | 29/32 | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 0,378 | 0,04 | 70172000 | 08434868022133 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Flask eggplant shape, standard ground mouth**Description :** Made of borosilicate glass LBG 3.3

TECHNICAL DATA

| reference | capacity | Ø (mm) | h (mm) | mouth | pcs/pack |
|--------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| FLE3-051-001 | 50 ml | 51 | 100 | 29/32 | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 0,378 | 0,04 | 70172000 | 08434868022133 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ballon forme poire col rodé**Description :** En verre borosilicaté LBG 3.3

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | Ø (mm) | h (mm) | col | unités par ref. |
|--------------|----------|--------|--------|-------|-----------------|
| FLE3-051-001 | 50 ml | 51 | 100 | 29/32 | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 0,378 | 0,04 | 70172000 | 08434868022133 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pallone smerigliato forma a pera**Descrizione :** In vetro borosilicato LBG 3.3

DATI TECNICI

| referenza | capacità | Ø(mm) | h (mm) | bocchetta | unità per ref. |
|--------------|----------|-------|--------|-----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 50 ml | 51 | 100 | 29/32 | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 0,378 | 0,04 | 70172000 | 08434868022133 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Geslepen peervormige kolf****Beschrijving : Van borosilicaatglas LBG 3.3****TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie | capaciteit | Ø(mm) | h (mm) | mond | stuks per ref. |
|--------------|------------|-------|--------|-------|----------------|
| FLE3-051-001 | 50 ml | 51 | 100 | 29/32 | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 0,378 | 0,04 | 70172000 | 08434868022133 |

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Geschliffener Birnenkolben**Beschreibung :** Aus Borosilikatglas LBG 3.3

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Ø(mm) | H (mm) | Normschliff | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|-------|--------|-------------|-----------------------|
| FLE3-051-001 | 50 ml | 51 | 100 | 29/32 | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| FLE3-051-001 | 0,378 | 0,04 | 70172000 | 08434868022133 |

PRODUKTFOTO

