

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Secador**

**Descripción :** Diseño ergonómico. Doble aislamiento. 2 velocidades, 3 temperaturas. Cable de alimentación de 3 metros. Dos boquillas difusoras y filtro extraíble. Útil para secar material de laboratorio, instrumentos, precipitados y otros. 220-240 V, 50-60 Hz. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	potencia (W)	unidades por ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Dryer**

**Description :** Ergonomic design. Double insulation. 2 speeds, 3 temperatures. 3 meter power cable. Two diffuser nozzles and removable filter. Useful for drying laboratory equipment, instruments, precipitates and others. 220-240 V, 50-60 Hz. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	power (W)	pcs/pack
SDRY-2K0-001	2000	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Sèche-cheveux**

**Description :** Design ergonomique. Double isolation. 2 vitesses, 3 températures. Câble d'alimentation de 3 mètres. Deux buses de diffusion et filtre amovible. Utile pour sécher le matériel de laboratoire, les instruments, les précipités etc... 220-240 V, 50-60 Hz. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	puissance (W)	unités par ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Asciugacapelli**

**Descrizione** : Design ergonomico. Doppio isolamento. 2 velocità, 3 temperature. Cavo di alimentazione di 3 metri. Due ugelli diffusori e filtro estraibile. Utile per asciugare materiale da laboratorio, strumenti, precipitati e altro. 220-240 V, 50-60 Hz. Garanzia 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	potenza (W)	unità per ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Droger**

**Beschrijving** : Ergonomisch ontwerp. Dubbele isolering. 2 snelheden, 3 temperaturen. 3 meter stroomkabel. Twee diffusorsproeiers en uitneembaar filter. Nuttig voor het drogen van laboratoriummateriaal, instrumenten, precipitaten en andere. 220-240 V, 50-60 Hz. 1 jaar garantie



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	vermogen (W)	stuks per ref.
SDRY-2K0-001	2000	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Heißlufttrockner**

**Beschreibung :** Ergonomisches Design. Doppelte Isolierung. Zwei Geschwindigkeits- und drei Temperaturstufen. 3 m Stromkabel. Zwei Konzentrationsdüsen und herausnehmbarer Filter. Zum Trocknen von Labormaterial, Instrumenten, Fällungen usw. 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Leistung (W)	Stückzahl pro Artikel
SDRY-2K0-001	2000	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SDRY-2K0-001	7,425	1	85163100	08434868083592

## PRODUKTFOTO

