

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Bandeja de instrumentos**Descripción :** De acero inoxidable 18/8

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.
TRYS-015-001	150 x 100 x 30 mm	1
TRYS-020-001	200 x 150 x 35 mm	1
TRYS-030-001	300 x 200 x 40 mm	1
TRYS-035-001	350 x 250 x 50 mm	1
TRYS-045-001	450 x 350 x 50 mm	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-015-001	0,85	0,25	73102990	08434868098633
TRYS-020-001	1	0,3	73102990	08434868079335
TRYS-030-001	2,4	0,5	73102990	08434868079342
TRYS-035-001	4,3	0,8	73102990	08434868079359
TRYS-045-001	4,5	0,95	73102990	08434868098640

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Acero inoxidable 18/8

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Instruments tray**Description :** Made of stainless steel grade 304

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	dimensions (length x width x height)	pcs/pack
TRYS-015-001	150 x 100 x 30 mm	1
TRYS-020-001	200 x 150 x 35 mm	1
TRYS-030-001	300 x 200 x 40 mm	1
TRYS-035-001	350 x 250 x 50 mm	1
TRYS-045-001	450 x 350 x 50 mm	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-015-001	0,85	0,25	73102990	08434868098633
TRYS-020-001	1	0,3	73102990	08434868079335
TRYS-030-001	2,4	0,5	73102990	08434868079342
TRYS-035-001	4,3	0,8	73102990	08434868079359
TRYS-045-001	4,5	0,95	73102990	08434868098640

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Stainless steel 18/8

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Plateau pour instruments****Description :** Fabriqué en acier inoxydable type 304

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	unités par ref.
TRYS-015-001	150 x 100 x 30 mm	1
TRYS-020-001	200 x 150 x 35 mm	1
TRYS-030-001	300 x 200 x 40 mm	1
TRYS-035-001	350 x 250 x 50 mm	1
TRYS-045-001	450 x 350 x 50 mm	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-015-001	0,85	0,25	73102990	08434868098633
TRYS-020-001	1	0,3	73102990	08434868079335
TRYS-030-001	2,4	0,5	73102990	08434868079342
TRYS-035-001	4,3	0,8	73102990	08434868079359
TRYS-045-001	4,5	0,95	73102990	08434868098640

## PHOTO PRODUIT



Inox 18/8

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Vassoio per strumenti****Descrizione :** In acciaio inox classe 304

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	unità per ref.
TRYS-015-001	150 x 100 x 30 mm	1
TRYS-020-001	200 x 150 x 35 mm	1
TRYS-030-001	300 x 200 x 40 mm	1
TRYS-035-001	350 x 250 x 50 mm	1
TRYS-045-001	450 x 350 x 50 mm	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-015-001	0,85	0,25	73102990	08434868098633
TRYS-020-001	1	0,3	73102990	08434868079335
TRYS-030-001	2,4	0,5	73102990	08434868079342
TRYS-035-001	4,3	0,8	73102990	08434868079359
TRYS-045-001	4,5	0,95	73102990	08434868098640

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Acciaio inox 18/8



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Instrumentenschaal**Beschrijving :** Van roestvrij staal 18/8

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	stuks per ref.
TRYS-015-001	150 x 100 x 30 mm	1
TRYS-020-001	200 x 150 x 35 mm	1
TRYS-030-001	300 x 200 x 40 mm	1
TRYS-035-001	350 x 250 x 50 mm	1
TRYS-045-001	450 x 350 x 50 mm	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-015-001	0,85	0,25	73102990	08434868098633
TRYS-020-001	1	0,3	73102990	08434868079335
TRYS-030-001	2,4	0,5	73102990	08434868079342
TRYS-035-001	4,3	0,8	73102990	08434868079359
TRYS-045-001	4,5	0,95	73102990	08434868098640

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

18/8 roestvrij staal

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Instrumentenschale****Beschreibung :** Aus Edelstahl 18/8.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Stückzahl pro Artikel
TRYS-015-001	150 x 100 x 30 mm	1
TRYS-020-001	200 x 150 x 35 mm	1
TRYS-030-001	300 x 200 x 40 mm	1
TRYS-035-001	350 x 250 x 50 mm	1
TRYS-045-001	450 x 350 x 50 mm	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYS-015-001	0,85	0,25	73102990	08434868098633
TRYS-020-001	1	0,3	73102990	08434868079335
TRYS-030-001	2,4	0,5	73102990	08434868079342
TRYS-035-001	4,3	0,8	73102990	08434868079359
TRYS-045-001	4,5	0,95	73102990	08434868098640

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Edelstahl 18/8