

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Elevadores de células**

**Descripción :** Herramienta para recolectar células de una placa de cultivo o para eliminar capas de células. Fabricados en polietileno. El diseño de una sola pieza y la hoja cincelada proporcionan un control mejorado al tiempo que minimizan el daño a las células. Esterilizados por radiación gamma, sin pirógenos. Envasados en bolsa individual. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Libre de DNAsa y RNAsa



Esterilizado por radiación beta

## DATOS TÉCNICOS

referencia	ltotal (mm)	descripción	unidades por ref.
CELI-023-100	234	blanco, estéril	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CELI-023-100	12,852	1,3	39269097	08434868081178

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Cell lifter**

**Description :** Used to collect cells from a culture plate and or to eliminate cell layers. Polyethylene material. The one-piece design and the chiselled blade provide improved control while minimizing damage to cells. Sterilized by gamma irradiation, non-pyrogenic. Packed in individual bags. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



DNAsa and RNAsa free



Sterile by beta radiation

## TECHNICAL DATA

reference	ltotal (mm)	description	pcs/pack
CELI-023-100	234	white, sterile	100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CELI-023-100	12,852	1,3	39269097	08434868081178

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Récolteur de cellules**

**Description** : Pour récolter les cellules d'une plaque de culture ou pour éliminer des couches de cellules. Fabriqué en polyéthylène. Conception monobloc et lame ciselée qui améliorent le contrôle tout en minimisant d'endommager les cellules. Stérilisé par rayons gamma et certifié exempt de pyrogène. Emballé individuellement. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)



Certifié sans DNase et RNase



Stérilisé par irradiation beta

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. totale (mm)	description	unités par ref.
CELI-023-100	234	blanc, stérile	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CELI-023-100	12,852	1,3	39269097	08434868081178

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sollevatore di cellule**

**Descrizione** : Strumento per la raccolta di cellule da una piastra di coltura o per la rimozione di strati di cellule. Prodotto in polietilene. Il design in un unico pezzo e la lama cesellata forniscono un miglior controllo minimizzando i danni alle cellule. Sterilizzato con radiazioni gamma, apirogenico. Confezionato in buste individuali. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Certificati come prive di DNase e RNase



Sterile per radiazione beta

## DATI TECNICI

referenza	ltotale (mm)	descrizione	unità per ref.
CELI-023-100	234	bianco, sterile	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CELI-023-100	12,852	1,3	39269097	08434868081178

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Celschraper**

**Beschrijving** : Tool voor het oogsten van cellen uit een kweekschaal of voor het verwijderen van cellagen. Gemaakt van polyethyleen. Het ontwerp uit één stuk en het gebeitelde blad bieden verbeterde controle terwijl celbeschadiging wordt geminimaliseerd. Gesteriliseerd door gammastraling, pyrogeenvrij. Individueel verpakt. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden via [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



Vrij van DNase en RNase



Gesteriliseerd door bètastraling

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	ltotaal (mm)	beschrijving	stuks per ref.
CELI-023-100	234	wit, steriel	100

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CELI-023-100	12,852	1,3	39269097	08434868081178

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Zellschaber**

**Beschreibung** : Für die Zellernte auf Petrischalen oder zum Entfernen von Zellschichten. Aus Polyethylen. Das einteilige Design und die ziselierte Klinge bieten eine sehr gute Kontrolle und minimieren gleichzeitig die Beschädigung der Zellen. Sterilisiert durch Betastrahlen, pyrogenfrei. Verpackt in Einzelbeuteln. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter [www.labbox.com](http://www.labbox.com)).



Zertifiziert DNase- und RNase-frei



Sterilisiert durch Betastrahlen

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lgesamt (mm)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CELI-023-100	234	weiß, steril	100

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CELI-023-100	12,852	1,3	39269097	08434868081178

## PRODUKTFOTO

