

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : dNEAT Kit de purificación de agarosa

Descripción : El dNEAT Kit de purificación de agarosa proporciona un método altamente eficiente para extraer ADN de geles de agarosa. Las columnas contienen una membrana de sílice que permite la unión del fragmento de ADN en presencia de sales caotrópicas. El kit contiene: Tampón A1, tampón A2, solución de lavado y 50 columnas



Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
PURK-AGA-050	50	purificación de ADN de gel de agarosa	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-AGA-050	3,42	0,34	38229000	08434868082168

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : dNEAT Agarose Purification Kit

Description : The dNEAT Agarose Purification Kit provides a highly efficient method to extract DNA from agarose gels. The columns contain a silica membrane that allows the binding of the DNA fragment in presence of chaotropic salts. The kit contains: Buffer A1, buffer A2, Washing solution and 50 columns



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	description	pcs/pack
PURK-AGA-050	50	agarose gel DNA purification	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-AGA-050	3,42	0,34	38229000	08434868082168

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : dNEAT Kit de purification d'agarose

Description : Méthode extrêmement efficace pour extraire l'ADN de gels d'agarose. Membrane de silice des colonnes permettant la liaison du fragment d'ADN en présence de sels chaotropiques. Contient : tampon A1, tampon A2, solution de lavage et 50 colonnes



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	description	unités par ref.
PURK-AGA-050	50	purification d'ADN de gels d'agarose	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-AGA-050	3,42	0,34	38229000	08434868082168

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : dNEAT Kit di purificazione di agarosio

Descrizione : Il dNEAT Kit di purificazione di agarosio fornisce un metodo altamente efficiente per estrarre DNA da gel di agarosio. Le colonne contengono una membrana di silice che consente il legame del frammento di DNA in presenza di sali caotropici. Il kit contiene: tampone A1, tampone A2, soluzione lavaggio e 50 colonne



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	descrizione	unità per ref.
PURK-AGA-050	50	purificazione di ADN da gel di agarosio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-AGA-050	3,42	0,34	38229000	08434868082168

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : dNEAT Agarose-zuiveringskit

Beschrijving : De dNEAT agarosezuiveringskit biedt een zeer efficiënte methode voor het verwijderen van DNA uit agarosegels. De kolommen bevatten een silicamembraan dat de binding van het DNA-fragment mogelijk maakt in aanwezigheid van chaotrope zouten. De kit bevat: Buffer A1, buffer A2, wasoplossing en 50 kolommen



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	beschrijving	stuks per ref.
PURK-AGA-050	50	DNA-zuivering uit agarosegel	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-AGA-050	3,42	0,34	38229000	08434868082168

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : dNEAT Agarose-Aufreinigungskit**Beschreibung :**

Das Agarose-Aufreinigungskit dNEAT bietet ein hocheffizientes Verfahren, um DNA aus Agarosegel zu extrahieren. Die Säulen enthalten eine Kieselsäuremembran zur DNA-Fragment-Bindung in Anwesenheit von chaotropen Salzen. Das Kit enthält: Puffer A1, Puffer A2, Waschlösung und 50 Säulen.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PURK-AGA-050	50	DNA-Aufreinigung aus Agarosegelen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-AGA-050	3,42	0,34	38229000	08434868082168

PRODUKTFOTO

