

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Kit de proliferación celular XTT****Descripción :** Kit de proliferación celular XTT es un ensayo colorimétrico optimizado, preciso y sensible que detecta las actividades metabólicas celulares. Las células viables reducen las sales al colorante formazan, altamente coloreado

## DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
XTTC-001-500	500	detección colorimétrica	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
XTTC-001-500			38229000	08434868082212

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : XTT Cell Proliferation Assay Kit**

**Description :** The XTT Cell Proliferation Assay Kit is an optimized, accurate and sensitive colorimetric assay that detects the cellular metabolic activities. The viable cells reduce the salts to the highly coloured formazan dye

## TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	description	pcs/pack
XTTC-001-500	500	colorimetric detection	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
XTTC-001-500			38229000	08434868082212

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Kit de prolifération cellulaire XTT****Description :** Test colorimétrique optimisé, précis et sensible pour détecter les activités métaboliques cellulaires. Les cellules viables réduisent les sels en colorant formazan hautement coloré

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	description	unités par ref.
XTTC-001-500	500	détection colorimétrique	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
XTTC-001-500			38229000	08434868082212

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Kit di proliferazione cellulare XTT****Descrizione :** Kit di proliferazione cellulare XTT è un test colorimetrico ottimizzato, preciso e sensibile che rileva le attività metaboliche cellulari. Le cellule vitali riducono i sali in colorante formazan, intensamente colorato

## DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	descrizione	unità per ref.
XTTC-001-500	500	rilevamento colorimetrico	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
XTTC-001-500			38229000	08434868082212

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : XTT celprofileringskit****Beschrijving :** De XTT celprofileratiekit is een geoptimaliseerde, nauwkeurige en gevoelige colorimetrische test die cellulaire metabolische activiteiten detecteert. Levensvatbare cellen reduceren de zouten tot de sterk gekleurde formazankleurstof.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	beschrijving	stuks per ref.
XTTC-001-500	500	colorimetrische detectie	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
XTTC-001-500			38229000	08434868082212

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Kit zur Zellvermehrung XTT**

**Beschreibung :** Das Zellvermehrungskit XTT ist ein optimierter kolorimetrischer Test, präzise und sensibel, der metabolische Zellaktivitäten erkennt. Die viablen Zellen reduzieren die Salze zum farbintensiven Farbstoff Formazan.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
XTTC-001-500	500	kolorimetrische Detektion	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
XTTC-001-500			38229000	08434868082212

## PRODUKTFOTO

