

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Ensayo de viabilidad celular de Resazurina

**Descripción :** El kit de ensayo de viabilidad celular de Resazurina es un ensayo fluorescente listo para usar que detecta la actividad metabólica celular. La Resazurina es un tinte azul no fluorescente que es reducido por células metabólicamente activas. Una vez reducido se vuelve rosa fluorescente

## DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
RESC-001-2K5	2500	ensayo de fluorescencia	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Resazurin Cell Viability Assay**

**Description :** The Resazurin Cell Viability Assay Kit is a ready-to-use fluorescent assay that detects cellular metabolic activity. Resazurin is a blue non-fluorescent dye until it is reduced by metabolically active cells. When reduced it becomes fluorescent pink

## TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	description	pcs/pack
RESC-001-2K5	2500	fluorescence assay	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Test de viabilité cellulaire de la Résazurine****Description :** Test fluorescent prêt à l'emploi pour détecter l'activité métabolique cellulaire. La Résazurine est un colorant bleu non fluorescent, réduit par les cellules métaboliquement actives. Une fois réduit, il devient rose fluorescent

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	description	unités par ref.
RESC-001-2K5	2500	test de fluorescence	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Test di viabilità cellulare di Resazurina**

**Descrizione :** Test di viabilità cellulare di Resazurina è un test fluorescente pronto per l'uso che rileva l'attività metabolica cellulare. Resazurina è una tintura blu non fluorescente che viene ridotta da cellule metabolicamente attive. Una volta ridotta diventa rosa fluorescente

## DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	descrizione	unità per ref.
RESC-001-2K5	2500	test di fluorescenza	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Resazurin Cell Viability Assay**

**Beschrijving :** De testkit voor cellevensvatbaarheid van Resazurine is een gebruiksklare fluorescentietest die cellulaire metabolische activiteit detecteert. Resazurin is een niet-fluorescerende blauwe kleurstof die wordt gereduceerd door metabolisch actieve cellen. Eenmaal gereduceerd kleurt deze fluorescerend roze

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	beschrijving	stuks per ref.
RESC-001-2K5	2500	fluorescentietest	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Zellviabilitätstest mit Resazurin**

**Beschreibung** : Dieses Zellviabilitätstestkit mit Resazurin ist ein gebrauchsfertiger Fluoreszenztest zur Erkennung metabolischer Zellaktivitäten. Resazurin ist ein nicht-floureszierender blauer Farbstoff, der durch metabolisch aktive Zellen reduziert wird. Nach der Reduktion fluoresziert der Farbstoff rosa.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
RESC-001-2K5	2500	Floureszenztest	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

## PRODUKTFOTO

