

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mix de dNTP x-VITA

Descripción : El mix de dNTP x-VITA ofrece alta pureza y estabilidad para ensayos de PCR. La solución, lista para usar, incluye cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) mezclados a una concentración final de 10 mM o 40 mM



Producto que requiere transporte en frío para su envío


DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
DNTP-025-001	1 ml	2,5 mM cada nt, 10 mM total	1
DNTP-040-001	1 ml	10 mM cada nt, 40 mM total	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DNTP-025-001	1	0,01	38229000	08434868106451
DNTP-040-001	1	0,01	38229000	08434868082250

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : x-VITA dNTP Mix

Description : The x-VITA dNTP Mix offers high purity and stability for PCR assays. The ready-to-use solution includes each dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) mixed at a final concentration of 10 mM or 40 mM



Requires cold transportation


TECHNICAL DATA

reference	package	description	pcs/pack
DNTP-025-001	1 ml	2,5 mM each nt, 10 mM total	1
DNTP-040-001	1 ml	10 mM each nt, 40 mM total	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DNTP-025-001	1	0,01	38229000	08434868106451
DNTP-040-001	1	0,01	38229000	08434868082250

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mix de dNTP x-VITA

Description : De grande pureté et stabilité pour les tests PCR. Solution prête à l'emploi comprenant chaque dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), mélangé à une concentration finale de 10 mM ou 40 mM



Nécessitant un transport à froid


DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	description	unités par ref.
DNTP-025-001	1 ml	2,5 mM chaque nt, 10 mM total	1
DNTP-040-001	1 ml	10 mM chaque nt, 40 mM total	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DNTP-025-001	1	0,01	38229000	08434868106451
DNTP-040-001	1	0,01	38229000	08434868082250

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mix di dNTP x-VITA

Descrizione : Il mix dNTP x-VITA offre un'elevata purezza e stabilità per i test PCR. La soluzione, pronta all'uso, include ogni dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) miscelati ad una concentrazione finale di 10 mM o di 40mM



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
DNTP-025-001	1 ml	2,5 mM ciascun nt, 10 mM total	1
DNTP-040-001	1 ml	10 mM ciascun nt, 40 mM total	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DNTP-025-001	1	0,01	38229000	08434868106451
DNTP-040-001	1	0,01	38229000	08434868082250

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Mix van dNTP x-VITA

Beschrijving : De x-VITA dNTP-mix biedt een hoge zuiverheid en stabiliteit voor PCR-testen. De gebruiksklare oplossing omvat elke dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) gemengd tot een eindconcentratie van 10 mM en in totaal 40 mM.



Gekoeld transport vereist


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
DNTP-025-001	1 ml	2,5 mM elke nt, 10 mM totaal	1
DNTP-040-001	1 ml	10 mM elke nt, 40 mM totaal	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DNTP-025-001	1	0,01	38229000	08434868106451
DNTP-040-001	1	0,01	38229000	08434868082250

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : dNTP-Mix x-VITA

Beschreibung : Der dNTP-Mix x-VITA bietet eine hohe Reinheit und Stabilität für PCR-Tests. Die gebrauchsfertige Lösung beinhaltet alle dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), jeweils in einer Konzentration von 10 mM, Gesamtkonzentration von 40 mM.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
DNTP-025-001	1 ml	2,5 mM pro nt, 10 mM insgesamt	1
DNTP-040-001	1 ml	10 mM pro nt, 40 mM insgesamt	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
DNTP-025-001	1	0,01	38229000	08434868106451
DNTP-040-001	1	0,01	38229000	08434868082250

PRODUKTFOTO

