

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Marcador de peso molecular de ADN OXGEN**

**Descripción :** Los marcadores de peso molecular de ADN OXGEN son marcadores de ADN precisos y altamente estables, adecuados para medir ADN. Contienen tintes de carga con uno o dos tintes de visualización de migración



Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro



Producto que requiere transporte en frío para su envío

## DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
LADD-DN1-500	500 µl	25 - 700 bp, 10 bandas	1
LADD-DN4-500	500 µl	100 bp - 1 kb, 10 bandas	1
LADD-DN5-500	500 µl	100 bp - 1,5 kb, 11 bandas	1
LADD-DN2-500	500 µl	100 bp - 2 kb, 13 bandas	1
LADD-DN3-500	500 µl	500 bp - 10 kb, 11 bandas	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADD-DN1-500	0,001	0,0084	38229000	08434868082267
LADD-DN4-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093652
LADD-DN5-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093829
LADD-DN2-500	0,001	0,0078	38229000	08434868082274
LADD-DN3-500	0,001	0,0076	38229000	08434868082281

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** OXGEN DNA molecular weight marker

**Description :** OXGEN DNA molecular weight markers are precise and highly stable, suitable for sizing DNA. They contain loading dyes with one or two migration visualisation dyes



Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices



Requires cold transportation

## TECHNICAL DATA

reference	package	description	pcs/pack
LADD-DN1-500	500 µl	25 - 700 bp, 10 bands	1
LADD-DN4-500	500 µl	100 bp - 1 kb, 10 bands	1
LADD-DN5-500	500 µl	100 bp - 1,5 kb, 11 bands	1
LADD-DN2-500	500 µl	100 bp - 2 kb, 13 bands	1
LADD-DN3-500	500 µl	500 bp - 10 kb, 11 bands	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADD-DN1-500	0,001	0,0084	38229000	08434868082267
LADD-DN4-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093652
LADD-DN5-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093829
LADD-DN2-500	0,001	0,0078	38229000	08434868082274
LADD-DN3-500	0,001	0,0076	38229000	08434868082281

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Marqueur de poids moléculaire ADN OXGEN**

**Description :** Marqueur d'ADN précis et très stable, adapté à la mesure de l'ADN. Contient des colorants de chargement avec un ou deux colorants de visualisation de migration



Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro



Nécessitant un transport à froid

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	description	unités par ref.
LADD-DN1-500	500 µl	25 - 700 bp, 10 bandes	1
LADD-DN4-500	500 µl	100 bp - 1 kb, 10 bandes	1
LADD-DN5-500	500 µl	100 bp - 1,5 kb, 11 bandes	1
LADD-DN2-500	500 µl	100 bp - 2 kb, 13 bandes	1
LADD-DN3-500	500 µl	500 bp - 10 kb, 11 bandes	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADD-DN1-500	0,001	0,0084	38229000	08434868082267
LADD-DN4-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093652
LADD-DN5-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093829
LADD-DN2-500	0,001	0,0078	38229000	08434868082274
LADD-DN3-500	0,001	0,0076	38229000	08434868082281

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Marcatore di peso molecolare DNA OXGEN**

**Descrizione** : I marcatori di peso molecolare DNA OXGEN sono marcatori di DNA precisi e altamente stabili, adatti a misurare il DNA. Contengono tinture di carica con uno o due tinture di visualizzazione di migrazione



Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro



Richiede trasporto refrigerato

## DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
LADD-DN1-500	500 µl	25 - 700 bp, 10 bande	1
LADD-DN4-500	500 µl	100 bp - 1 kb, 10 bande	1
LADD-DN5-500	500 µl	100 bp - 1,5 kb, 11 bande	1
LADD-DN2-500	500 µl	100 bp - 2 kb, 13 bande	1
LADD-DN3-500	500 µl	500 bp - 10 kb, 11 bande	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADD-DN1-500	0,001	0,0084	38229000	08434868082267
LADD-DN4-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093652
LADD-DN5-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093829
LADD-DN2-500	0,001	0,0078	38229000	08434868082274
LADD-DN3-500	0,001	0,0076	38229000	08434868082281

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : OXGEN DNA-molecuulgewichtmarker**

**Beschrijving :** OXGEN DNA Molecular Weight Markers zijn nauwkeurige en zeer stabiele DNA-markers die geschikt zijn voor het meten van DNA. Bevat laadkleurstoffen met een of twee kleurstoffen voor migratieweergave



Product in overeenstemming met de Europese  
In Vitro Diagnostic Devices Directive



Gekoeld transport vereist

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
LADD-DN1-500	500 µl	25 - 700 bp, 10 banden	1
LADD-DN4-500	500 µl	100 bp - 1 kb, 10 banden	1
LADD-DN5-500	500 µl	100 bp - 1,5 kb, 11 banden	1
LADD-DN2-500	500 µl	100 bp - 2 kb, 13 banden	1
LADD-DN3-500	500 µl	500 bp - 10 kb, 11 banden	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADD-DN1-500	0,001	0,0084	38229000	08434868082267
LADD-DN4-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093652
LADD-DN5-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093829
LADD-DN2-500	0,001	0,0078	38229000	08434868082274
LADD-DN3-500	0,001	0,0076	38229000	08434868082281



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN****Beschreibung :**

Die OXGEN DNA-Molekulargewichtsmarker sind präzise, hochstabile DNA-Marker, geeignet für die DNA-Messung. Enthalten Ladefarbstoffe mit einem oder zwei Migrationsvisualisierungsfarbstoffen.



Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika



Kühltransport erforderlich

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
LADD-DN1-500	500 µl	25 - 700 bp, 10 Streifen	1
LADD-DN4-500	500 µl	100 bp - 1 kb, 10 Streifen	1
LADD-DN5-500	500 µl	100 bp - 1,5 kb, 11 Streifen	1
LADD-DN2-500	500 µl	100 bp - 2 kb, 13 Streifen	1
LADD-DN3-500	500 µl	500 bp - 10 kb, 11 Streifen	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LADD-DN1-500	0,001	0,0084	38229000	08434868082267
LADD-DN4-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093652
LADD-DN5-500	0,001	0,0078	38229000	08434868093829
LADD-DN2-500	0,001	0,0078	38229000	08434868082274
LADD-DN3-500	0,001	0,0076	38229000	08434868082281

