

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cámaras digitales con salida USB serie MOTICAM S

Descripción : Cámara digital para microscopía con salida USB 3.1 y montura "C". Lente macro enfocable. Compatible sólo con puerto trincocular. Incluye preparación microscópica para calibración. Software Motic Images Plus 3.0 para la captura y tratamiento de las imágenes para PC (software multi-idioma incluido castellano) y Mac (sólo en inglés). Garantía 2 años. Entrega 2 semanas



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CM05-S01-001	cámara digital MOTICAM S1 (sensor sCMOS 1/3, 1280 x 720 píxeles)	1
CM05-S03-001	cámara digital MOTICAM S3 (sensor sCMOS 1/2.8, 3.0 Mpíxeles)	1
CM05-S06-001	cámara digital MOTICAM S6 (sensor sCMOS 1/1.8, 6.0 Mpíxeles)	1
CM05-S12-001	cámara digital MOTICAM S12 (sensor sCMOS 1/1.7, 12.0 Mpíxeles)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-S01-001	4,57	0,155	85258900	08434868092143
CM05-S03-001	4,57	0,155	85258900	08434868084414
CM05-S06-001	4,57	0,155	85258900	08434868084421
CM05-S12-001	4,57	0,155	85258900	08434868084438

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : MOTICAM S series digital cameras with USB output

Description : Attachable C-mount digital camera for microscopy with USB 3.1 output. Only compatible with trinocular port. Calibration slide included. Motic Images Plus 3.0 Software for image capture and edition with Windows (multilanguages software, English included) and Mac (only in English). 2 years warranty. Delivery time 2 weeks



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CM05-S01-001	digital camera MOTICAM S1 (sCMOS 1/3, 1280 x 720 pixels)	1
CM05-S03-001	digital camera MOTICAM S3 (sCMOS 1/2.8, 3.0 Mpixels)	1
CM05-S06-001	digital camera MOTICAM S6 (sCMOS 1/1.8, 6.0 Mpixels)	1
CM05-S12-001	digital camera MOTICAM S12 (sCMOS 1/1.7, 12.0 Mpixels)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-S01-001	4,57	0,155	85258900	08434868092143
CM05-S03-001	4,57	0,155	85258900	08434868084414
CM05-S06-001	4,57	0,155	85258900	08434868084421
CM05-S12-001	4,57	0,155	85258900	08434868084438

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Caméra numérique avec sortie USB série MOTICAM S

Description : Caméra numérique pour microscope avec sortie USB 3.1 monture "C". Uniquement compatible avec un trinoculaire. Inclut préparation microscopique d'étalonnage. Logiciel Motic Images Plus 3.0 pour la capture et traitement des images sur PC (logiciel multi-langues, français inclus) et sur Mac (uniquement en anglais). Garantie 2 ans. Délai de livraison 2 semaines



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CM05-S01-001	caméra numérique MOTICAM S1 (senseur sCMOS 1/3, 1280 x 720 pixels)	1
CM05-S03-001	caméra numérique MOTICAM S3 (senseur sCMOS 1/2.8, 3.0 Mpixels)	1
CM05-S06-001	caméra numérique MOTICAM S6 (senseur sCMOS 1/1.8, 6.0 Mpixels)	1
CM05-S12-001	caméra numérique MOTICAM S12 (senseur sCMOS 1/1.7, 12.0 Mpixels)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-S01-001	4,57	0,155	85258900	08434868092143
CM05-S03-001	4,57	0,155	85258900	08434868084414
CM05-S06-001	4,57	0,155	85258900	08434868084421
CM05-S12-001	4,57	0,155	85258900	08434868084438



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Fotocamera digitale con uscita USB serie MOTICAM S**

Descrizione : Fotocamera digitale per microscopia con uscita USB USB 3.1 e sistema di montaggio a "C".
Compatibile solo con la porta trinoculare. Include vetrino di calibrazione. Software Motic Images Plus 3.0 per acquisire e modificare le immagini, per PC (software multilingue che include lo spagnolo) e Mac (solo in inglese). Garanzia di 2 anni. Consegna: 2 settimane



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CM05-S01-001	fotocamera digitale MOTICAM S1 (sensore sCMOS 1/3, 1280 x 720 pixels)	1
CM05-S03-001	fotocamera digitale MOTICAM S3 (sensore sCMOS 1/2.8, 3.0 Mpixels)	1
CM05-S06-001	fotocamera digitale MOTICAM S6 (sensore sCMOS 1/1.8, 6.0 Mpixels)	1
CM05-S12-001	fotocamera digitale MOTICAM S12 (sensore sCMOS 1/1.7, 12.0 Mpixels)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-S01-001	4,57	0,155	85258900	08434868092143
CM05-S03-001	4,57	0,155	85258900	08434868084414
CM05-S06-001	4,57	0,155	85258900	08434868084421
CM05-S12-001	4,57	0,155	85258900	08434868084438



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Digitale microscoopcamera met usb-uitgang, serie MOTICAM S**

Beschrijving : Digitale camera voor microscopie met USB 3.1 uitgang en "C"-montage. Scherpstelbare macrolens. Alleen compatibel met trinoculaire poort. Inclusief microscoopvoorbereiding voor kalibratie. Motic Images Plus 3.0-software voor het vastleggen en verwerken van beelden voor PC (meertalige software) en Mac (alleen Engels). 2 jaar garantie. Levertijd 2 weken



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
CM05-S01-001	digitale camera MOTICAM S1 (sensor sCMOS 1/3", 1280 x 720)	1
CM05-S03-001	digitale camera MOTICAM S3 (sensor sCMOS 1/2.8)	1
CM05-S06-001	digitale camera MOTICAM S6 (sensor sCMOS 1/1.8)	1
CM05-S12-001	digitale camera MOTICAM S12 (sensor sCMOS 1/1.7")	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-S01-001	4,57	0,155	85258900	08434868092143
CM05-S03-001	4,57	0,155	85258900	08434868084414
CM05-S06-001	4,57	0,155	85258900	08434868084421
CM05-S12-001	4,57	0,155	85258900	08434868084438





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Digitale Mikroskopkamera mit USB, Serie MOTICAM S

Beschreibung : Digitalkamera für die Mikroskopie mit USB 3.1-Ausgang und C-Mount-Anschluss. Fokussierbare Makrolinse. Nur mit trinokularem Port kompatibel. Mikroskopiepräparat für die Kalibrierung inbegriffen. Software Motic Images Plus 3.0 für das Aufnehmen und die Bearbeitung von Bildern am PC (mehrsprachige Software) und Mac (nur Englisch). Garantie 2 Jahre. Lieferzeit 2 Wochen.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
CM05-S01-001	Digitalkamera MOTICAM S1 (Sensor sCMOS 1/3, 1280 x 720)	1
CM05-S03-001	Digitalkamera MOTICAM S3 (Sensor sCMOS 1/2,8)	1
CM05-S06-001	Digitalkamera MOTICAM S6 (Sensor sCMOS 1/1,8)	1
CM05-S12-001	Digitalkamera MOTICAM S12 (Sensor sCMOS 1/1,7)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CM05-S01-001	4,57	0,155	85258900	08434868092143
CM05-S03-001	4,57	0,155	85258900	08434868084414
CM05-S06-001	4,57	0,155	85258900	08434868084421
CM05-S12-001	4,57	0,155	85258900	08434868084438

