

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador rotatorio, Onilab MX-RL-Pro**

**Descripción :**

Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Pantalla digital LCD que muestra velocidad y temporizador (1 - 1199 min). Control de la velocidad regulable entre 10 y 70 rpm. Incluye plataforma para 16 tubos de 50 ml sujetos verticalmente (MIXS-A43-001). Dimensiones externas (L x A x H): 220 x 510 x 260 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
NMIX-005-001	agitador rotativo, Onilab MX-RL-Pro	1
MIXS-A13-001	plataforma para 48 tubos de 1,5 ml sujetos horizontalmente	1
MIXS-A53-001	plataforma para 48 tubos de 15 ml sujetos horizontalmente	1
MIXS-A33-001	plataforma para 24 tubos de 50 ml sujetos horizontalmente	1
MIXS-A23-001	plataforma para 32 tubos de 1,5 ml sujetos verticalmente	1
MIXS-A63-001	plataforma para 16 tubos de 15 ml sujetos verticalmente	1
MIXS-A43-001	plataforma para 16 tubos de 50 ml sujetos verticalmente	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-005-001	30	3,5	84798200	08434868086630
MIXS-A13-001	0,5	0,5	84798200	08434868030824
MIXS-A53-001	0,5	0,5	84798200	08434868030992
MIXS-A33-001	0,5	0,5	84798200	08434868030923
MIXS-A23-001	0,5	0,5	84798200	08434868030879
MIXS-A63-001	0,5	0,5	84798200	08434868031012
MIXS-A43-001	0,5	0,5	84798200	08434868030978

FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Rotator stirrer, Onilab MX-RL-Pro**

**Description :** Provides smooth but effective motion to reach a homogeneous mixture. Digital LCD screen that shows speed and timer (1 - 1199 min). Control speed regulation between 10 and 70 rpm. Includes platform for 16 tubes of 50 ml held vertically MIXS-A43-001. External dimensions (L x W x H): 220 x 510 x 260 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
NMIX-005-001	rotator stirrer, Onilab MX-RL-Pro	1
MIXS-A13-001	platform for 48 tubes of 1,5 ml held horizontally	1
MIXS-A53-001	platform for 48 tubes of 15 ml held horizontally	1
MIXS-A33-001	platform for 24 tubes of 50 ml held horizontally	1
MIXS-A23-001	platform for 32 tubes of 1,5 ml held vertically	1
MIXS-A63-001	platform for 16 tubes of 15 ml held vertically	1
MIXS-A43-001	platform for 16 tubes of 50 ml held vertically	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-005-001	30	3,5	84798200	08434868086630
MIXS-A13-001	0,5	0,5	84798200	08434868030824
MIXS-A53-001	0,5	0,5	84798200	08434868030992
MIXS-A33-001	0,5	0,5	84798200	08434868030923
MIXS-A23-001	0,5	0,5	84798200	08434868030879
MIXS-A63-001	0,5	0,5	84798200	08434868031012
MIXS-A43-001	0,5	0,5	84798200	08434868030978

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur rotatif, Onilab MX-RL-Pro**

**Description** : Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Contrôle de la vitesse, réglable entre 10 et 70 rpm. Écran numérique LCD qui montre la vitesse et le minuteur (1 - 1199 min). Inclut une plateforme pour 16 tubes de 50 ml maintenus verticalement MIXS-A43-001. Dimensions extérieures (L x l x H) : 220 x 510 x 260 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
NMIX-005-001	agitateur rotatif, Onilab MX-RL-Pro	1
MIXS-A13-001	plateforme pour 48 tubes de 1,5 ml horizontaux	1
MIXS-A53-001	plateforme pour 48 tubes de 15 ml horizontaux	1
MIXS-A33-001	plateforme pour 24 tubes de 50 ml horizontaux	1
MIXS-A23-001	plateforme pour 32 tubes de 1,5 ml verticaux	1
MIXS-A63-001	plateforme pour 16 tubes de 15 ml verticaux	1
MIXS-A43-001	plateforme pour 16 tubes de 50 ml verticaux	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-005-001	30	3,5	84798200	08434868086630
MIXS-A13-001	0,5	0,5	84798200	08434868030824
MIXS-A53-001	0,5	0,5	84798200	08434868030992
MIXS-A33-001	0,5	0,5	84798200	08434868030923
MIXS-A23-001	0,5	0,5	84798200	08434868030879
MIXS-A63-001	0,5	0,5	84798200	08434868031012
MIXS-A43-001	0,5	0,5	84798200	08434868030978



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore rotante, Onilab MX-RL-Pro**

**Descrizione** : Fornisce un movimento regolare ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Display digitale LCD che mostra la velocità e il timer (1 - 1199 min). Controllo della velocità regolabile tra 10 e 70 rpm. Include la piattaforma per 16 provette da 50 ml tenute verticalmente MIXS-A43-001. Dimensioni esterne (L x P x A): 220 x 510 x 260 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
NMIX-005-001	agitatore rotante, Onilab MX-RL-Pro	1
MIXS-A13-001	piattaforma per 48 provette da 1,5 ml tenuta in posizione orizzontale	1
MIXS-A53-001	piattaforma per 48 provette da 15 ml tenuta in posizione orizzontale	1
MIXS-A33-001	piattaforma per 24 provette da 50 ml tenuta in posizione orizzontale	1
MIXS-A23-001	piattaforma per 32 provette da 1,5 ml tenuta verticalmente	1
MIXS-A63-001	piattaforma per 16 provette da 15 ml tenuta verticalmente	1
MIXS-A43-001	piattaforma per 16 provette da 50 ml tenuta verticalmente	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-005-001	30	3,5	84798200	08434868086630
MIXS-A13-001	0,5	0,5	84798200	08434868030824
MIXS-A53-001	0,5	0,5	84798200	08434868030992
MIXS-A33-001	0,5	0,5	84798200	08434868030923
MIXS-A23-001	0,5	0,5	84798200	08434868030879
MIXS-A63-001	0,5	0,5	84798200	08434868031012
MIXS-A43-001	0,5	0,5	84798200	08434868030978





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Roterende schudder, Onilab MX-RL-Pro**

**Beschrijving** : Zorgt voor een soepele maar effectieve beweging om eenhomogeen mengsel te verkrijgen. Digitaal LCD-display met snelheid en timer (1 - 1199 min.). Instelbare snelheidsregeling tussen 10 en 70 rpm. Bevat plateau voor 16 buisjes van 50 ml verticaal gehouden (MIXS-A43-001). Externe afmetingen (L x B x H): 220 x 510 x 260 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
NMIX-005-001	Roterende schudder, Onilab MX-RL-Pro	1
MIXS-A13-001	platform voor 48 x 1,5 ml buizen horizontaal gehouden	1
MIXS-A53-001	platform voor 48 x 15 ml buizen horizontaal gehouden	1
MIXS-A33-001	platform voor 24 x 50 ml buizen horizontaal gehouden	1
MIXS-A23-001	platform voor 32 x 1,5 ml buizen verticaal gehouden	1
MIXS-A63-001	platform voor 16 x 15 ml buizen verticaal gehouden	1
MIXS-A43-001	platform voor 16 x 50 ml buizen verticaal gehouden	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-005-001	30	3,5	84798200	08434868086630
MIXS-A13-001	0,5	0,5	84798200	08434868030824
MIXS-A53-001	0,5	0,5	84798200	08434868030992
MIXS-A33-001	0,5	0,5	84798200	08434868030923
MIXS-A23-001	0,5	0,5	84798200	08434868030879
MIXS-A63-001	0,5	0,5	84798200	08434868031012
MIXS-A43-001	0,5	0,5	84798200	08434868030978



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Rotator, Onilab, MX-RL-Pro**

**Beschreibung :** Bietet eine sanfte, aber effektive Bewegung für eine homogene Durchmischung. Digitales LCD-Display, das die Drehzahl und den Timer (1-1199 min) anzeigt. Drehzahlkontrolle, regulierbar zwischen 10 und 70 min-1. Mit Drehmodul für 16 x 50 ml Röhrrchen in vertikaler Aufhängung (MIXS-A43-001). Außenmaße (L x B x H): 220 x 510 x 260 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
NMIX-005-001	Rotator, Onilab, MX-RL-Pro	1
MIXS-A13-001	Drehmodul für 48 x 1,5 ml Röhrrchen, horizontale Aufhängung	1
MIXS-A53-001	Drehmodul für 48 x 15 ml Röhrrchen, horizontale Aufhängung	1
MIXS-A33-001	Drehmodul für 24 x 50 ml Röhrrchen, horizontale Aufhängung	1
MIXS-A23-001	Drehmodul für 32 x 1,5 ml Röhrrchen, vertikale Aufhängung	1
MIXS-A63-001	Drehmodul für 16 x 15 ml Röhrrchen, vertikale Aufhängung	1
MIXS-A43-001	Drehmodul für 16 x 50 ml Röhrrchen, vertikale Aufhängung	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-005-001	30	3,5	84798200	08434868086630
MIXS-A13-001	0,5	0,5	84798200	08434868030824
MIXS-A53-001	0,5	0,5	84798200	08434868030992
MIXS-A33-001	0,5	0,5	84798200	08434868030923
MIXS-A23-001	0,5	0,5	84798200	08434868030879
MIXS-A63-001	0,5	0,5	84798200	08434868031012
MIXS-A43-001	0,5	0,5	84798200	08434868030978

