

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Agitador rotativo tipo carrusel, Onilab MX-RD-Pro**

**Descripción :** Proporciona un movimiento suave pero efectivo para obtener una mezcla homogénea. Diseño compacto que ahorra espacio y encaja fácilmente en una incubadora. Pantalla digital LCD que muestra velocidad y temporizador (1 - 1199 min). Control de la velocidad regulable entre 10 y 70 rpm. Ángulo de trabajo ajustable entre 0 y 90°. Incluye plataforma tipo disco para 8 tubos de 50 ml MIXS-A34-001. Opción de conectar múltiples plataformas mediante las varillas de soporte de disco MIXS-A44-004. Dimensiones externas (L x A x H): 280 x 210 x 300 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado de protección IP21 (DIN EN60529). Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
NMIX-006-001	agitador rotativo tipo carrusel, Onilab MX-RD-Pro	1
MIXS-A14-001	plataforma tipo disco para 60 tubos de 1,5 ml	1
MIXS-A24-001	plataforma tipo disco para 16 tubos de 15 ml	1
MIXS-A34-001	plataforma tipo disco para 8 tubos de 50 ml	1
MIXS-A44-004	varillas de soporte de disco para unir dos plataformas	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-006-001	30	3,5	84798200	08434868086623
MIXS-A14-001	0,5	0,5	84798200	08434868030831
MIXS-A24-001	0,5	0,5	84798200	08434868030886
MIXS-A34-001	0,5	0,5	84798200	08434868030930
MIXS-A44-004	0,5	0,5	84798200	08434868091320



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Rotator stirrer with carousel type design, Onilab MX-RD-Pro**

**Description :** Provides smooth but effective motion to reach a homogeneous mixture. Compact space-saving design fits easily in the incubator. Digital LCD screen that shows speed and timer (1 - 1199 min). Control speed regulation between 10 and 70 rpm. Adjustable tilt angle between 0 and 90°. Includes disk type platform for 8 tubes of 50 ml MIXS-A34-001. Option to connect multiple platforms with MIXS-A44-004 disk supporting rods. External dimensions (L x W x H): 280 x 210 x 300 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, insulation rating IP21 (DIN EN60529). Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
NMIX-006-001	rotator stirrer with carousel type design, Onilab MX-RD-Pro	1
MIXS-A14-001	disk type platform for 60 tubes of 1,5 ml	1
MIXS-A24-001	disk type platform for 16 tubes of 15 ml	1
MIXS-A34-001	disk type platform for 8 tubes of 50 ml	1
MIXS-A44-004	disk support rods to connect two platforms	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-006-001	30	3,5	84798200	08434868086623
MIXS-A14-001	0,5	0,5	84798200	08434868030831
MIXS-A24-001	0,5	0,5	84798200	08434868030886
MIXS-A34-001	0,5	0,5	84798200	08434868030930
MIXS-A44-004	0,5	0,5	84798200	08434868091320

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Agitateur rotatif type carrousel, Onilab MX-RD-Pro**

**Description :** Fournit un mouvement fluide et efficace pour obtenir un mélange homogène. Design compact qui permet un gain de place et un rangement facile dans un incubateur. Affichage LCD indiquant la vitesse et le minuteur (1 - 1199 min). Contrôle de la vitesse, réglable entre 10 et 70 rpm. Angle de travail ajustable entre 0 et 90°. Inclut la plateforme MIXS-A34-001, type disque pour 8 tubes de 50 ml. Optionel : tiges de support de disques MIXS-A44-004 pour connexion de multiples plateformes. Dimensions extérieures (L x l x H) : 280 x 210 x 300 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, protection IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
NMIX-006-001	agitateur rotatif type carrousel, Onilab MX-RD-Pro	1
MIXS-A14-001	plateforme type disque pour 60 tubes de 1,5 ml	1
MIXS-A24-001	plateforme type disque pour 16 tubes de 15 ml	1
MIXS-A34-001	plateforme type disque pour 8 tubes de 50 ml	1
MIXS-A44-004	tiges de support de disque pour unir 2 plateformes	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-006-001	30	3,5	84798200	08434868086623
MIXS-A14-001	0,5	0,5	84798200	08434868030831
MIXS-A24-001	0,5	0,5	84798200	08434868030886
MIXS-A34-001	0,5	0,5	84798200	08434868030930
MIXS-A44-004	0,5	0,5	84798200	08434868091320



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Agitatore rotante tipo carosello, Onilab MX-RD-Pro**

**Descrizione** : Esegue un movimento delicato ma efficace per ottenere una miscela omogenea. Design compatto che consente di risparmiare spazio e inserire facilmente l'apparecchio in incubatrice. Display digitale LCD che mostra velocità e timer (1 - 1199 min). Controllo della velocità regolabile tra 10 e 70 rpm. Angolo di rotazione regolabile tra 0 e 90°. Include piattaforma a disco per 8 provette da 50 ml MIXS-A34-001. Possibilità di collegare più piattaforme tramite le aste di supporto del disco MIXS-A44-004. Dimensioni esterne (L x h x l): 280 x 210 x 300 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, grado di protezione IP21 (DIN EN60529). Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
NMIX-006-001	agitatore rotante a carosello, Onilab MX-RD-Pro	1
MIXS-A14-001	piattaforma a disco per 60 provette da 1,5 ml	1
MIXS-A24-001	piattaforma a disco per 16 provette da 15 ml	1
MIXS-A34-001	piattaforma a disco per 8 provette da 50 ml	1
MIXS-A44-004	aste di supporto del disco per unire due piattaforme	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-006-001	30	3,5	84798200	08434868086623
MIXS-A14-001	0,5	0,5	84798200	08434868030831
MIXS-A24-001	0,5	0,5	84798200	08434868030886
MIXS-A34-001	0,5	0,5	84798200	08434868030930
MIXS-A44-004	0,5	0,5	84798200	08434868091320





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Roterende schudder van het type carousel, Onilab MX-RD-Pro**

**Beschrijving :** Zorgt voor een soepele maar effectieve beweging om eenhomogeen mengsel te verkrijgen. Compact, ruimtebesparend ontwerp past gemakkelijk in een incubator. Digitaal LCD-display met snelheid en timer (1 - 1199 min.). Instelbare snelheidsregeling tussen 10 en 70 rpm. Instelbare werkhoeck tussen 0 en 90°. Bevat plateau type schijf voor 8 buisjes van 50 ml MIXS-A34-001. Mogelijkheid om meerdere plateaus aan te sluiten met MIXS-A44-004 schijfsteunstangen. Externe afmetingen (L x B x H): 280 x 210 x 300 mm. 200-240 V / 50-60 Hz, beschermingsgraad IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
NMIX-006-001	roterende schudder van het type carousel, Onilab MX-RD-Pro	1
MIXS-A14-001	platform type schijf voor 60 buizen van 1,5 ml	1
MIXS-A24-001	platform type schijf voor 16 buizen van 15 ml	1
MIXS-A34-001	platform type schijf voor 8 buizen van 50 ml	1
MIXS-A44-004	schijfsteunstaven om twee plateaus met elkaar te verbinden	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-006-001	30	3,5	84798200	08434868086623
MIXS-A14-001	0,5	0,5	84798200	08434868030831
MIXS-A24-001	0,5	0,5	84798200	08434868030886
MIXS-A34-001	0,5	0,5	84798200	08434868030930
MIXS-A44-004	0,5	0,5	84798200	08434868091320



**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
**Produktname : Rotator, Typ Karussell, Onilab, MX-RD-Pro**

**Beschreibung** : Bietet eine sanfte, aber effektive Bewegung für eine homogene Durchmischung. Kompaktes, platzsparendes Design, passt problemlos in einen Inkubator. Digitales LCD-Display, das die Drehzahl und den Timer (1-1199 min) anzeigt. Drehzahlkontrolle, regulierbar zwischen 10 und 70 min<sup>-1</sup>. Winkel verstellbar zwischen 0 und 90°. Mit Drehteller MIXS-A34-001 für 8 x 50 ml Röhrchen. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Drehteller durch die Trägerstäbe MIXS-A44-004 miteinander zu verbinden. Außenmaße (L x B x H): 280 x 210 x 300 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21 (DIN EN60529). Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
NMIX-006-001	Rotator, Typ Karussell, Onilab, MX-RD-Pro	1
MIXS-A14-001	Drehteller für 60 x 1,5 ml Röhrchen	1
MIXS-A24-001	Drehteller für 16 x 15 ml Röhrchen	1
MIXS-A34-001	Drehteller für 8 x 50 ml Röhrchen	1
MIXS-A44-004	Trägerstab zum Anbringen eines weiteren Drehtellers	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
NMIX-006-001	30	3,5	84798200	08434868086623
MIXS-A14-001	0,5	0,5	84798200	08434868030831
MIXS-A24-001	0,5	0,5	84798200	08434868030886
MIXS-A34-001	0,5	0,5	84798200	08434868030930
MIXS-A44-004	0,5	0,5	84798200	08434868091320

