

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Crisol de PTFE****Descripción :** Isostáticamente moldeado en PTFE puro, aprobado por la FDA. Totalmente resistente y químicamente inerte. Utilizable hasta 280 °C

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | Ø(mm) | h (mm) | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-------|--------|-------------------|
| PTFC-005-001 | 5 ml      | 27    | 16     | 1                 |
| PTFC-025-001 | 25 ml     | 44    | 26     | 1                 |
| PTFC-075-001 | 75 ml     | 56    | 41     | 1                 |
| PTFC-100-001 | 100 ml    | 60    | 45     | 1                 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTFC-005-001 | 0,02    | 0,05 | 39269097 | 08434868087866 |
| PTFC-025-001 | 0,05    | 0,05 | 39269097 | 08434868087873 |
| PTFC-075-001 | 0,1     | 0,1  | 39269097 | 08434868087880 |
| PTFC-100-001 | 0,15    | 0,15 | 39269097 | 08434868087897 |

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Crucible, PTFE****Description :** Isostatically molded in pure, FDA approved, PTFE. Totally chemically resistant and inert. Use up to 280 °C

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference    | capacity | Ø (mm) | h (mm) | pcs/pack |
|--------------|----------|--------|--------|----------|
| PTFC-005-001 | 5 ml     | 27     | 16     | 1        |
| PTFC-025-001 | 25 ml    | 44     | 26     | 1        |
| PTFC-075-001 | 75 ml    | 56     | 41     | 1        |
| PTFC-100-001 | 100 ml   | 60     | 45     | 1        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTFC-005-001 | 0,02    | 0,05 | 39269097 | 08434868087866 |
| PTFC-025-001 | 0,05    | 0,05 | 39269097 | 08434868087873 |
| PTFC-075-001 | 0,1     | 0,1  | 39269097 | 08434868087880 |
| PTFC-100-001 | 0,15    | 0,15 | 39269097 | 08434868087897 |

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Creuset en PTFE**

**Description :** Moulé de manière isostatique en PTFE pur, approuvé par la FDA. Entièrement résistant et chimiquement inerte. Utilisable jusqu'à 280°C



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | Ø (mm) | h (mm) | unités par ref. |
|--------------|----------|--------|--------|-----------------|
| PTFC-005-001 | 5 ml     | 27     | 16     | 1               |
| PTFC-025-001 | 25 ml    | 44     | 26     | 1               |
| PTFC-075-001 | 75 ml    | 56     | 41     | 1               |
| PTFC-100-001 | 100 ml   | 60     | 45     | 1               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTFC-005-001 | 0,02    | 0,05 | 39269097 | 08434868087866 |
| PTFC-025-001 | 0,05    | 0,05 | 39269097 | 08434868087873 |
| PTFC-075-001 | 0,1     | 0,1  | 39269097 | 08434868087880 |
| PTFC-100-001 | 0,15    | 0,15 | 39269097 | 08434868087897 |

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Crogiolo in PTFE****Descrizione** : Modellato isostaticamente in PTFE puro, approvato dalla FDA. Totalmente resistente e chimicamente inerte. Utilizzabile fino a 280 °C

Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | Ø(mm) | h (mm) | unità per ref. |
|--------------|----------|-------|--------|----------------|
| PTFC-005-001 | 5 ml     | 27    | 16     | 1              |
| PTFC-025-001 | 25 ml    | 44    | 26     | 1              |
| PTFC-075-001 | 75 ml    | 56    | 41     | 1              |
| PTFC-100-001 | 100 ml   | 60    | 45     | 1              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTFC-005-001 | 0,02    | 0,05 | 39269097 | 08434868087866 |
| PTFC-025-001 | 0,05    | 0,05 | 39269097 | 08434868087873 |
| PTFC-075-001 | 0,1     | 0,1  | 39269097 | 08434868087880 |
| PTFC-100-001 | 0,15    | 0,15 | 39269097 | 08434868087897 |

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : PTFE-smeltkroes****Beschrijving :** Isostatisch gegoten in pure PTFE, goedgekeurd door de FDA. Volledig resistent en chemisch inert.  
Bruikbaar tot 280 °C

Autoclaveerbaar

121°

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie   | capaciteit | Ø(mm) | h (mm) | stuks per ref. |
|--------------|------------|-------|--------|----------------|
| PTFC-005-001 | 5 ml       | 27    | 16     | 1              |
| PTFC-025-001 | 25 ml      | 44    | 26     | 1              |
| PTFC-075-001 | 75 ml      | 56    | 41     | 1              |
| PTFC-100-001 | 100 ml     | 60    | 45     | 1              |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie   | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTFC-005-001 | 0,02    | 0,05 | 39269097 | 08434868087866 |
| PTFC-025-001 | 0,05    | 0,05 | 39269097 | 08434868087873 |
| PTFC-075-001 | 0,1     | 0,1  | 39269097 | 08434868087880 |
| PTFC-100-001 | 0,15    | 0,15 | 39269097 | 08434868087897 |

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Tiegel aus PTFE****Beschreibung** : Isostatisch geformt aus reinem PTFE, FDA-konform. Vollkommen beständig und chemisch inert. Bis 280 °C verwendbar.

Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Ø(mm) | H (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|---------|-------|--------|-----------------------|
| PTFC-005-001  | 5 ml    | 27    | 16     | 1                     |
| PTFC-025-001  | 25 ml   | 44    | 26     | 1                     |
| PTFC-075-001  | 75 ml   | 56    | 41     | 1                     |
| PTFC-100-001  | 100 ml  | 60    | 45     | 1                     |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz     | vol (l) | kg   | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| PTFC-005-001 | 0,02    | 0,05 | 39269097 | 08434868087866 |
| PTFC-025-001 | 0,05    | 0,05 | 39269097 | 08434868087873 |
| PTFC-075-001 | 0,1     | 0,1  | 39269097 | 08434868087880 |
| PTFC-100-001 | 0,15    | 0,15 | 39269097 | 08434868087897 |

## PRODUKTFOTO

