

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Adaptador esmerilado macho con llave de PTFE

Descripción : De vidrio borosilicato LBG 3.3. Con oliva de diámetro 9 mm para tubos de Øint 8 mm. Curvado o recto



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	esmerilado	descripción	unidades por ref.
ADFL-001-001	14/23	curvado	1
ADFL-002-001	19/26	curvado	1
ADFL-003-001	24/29	curvado	1
ADFL-004-001	29/32	curvado	1
ADFL-005-001	14/23	recto	1
ADFL-006-001	19/26	recto	1
ADFL-007-001	24/29	recto	1
ADFL-008-001	29/32	recto	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ADFL-001-001	0,4	0,15	70172000	08434868088214
ADFL-002-001	0,4	0,15	70172000	08434868088221
ADFL-003-001	0,4	0,15	70172000	08434868088238
ADFL-004-001	0,4	0,15	70172000	08434868088245
ADFL-005-001	0,4	0,15	70172000	08434868088252
ADFL-006-001	0,4	0,15	70172000	08434868088269
ADFL-007-001	0,4	0,15	70172000	08434868088276
ADFL-008-001	0,4	0,15	70172000	08434868088283

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Jointed adapter (male) with PTFE key stopcock**Description :** Made of borosilicate glass LBG 3.3. 9 mm hose connector for 8 mm Øint tubing. Angled or straight

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	joint ST/NS	description	pcs/pack
ADFL-001-001	14/23	angled connection	1
ADFL-002-001	19/26	angled connection	1
ADFL-003-001	24/29	angled connection	1
ADFL-004-001	29/32	angled connection	1
ADFL-005-001	14/23	straight connection	1
ADFL-006-001	19/26	straight connection	1
ADFL-007-001	24/29	straight connection	1
ADFL-008-001	29/32	straight connection	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ADFL-001-001	0,4	0,15	70172000	08434868088214
ADFL-002-001	0,4	0,15	70172000	08434868088221
ADFL-003-001	0,4	0,15	70172000	08434868088238
ADFL-004-001	0,4	0,15	70172000	08434868088245
ADFL-005-001	0,4	0,15	70172000	08434868088252
ADFL-006-001	0,4	0,15	70172000	08434868088269
ADFL-007-001	0,4	0,15	70172000	08434868088276
ADFL-008-001	0,4	0,15	70172000	08434868088283

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Raccord rodé, mâle, avec clé en PTFE**Description :** En verre borosilicaté LBG 3.3. Avec olive de diamètre 9 mm pour tubes de Øint 8 mm. Coudé ou droit

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	rodage	description	unités par ref.
ADFL-001-001	14/23	coudé	1
ADFL-002-001	19/26	coudé	1
ADFL-003-001	24/29	coudé	1
ADFL-004-001	29/32	coudé	1
ADFL-005-001	14/23	droit	1
ADFL-006-001	19/26	droit	1
ADFL-007-001	24/29	droit	1
ADFL-008-001	29/32	droit	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ADFL-001-001	0,4	0,15	70172000	08434868088214
ADFL-002-001	0,4	0,15	70172000	08434868088221
ADFL-003-001	0,4	0,15	70172000	08434868088238
ADFL-004-001	0,4	0,15	70172000	08434868088245
ADFL-005-001	0,4	0,15	70172000	08434868088252
ADFL-006-001	0,4	0,15	70172000	08434868088269
ADFL-007-001	0,4	0,15	70172000	08434868088276
ADFL-008-001	0,4	0,15	70172000	08434868088283



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Raccordo smerigliato con rubinetto in PTFE**Descrizione :** In vetro borosilicato LBG 3.3. Il raccordo è per tubi con Øint da 8 mm. Curvo o dritto

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	smerigliato	descrizione	unità per ref.
ADFL-001-001	14/23	curvo	1
ADFL-002-001	19/26	curvo	1
ADFL-003-001	24/29	curvo	1
ADFL-004-001	29/32	curvo	1
ADFL-005-001	14/23	dritto	1
ADFL-006-001	19/26	dritto	1
ADFL-007-001	24/29	dritto	1
ADFL-008-001	29/32	dritto	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ADFL-001-001	0,4	0,15	70172000	08434868088214
ADFL-002-001	0,4	0,15	70172000	08434868088221
ADFL-003-001	0,4	0,15	70172000	08434868088238
ADFL-004-001	0,4	0,15	70172000	08434868088245
ADFL-005-001	0,4	0,15	70172000	08434868088252
ADFL-006-001	0,4	0,15	70172000	08434868088269
ADFL-007-001	0,4	0,15	70172000	08434868088276
ADFL-008-001	0,4	0,15	70172000	08434868088283



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Overgangstuk met kern en PTFE-stopkraan

Beschrijving : Van borosilicaatglas LBG 3.3. Met olijf van 9 mm diameter voor buizen van Øint 8 mm. Gebogen of recht



Autoclaveerbaar

121°

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	geslepen verbinding	beschrijving	stuks per ref.
ADFL-001-001	14/23	gebogen	1
ADFL-002-001	19/26	gebogen	1
ADFL-003-001	24/29	gebogen	1
ADFL-004-001	29/32	gebogen	1
ADFL-005-001	14/23	recht	1
ADFL-006-001	19/26	recht	1
ADFL-007-001	24/29	recht	1
ADFL-008-001	29/32	recht	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ADFL-001-001	0,4	0,15	70172000	08434868088214
ADFL-002-001	0,4	0,15	70172000	08434868088221
ADFL-003-001	0,4	0,15	70172000	08434868088238
ADFL-004-001	0,4	0,15	70172000	08434868088245
ADFL-005-001	0,4	0,15	70172000	08434868088252
ADFL-006-001	0,4	0,15	70172000	08434868088269
ADFL-007-001	0,4	0,15	70172000	08434868088276
ADFL-008-001	0,4	0,15	70172000	08434868088283



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Übergangsstück mit Kern und PTFE-Hahn**Beschreibung :** Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Mit Olive mit 9 mm Durchmesser für Schläuche mit 8 mm Innendurchmesser. Gebogen oder gerade.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Normschliff	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
ADFL-001-001	14/23	gebogen	1
ADFL-002-001	19/26	gebogen	1
ADFL-003-001	24/29	gebogen	1
ADFL-004-001	29/32	gebogen	1
ADFL-005-001	14/23	gerade	1
ADFL-006-001	19/26	gerade	1
ADFL-007-001	24/29	gerade	1
ADFL-008-001	29/32	gerade	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ADFL-001-001	0,4	0,15	70172000	08434868088214
ADFL-002-001	0,4	0,15	70172000	08434868088221
ADFL-003-001	0,4	0,15	70172000	08434868088238
ADFL-004-001	0,4	0,15	70172000	08434868088245
ADFL-005-001	0,4	0,15	70172000	08434868088252
ADFL-006-001	0,4	0,15	70172000	08434868088269
ADFL-007-001	0,4	0,15	70172000	08434868088276
ADFL-008-001	0,4	0,15	70172000	08434868088283

