

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo de decantación con llave de PTFE y tapón de plástico, tipo Gilson, GLASSCO

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	ltotal (mm)	boca	Ømáx. (mm)	unidades por ref.
SFGG-050-001	50 ml	300	19/26	53	1
SFGG-100-001	100 ml	330	19/26	66	1
SFGG-250-001	250 ml	400	29/32	87	1
SFGG-500-001	500 ml	440	29/32	107	1
SFGG-1K0-001	1000 ml	500	29/32	134	1
SFGG-2K0-001	2000 ml	600	29/32	169	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFGG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088405
SFGG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088412
SFGG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088429
SFGG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088436
SFGG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088443
SFGG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088450

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Separatory funnel, with PTFE stopcock and plastic stopper, Gilson type, GLASSCO**Description :** Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade)

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ltotal (mm)	mouth	Ømax. (mm)	pcs/pack
SFGG-050-001	50 ml	300	19/26	53	1
SFGG-100-001	100 ml	330	19/26	66	1
SFGG-250-001	250 ml	400	29/32	87	1
SFGG-500-001	500 ml	440	29/32	107	1
SFGG-1K0-001	1000 ml	500	29/32	134	1
SFGG-2K0-001	2000 ml	600	29/32	169	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFGG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088405
SFGG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088412
SFGG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088429
SFGG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088436
SFGG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088443
SFGG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088450

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ampoule à décanter avec clé en PTFE et bouchon en plastique, type Gilson, GLASSCO**Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. totale (mm)	col	Ømax. (mm)	unités par ref.
SFGG-050-001	50 ml	300	19/26	53	1
SFGG-100-001	100 ml	330	19/26	66	1
SFGG-250-001	250 ml	400	29/32	87	1
SFGG-500-001	500 ml	440	29/32	107	1
SFGG-1K0-001	1000 ml	500	29/32	134	1
SFGG-2K0-001	2000 ml	600	29/32	169	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFGG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088405
SFGG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088412
SFGG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088429
SFGG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088436
SFGG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088443
SFGG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088450



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto separatore con rubinetto in PTFE e tappo in plastica, tipo Gilson, GLASSCO**Descrizione :** Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	ltotale (mm)	bocchetta	Ømax (mm)	unità per ref.
SFGG-050-001	50 ml	300	19/26	53	1
SFGG-100-001	100 ml	330	19/26	66	1
SFGG-250-001	250 ml	400	29/32	87	1
SFGG-500-001	500 ml	440	29/32	107	1
SFGG-1K0-001	1000 ml	500	29/32	134	1
SFGG-2K0-001	2000 ml	600	29/32	169	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFGG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088405
SFGG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088412
SFGG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088429
SFGG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088436
SFGG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088443
SFGG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088450

FOTO DEL PRODOTTO



Revisiedatum: 18/10/2023
Ref. Doc.: PDS-1528

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Scheitrechter met PTFE-kraan en kunststof dop, type Gilson, GLASSCO

Beschrijving : Vervaardigd van superieure kwaliteit 3.3 borosilicaatglas



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l totaal (mm)	mond	Ømax (mm)	stuks per ref.
SFGG-050-001	50 ml	300	19/26	53	1
SFGG-100-001	100 ml	330	19/26	66	1
SFGG-250-001	250 ml	400	29/32	87	1
SFGG-500-001	500 ml	440	29/32	107	1
SFGG-1K0-001	1000 ml	500	29/32	134	1
SFGG-2K0-001	2000 ml	600	29/32	169	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFGG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088405
SFGG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088412
SFGG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088429
SFGG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088436
SFGG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088443
SFGG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088450



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Scheidetrichter nach Gilson, mit PTFE-Küken und Plastikstopfen, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Lgesamt (mm)	Normschliff	Ømax. (mm)	Stückzahl pro Artikel
SFGG-050-001	50 ml	300	19/26	53	1
SFGG-100-001	100 ml	330	19/26	66	1
SFGG-250-001	250 ml	400	29/32	87	1
SFGG-500-001	500 ml	440	29/32	107	1
SFGG-1K0-001	1000 ml	500	29/32	134	1
SFGG-2K0-001	2000 ml	600	29/32	169	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFGG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088405
SFGG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088412
SFGG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088429
SFGG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088436
SFGG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088443
SFGG-2K0-001	4	1	70172000	08434868088450

