

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo de goteo, con llave de PTFE y tapón de plástico, cilíndrico, GLASSCO

Descripción : Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Conforme a DIN / ISO 4800 y 3585. Con graduación



Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	boca	Ømáx. (mm)	unidades por ref.
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	34	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	44	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	54	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	67	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	88	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Dropping funnel, with PTFE stopcock and plastic stopper, cylindrical, GLASSCO

Description : Made of 3.3 borosilicate glass (upper grade). In compliance with DIN / ISO 4800 and 3585 standards. With graduation



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	mouth	Ømax. (mm)	pcs/pack
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	34	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	44	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	54	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	67	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	88	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ampoule de coulée avec clé en PTFE et bouchon en plastique, GLASSCO**Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme DIN / ISO 4800 ET 3585. Graduée

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	col	Ømax. (mm)	unités par ref.
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	34	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	44	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	54	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	67	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	88	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto gocciolatore, con rubinetto in PTFE e tappo in plastica, cilindrico, GLASSCO

Descrizione : Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Conforme a DIN / ISO 4800 e 3585. Graduato



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	bocchetta	Ømax (mm)	unità per ref.
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	34	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	44	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	54	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	67	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	88	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Druppeltrechter, met PTFE-kraan en kunststof dop, cilindrisch, GLASSCO

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Voldoet aan DIN / ISO 4800 en 3585. Met maatverdeling



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	mond	Ømax (mm)	stuks per ref.
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	34	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	44	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	54	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	67	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	88	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken und Plastikstopfen, GLASSCO**Beschreibung :** Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Gemäß DIN / ISO 4800 und 3585. Mit Graduierung.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	Normschliff	Ømax. (mm)	Stückzahl pro Artikel
SFCG-050-001	50 ml	120	14/23	34	1
SFCG-100-001	100 ml	140	14/23	44	1
SFCG-250-001	250 ml	210	29/32	54	1
SFCG-500-001	500 ml	260	29/32	67	1
SFCG-1K0-001	1000 ml	300	29/32	88	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFCG-050-001	1,6	0,2	70172000	08434868088528
SFCG-100-001	1,6	0,22	70172000	08434868088535
SFCG-250-001	2	0,44	70172000	08434868088542
SFCG-500-001	2	0,44	70172000	08434868088559
SFCG-1K0-001	2,5	0,76	70172000	08434868088566

PRODUKTFOTO



