

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Aro abierto con nuez Premium Line**Descripción :** De hierro pintado con epoxi en polvo

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior (mm)	largo	unidades por ref.
RROP-050-001	50 mm	120 mm	1
RROP-070-001	70 mm	130 mm	1
RROP-085-001	85 mm	140 mm	1
RROP-115-001	115 mm	160 mm	1
RROP-135-001	135 mm	175 mm	1
RROP-150-001	150 mm	195 mm	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RROP-050-001	0,2	0,14	73269098	08434868088948
RROP-070-001	0,25	0,16	73269098	08434868092235
RROP-085-001	0,275	0,17	73269098	08434868092242
RROP-115-001	0,3	0,2	73269098	08434868092259
RROP-135-001	0,35	0,23	73269098	08434868092266
RROP-150-001	0,368	0,25	73269098	08434868092273

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Open ring retort with bosshead Premium line**Description :** Painted iron with epoxy powder

TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	long	pcs/pack
RROP-050-001	50 mm	120 mm	1
RROP-070-001	70 mm	130 mm	1
RROP-085-001	85 mm	140 mm	1
RROP-115-001	115 mm	160 mm	1
RROP-135-001	135 mm	175 mm	1
RROP-150-001	150 mm	195 mm	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RROP-050-001	0,2	0,14	73269098	08434868088948
RROP-070-001	0,25	0,16	73269098	08434868092235
RROP-085-001	0,275	0,17	73269098	08434868092242
RROP-115-001	0,3	0,2	73269098	08434868092259
RROP-135-001	0,35	0,23	73269098	08434868092266
RROP-150-001	0,368	0,25	73269098	08434868092273

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Anneau ouvert avec noix Premium Line**Description :** En fer peint avec poudre époxy

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	long	unités par ref.
RROP-050-001	50 mm	120 mm	1
RROP-070-001	70 mm	130 mm	1
RROP-085-001	85 mm	140 mm	1
RROP-115-001	115 mm	160 mm	1
RROP-135-001	135 mm	175 mm	1
RROP-150-001	150 mm	195 mm	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RROP-050-001	0,2	0,14	73269098	08434868088948
RROP-070-001	0,25	0,16	73269098	08434868092235
RROP-085-001	0,275	0,17	73269098	08434868092242
RROP-115-001	0,3	0,2	73269098	08434868092259
RROP-135-001	0,35	0,23	73269098	08434868092266
RROP-150-001	0,368	0,25	73269098	08434868092273

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto ad anello aperto con morsetto Premium Line**Descrizione :** Ferro verniciato con polvere epossidica

DATI TECNICI

referenza	Øinterno (mm)	Lunghezza	unità per ref.
RROP-050-001	50 mm	120 mm	1
RROP-070-001	70 mm	130 mm	1
RROP-085-001	85 mm	140 mm	1
RROP-115-001	115 mm	160 mm	1
RROP-135-001	135 mm	175 mm	1
RROP-150-001	150 mm	195 mm	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RROP-050-001	0,2	0,14	73269098	08434868088948
RROP-070-001	0,25	0,16	73269098	08434868092235
RROP-085-001	0,275	0,17	73269098	08434868092242
RROP-115-001	0,3	0,2	73269098	08434868092259
RROP-135-001	0,35	0,23	73269098	08434868092266
RROP-150-001	0,368	0,25	73269098	08434868092273

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Open ring met moer Premium Line**Beschrijving** : IJzer geverfd met epoxy poeder

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	binnenØ (mm)	lengte	stuks per ref.
RROP-050-001	50 mm	120 mm	1
RROP-070-001	70 mm	130 mm	1
RROP-085-001	85 mm	140 mm	1
RROP-115-001	115 mm	160 mm	1
RROP-135-001	135 mm	175 mm	1
RROP-150-001	150 mm	195 mm	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RROP-050-001	0,2	0,14	73269098	08434868088948
RROP-070-001	0,25	0,16	73269098	08434868092235
RROP-085-001	0,275	0,17	73269098	08434868092242
RROP-115-001	0,3	0,2	73269098	08434868092259
RROP-135-001	0,35	0,23	73269098	08434868092266
RROP-150-001	0,368	0,25	73269098	08434868092273

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Stativring mit Öffnung und Muffe Premium Line**Beschreibung :** Aus Eisen mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øinnen (mm)	Länge	Stückzahl pro Artikel
RROP-050-001	50 mm	120 mm	1
RROP-070-001	70 mm	130 mm	1
RROP-085-001	85 mm	140 mm	1
RROP-115-001	115 mm	160 mm	1
RROP-135-001	135 mm	175 mm	1
RROP-150-001	150 mm	195 mm	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RROP-050-001	0,2	0,14	73269098	08434868088948
RROP-070-001	0,25	0,16	73269098	08434868092235
RROP-085-001	0,275	0,17	73269098	08434868092242
RROP-115-001	0,3	0,2	73269098	08434868092259
RROP-135-001	0,35	0,23	73269098	08434868092266
RROP-150-001	0,368	0,25	73269098	08434868092273

PRODUKTFOTO

