

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Dispensador de portaobjetos**Descripción :** Cuerpo de ABS con tapa transparente de PS. Adecuado para portaobjetos de 75 x 25 mm y 1,0 - 1,2 mm de grosor

## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SLID-001-001	capacidad para 72 portaobjetos	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLID-001-001	0,5	0,25	90269000	08434868042476

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Microscope slide dispenser

**Description :** ABS body with transparent PS cover. Suitable for slides of 75 x 25 mm length and 1,0 - 1,2 mm thickness

## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SLID-001-001	dispensing up to 72 slides	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLID-001-001	0,5	0,25	90269000	08434868042476

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Distributeur de lames****Description :** Corps en ABS avec couvercle en PS transparent. Convient pour les lames 75 x 25 mm et 1,0 - 1,2 mm d'épaisseur

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SLID-001-001	peut contenir jusqu'à 72 lames	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLID-001-001	0,5	0,25	90269000	08434868042476

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Dispenser di vetrini per microscopio****Descrizione :**

Corpo in ABS con copertura in PS trasparente. Adatto per diapositive 75 x 25 mm e 1,0 - 1,2 mm di spessore

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SLID-001-001	può contenere fino a 72 diapositive	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLID-001-001	0,5	0,25	90269000	08434868042476

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Objectglazen dispenser****Beschrijving :** Van ABS met transparant PS-deksel. Geschikt voor objectglazen 75 x 25 mm en 1,0 - 1,2 mm dik

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SLID-001-001	capaciteit voor 72 objectglazen	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLID-001-001	0,5	0,25	90269000	08434868042476

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Objektträgerspender****Beschreibung** : Aus ABS, mit transparentem Deckel aus PS. Geeignet für Objektträger mit den Maßen 75 x 25 mm und einer Dicke von 1,0 - 1,2 mm.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SLID-001-001	für 72 Objektträger	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SLID-001-001	0,5	0,25	90269000	08434868042476

## PRODUKTFOTO

