

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : MasterMix para PCR Hot Start x-VITA****Descripción :** MasterMix (2x) lista para usar que contiene x-VITA Hot Start Taq Polymerase (TAQP-H01-001), dNTP, MgCl<sub>2</sub> y estabilizadores. Está inactiva a temperatura ambiente e incluye todo el material necesario excepto la plantilla y los cebadores

Producto que requiere transporte en frío para su envío

## DATOS TÉCNICOS

referencia	envase	descripción	unidades por ref.
TAQM-H01-001	2 x 1,25 ml	cebadores y plantilla no incluidos, 250 rxn	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-H01-001			38229000	08434868093843

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : x-VITA Hot Start Taq Polymerase MasterMix**

**Description :** x-VITA Hot Start Taq Polymerase MasterMix (2x) is an optimized ready-to-use solution containing x-VITA Hot Start Taq Polymerase (TAQP-H01-001), dNTPs, MgCl<sub>2</sub> and stabilizers. It is inactive at Room Temperature and includes all material needed except Template and Primers



Requires cold transportation

## TECHNICAL DATA

reference	package	description	pcs/pack
TAQM-H01-001	2 x 1,25 ml	primers and template not included, 250 rxn	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-H01-001			38229000	08434868093843

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : MasterMix PCR Hot Start x-VITA**

**Description :** MasterMix prêt à l'emploi (2x) contenant x-VITA Hot Start Taq Polymerase (TAQP-H01-001), dNTP, MgCl<sub>2</sub> et des stabilisants. Il est inactif à température ambiante et comprend tout le matériel nécessaire à l'exception de la matrice et des amorces



Nécessitant un transport à froid

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	conditionnement	description	unités par ref.
TAQM-H01-001	2 x 1,25 ml	amorces et matrice non incluses, 250 rxn	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-H01-001			38229000	08434868093843

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : MasterMix PCR Hot Start x-VITA****Descrizione :**

Mastermix (2x) pronto all'uso contiene x-VITA Hot Start Taq Polymerase (TAQP-H01-001), dNTP, Mgcl2 e stabilizzatori. È inattivo a temperatura ambiente e comprende tutto il materiale necessario tranne il modello e i primer



Richiede trasporto refrigerato

## DATI TECNICI

referenza	confezione	descrizione	unità per ref.
TAQM-H01-001	2 x 1,25 ml	primer e modello non inclusi, 250 rxn	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-H01-001			38229000	08434868093843

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : MasterMix voor PCR Hot Start x-VITA****Beschrijving :** Gebruiksklare MasterMix (2x) met x-VITA Hot Start Taq Polymerase (TAQP-H01-001), dNTP's, MgCl<sub>2</sub> en stabilisatoren. Het is niet actief bij kamertemperatuur en bevat al het benodigde materiaal behalve sjabloon en primers

Gekoeld transport vereist

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
TAQM-H01-001	2 x 1,25 ml	primers en sjabloon niet inbegrepen, 250 rxn	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-H01-001			38229000	08434868093843

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : PCR-Mastermix Hot Start x-VITA****Beschreibung :**

Der gebrauchsfertige Mastermix (2x) enthält x-VITA Hot Start Taq-Polymerase (TAQP-H01-001), dNTPs, MgCl<sub>2</sub> und Stabilisatoren. Der Mastermix ist inaktiv bei Raumtemperatur und beinhaltet alle nötigen Komponenten mit Ausnahme von Template und Primern.



Kühltransport erforderlich

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
TAQM-H01-001	2 x 1,25 ml	Primer und Template nicht inbegriffen, 250 rxn	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TAQM-H01-001			38229000	08434868093843

## PRODUKTFOTO

