

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : dNEAT Mini Spin Kit de extracción de ADN de saliva**Descripción :** Mini Spin Kit seguro, fácil y rápido para la purificación de ADN de alta calidad a partir de muestras de saliva humana y animal. El kit se basa en la capacidad del ADN para unirse a la sílice en presencia de altas concentraciones de sales caotrópicas

Producto que requiere transporte en frío para su envío

DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
PURK-SAL-050	50	extracción de ADN total de muestra de saliva humana	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-SAL-050			38229000	08434868093881

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : dNEAT Saliva DNA Extraction Mini Spin Kit

Description : Reliable, easy and rapid Mini Spin Kit for the purification of high-quality DNA from human and animal sample saliva. The kit is based in the DNA ability to bind silica in the presence of high concentrations of chaotropic salts



Requires cold transportation

TECHNICAL DATA

reference	n° tests / pack	description	pcs/pack
PURK-SAL-050	50	isolating total DNA from isolation of total DNA from human sample saliva	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-SAL-050			38229000	08434868093881

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : dNEAT Kit d'extraction d'ADN de salive Mini Spin

Description : Mini Spin Kit fiable, facile et rapide pour la purification d'ADN de haute qualité à partir d'échantillons de salive humaine et animale. Le kit est basé sur la capacité de l'ADN à lier la silice en présence de fortes concentrations de sels chaotropiques



Nécessitant un transport à froid

DONNÉES TECHNIQUES

référence	n° tests / lot	description	unités par ref.
PURK-SAL-050	50	extraction de l'ADN total d'un échantillon de salive humaine	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-SAL-050			38229000	08434868093881

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : dNEAT Mini Spin Kit per l'estrazione del DNA della saliva**Descrizione :**

Mini Spin Kit sicuro, facile e veloce per la purificazione di DNA di alta qualità da campioni di saliva umana e animale. Il kit si basa sulla capacità del DNA di legarsi alla silice in presenza di alte concentrazioni di sali caotropici



Richiede trasporto refrigerato

DATI TECNICI

referenza	n° tests conf.	descrizione	unità per ref.
PURK-SAL-050	50	isolamento del DNA totale dalla saliva del campione umano	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-SAL-050			38229000	08434868093881

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : dNEAT Mini Spin Extractiekit van DNA van speeksel

Beschrijving : Veilige, gemakkelijke en snelle Mini Spin Kit voor de zuivering van hoogwaardig DNA uit speekselmonsters van mens en dier. De kit is gebaseerd op het vermogen van DNA om te binden aan silica in de aanwezigheid van hoge concentraties chaotropische zouten.



Gekoeld transport vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	aant. tests / doos	beschrijving	stuks per ref.
PURK-SAL-050	50	totale DNA-extractie uit menselijk speekselmonster	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-SAL-050			38229000	08434868093881

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : dNEAT Mini Spin-Kit zur Extraktion von DNA aus Speichel**Beschreibung :**

Sicheres, einfaches und schnelles Mini Spin-Kit zur qualitativ hochwertigen Aufreinigung von DNA aus menschlichen und tierischen Speichelproben. Das Kit basiert auf der Eigenschaft von DNA, sich unter Anwesenheit von chaotropen Substanzen in hoher Konzentration an Kieselsäure zu binden.



Kühltransport erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Anzahl Tests/Schachtel	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PURK-SAL-050	50	Extraktion der Gesamt-DNA aus menschlichen Speichelproben	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PURK-SAL-050			38229000	08434868093881

PRODUKTFOTO

