

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Espátula cuchara de polipropileno

Descripción : Fabricada en PP, autoclavable

DATOS TÉCNICOS

referencia	longitud(mm)	tipo	unidades por ref.
SPSA-S18-012	180	espátula-cuchara	12
SPSA-S21-012	205	espátula-cuchara	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSA-S18-012	1	0,2	39233010	08434868056497
SPSA-S21-012	1	0,2	39233010	08434868056503

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

GENERAL INFORMATION

Product name : Spatula with spoon, polypropylene**Description :** Made of PP, autoclavable

TECHNICAL DATA

reference	length(mm)	type	pcs/pack
SPSA-S18-012	180	spatula-spoon	12
SPSA-S21-012	205	spatula-spoon	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSA-S18-012	1	0,2	39233010	08434868056497
SPSA-S21-012	1	0,2	39233010	08434868056503

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Spatule cuillère en polypropylène**Description :** En PP, autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	longueur(mm)	type	unités par ref.
SPSA-S18-012	180	spatule-cuillère	12
SPSA-S21-012	205	spatule-cuillère	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSA-S18-012	1	0,2	39233010	08434868056497
SPSA-S21-012	1	0,2	39233010	08434868056503

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cucchiaino spatola in polipropilene**Descrizione :** Realizzata in PP, autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Lunghezza (mm)	tipo	unità per ref.
SPSA-S18-012	180	spatola-cucchiaino	12
SPSA-S21-012	205	spatola-cucchiaino	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSA-S18-012	1	0,2	39233010	08434868056497
SPSA-S21-012	1	0,2	39233010	08434868056503

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Polypropyleen spatel**Beschrijving** : Vervaardigd van PP, autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	lengte(mm)	type	stuks per ref.
SPSA-S18-012	180	spatel-lepel	12
SPSA-S21-012	205	spatel-lepel	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSA-S18-012	1	0,2	39233010	08434868056497
SPSA-S21-012	1	0,2	39233010	08434868056503

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spatel aus Polypropylen**Beschreibung :** Aus autoklavierbarem PP.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Länge (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
SPSA-S18-012	180	Spatel-Löffel	12
SPSA-S21-012	205	Spatel-Löffel	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SPSA-S18-012	1	0,2	39233010	08434868056497
SPSA-S21-012	1	0,2	39233010	08434868056503

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.