

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Botellas de PET estériles para muestreo de agua, cuello ancho**Descripción :**

Botellas sin graduación, cuerpo fabricado en PET, boca Ø 63 mm para facilitar el llenado y forma cuadrada para optimizar el espacio de almacenamiento y transporte. Tapón de polietileno con precinto. Esterilizadas por óxido de etileno y envasadas en bolsa unitaria de polietileno: la esterilidad está garantizada mientras la bolsa está intacta. Disponibles con tiosulfato sódico predosificado (20 mg/L) conforme a ISO 19458. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)



Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones (largo x ancho x alto)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	estéril sin tiosulfato	60
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	estéril con tiosulfato	60
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	estéril sin tiosulfato	36
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	estéril con tiosulfato	36

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBW-500-060	83232	2,90	39269097	08434868094819
WSBW-50T-060	83232	2,90	39269097	08434868094826
WSBW-1K0-036	83232	2,90	39269097	08434868094833
WSBW-1KT-036	83232	2,90	39269097	08434868094840

FOTO DEL PRODUCTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

GENERAL INFORMATION

Product name : Water sampling bottles, PET, sterile, wide neck

Description :

Bottles without graduation, body made of PET, Ø 63 mm mouth, for easy filling and square shape that optimizes packaging and transport. Polyethylene cap with security ring. Sterilized by ethylene oxide and single packed in polyethylene bag: the sterility of the product is only guaranteed if the pack is intact. Available with predosed sodium thiosulfate (20 mg/L), according to ISO 19458. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge [here](#))



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	dimensions (length x width x height)	weight (g)	type	pcs/pack
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	sterile without thiosulfate	60
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	sterile with thiosulfate	60
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	sterile without thiosulfate	36
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	sterile with thiosulfate	36

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBW-500-060	83232	2,90	39269097	08434868094819
WSBW-50T-060	83232	2,90	39269097	08434868094826
WSBW-1K0-036	83232	2,90	39269097	08434868094833
WSBW-1KT-036	83232	2,90	39269097	08434868094840

PRODUCT PHOTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PET stérile, pour échantillon d'eau, col large**Description :**

Fabriqué en PET, flacon sans graduation, ouverture Ø 63 mm pour faciliter le remplissage et forme carrée pour optimiser l'espace de stockage et le transport. Bouchon en polyéthylène avec scellé. Stérilisé par oxyde d'éthylène et emballé en sac individuel de polyéthylène pour garantir la stérilité. Disponible avec thiosulfate de sodium pré-dosé (20 mg/L) en accord avec la norme ISO 19458. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions (longueur x largeur x hauteur)	poids (g)	type	unités par ref.
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	stérile sans thiosulfate	60
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	stérile avec thiosulfate	60
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	stérile sans thiosulfate	36
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	stérile avec thiosulfate	36

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBW-500-060	83232	2,90	39269097	08434868094819
WSBW-50T-060	83232	2,90	39269097	08434868094826
WSBW-1K0-036	83232	2,90	39269097	08434868094833
WSBW-1KT-036	83232	2,90	39269097	08434868094840



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia in PET sterile per campionamento di acqua, collo largo**Descrizione :**

Bottiglia non graduata, corpo realizzato in PET, collo Ø 63 mm per facilitare il riempimento e con forma squadrata per ottimizzare lo spazio di immagazzinamento e trasporto. Tappo in polietilene con sigillo di garanzia. Sterilizzata con ossido di etilene e confezionata singolarmente in sacchetto di polietilene: la sterilità è garantita fino a quando il sacchetto si preserva intatto. Disponibile con tiosolfato di sodio predosato (20 mg/l) in conformità con la ISO 19458. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	sterile senza tiosolfato	60
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	sterile con tiosolfato	60
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	sterile senza tiosolfato	36
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	sterile con tiosolfato	36

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBW-500-060	83232	2,90	39269097	08434868094819
WSBW-50T-060	83232	2,90	39269097	08434868094826
WSBW-1K0-036	83232	2,90	39269097	08434868094833
WSBW-1KT-036	83232	2,90	39269097	08434868094840

FOTO DEL PRODOTTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Steriele PET-flessen voor watermonsters, wijde hals**Beschrijving :**

Flessen zonder schaalverdeling, vervaardigd van PET, met hals van Ø 63 mm om het vullen te vergemakkelijken en met vierkante vorm om de opslag- en transportruimte te optimaliseren. Dop van polyethyleen met garantiesluiting. Gesteriliseerd met ethyleenoxide en verpakt in individuele polyethyleen verpakking; steriliteit is gegarandeerd zolang de zak intact is. Verkrijgbaar met voorgedoseerd natrium thiosulfaat (20 mg/L) volgens ISO 19458. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis downloaden via [hier](#))



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	gewicht (g)	type	stuks per ref.
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	steriel zonder thiosulfaat	60
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	steriel met thiosulfaat	60
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	steriel zonder thiosulfaat	36
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	steriel met thiosulfaat	36

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBW-500-060	83232	2,90	39269097	08434868094819
WSBW-50T-060	83232	2,90	39269097	08434868094826
WSBW-1K0-036	83232	2,90	39269097	08434868094833
WSBW-1KT-036	83232	2,90	39269097	08434868094840

PRODUKTFOTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Flaschen für Wasserprobennahmen, aus PET, steril, Weithals

Beschreibung : Flaschen ohne Graduierung, Flasche aus PET, Hals Ø 63 mm, für ein einfaches Befüllen, quadratische Form zur Platzoptimierung beim Lagern und Transport. Verschluss aus Polyethylen mit Versiegelung. Sterilisiert durch Ethylenoxid und verpackt in Einzelverpackungen aus Polyethylen: Die Sterilität bleibt garantiert, solange die Verpackung intakt ist. Verfügbar mit vordosiertem Natriumthiosulfat (20 mg/L) gemäß ISO 19458. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Maße (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht (g)	Typ	Stückzahlpro Artikel
WSBW-500-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	steril, ohne Thiosulfat	60
WSBW-50T-060	500 ml	75 x 75 x 119 mm	44	steril, mit Thiosulfat	60
WSBW-1K0-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	steril, ohne Thiosulfat	36
WSBW-1KT-036	1000 ml	88 x 88 x 190 mm	69	steril, mit Thiosulfat	36

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WSBW-500-060	83232	2,90	39269097	08434868094819
WSBW-50T-060	83232	2,90	39269097	08434868094826
WSBW-1K0-036	83232	2,90	39269097	08434868094833
WSBW-1KT-036	83232	2,90	39269097	08434868094840

PRODUKTFOTO



astik's
Sterile bottle for water sampling
with sodium thiosulfate
prepared according to ISO 19458

Date: ____/____/____
Hour: _____
Temp °C: _____

Location: _____

Code: _____

Observations: _____

Treated water: Yes No

www.labbox.com