

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Adquisidor de datos para temperatura ultra baja, CryoTemp

Descripción : Registrador de temperatura que puede almacenar hasta 32.767 lecturas. Intervalo entre 5 s y 30 min. Rango de medición de temperatura: -86 °C hasta 35 °C (puede ser usado hasta 55 °C), resolución 0,1 °C y precisión ± 1 °C. Indicadores LED de estado tipo semáforo. Diseñado con asa para una fácil fijación. Protección IP64. Requiere la interfaz y el software LOGT-CA1-001 (no incluido). Alimentación: batería de litio 3,6 V (LTC-7PN). Suministrado con certificado de calibración. 83 x 54 x 11 mm. Peso: 40 g. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
LOGT-CRY-001	adquisidor de datos para temperatura ultra baja, CryoTemp	1
LOGT-CA1-001	software y interfaz IFC300 USB	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-CRY-001	0,6	0,30	90251920	08434868095038
LOGT-CA1-001	0,6	0,30	90251920	08434868095045

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Data logger for ultra low temperature, CryoTemp**Description :**

Temperature data logger that can store up to 32.767 readings. Interval between 5 s and 30 min. Temperature measurement range: -86 °C to 35 °C (can be used up to 55 °C), resolution 0.1 °C and accuracy ± 1 °C. LED traffic light status indicators. Designed with handle for easy attachment. IP64 protection. Requires the LOGT-CA1-001 interface and software (not included). Power supply: 3.6 V lithium battery (LTC-7PN). Supplied with calibration certificate. 83 x 54 x 11 mm. Weight: 40g. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
LOGT-CRY-001	data logger for ultra low temperature, CryoTemp	1
LOGT-CA1-001	software and IFC300 USB interface	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-CRY-001	0,6	0,30	90251920	08434868095038
LOGT-CA1-001	0,6	0,30	90251920	08434868095045

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Enregistreur de données (Data logger) pour temperature ultra basse, CryoTemp**Description :**

Enregistreur de données de température pouvant stocker jusqu'à 32 767 lectures. Intervalle entre 5 s et 30 min. Gamme de température : -86 °C à 35 °C (utilisable jusqu'à 55 °C), résolution 0,1 °C et précision ± 1 °C. Indicateurs d'état LED tricolores type feux de circulation. Conçu avec une poignée pour une fixation facile. Protection IP64. Requier la référence LOGT-CA1-001, comprenant une interface et un logiciel spécifiques (non inclus). Alimentation : pile lithium 3,6 V (LTC-7PN). Livré avec certificat d'étalonnage. 83x54x11mm. Poids : 40g. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
LOGT-CRY-001	enregistreur de données pour temperature ultra basse, CryoTemp	1
LOGT-CA1-001	logiciel et interface USB IFC300	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-CRY-001	0,6	0,30	90251920	08434868095038
LOGT-CA1-001	0,6	0,30	90251920	08434868095045

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Registratore di dati (data logger) per temperature ultra basse, CRYOTEMP

Descrizione : Registratore di temperatura in grado di memorizzare fino a 32.767 letture. Intervallo tra 5 s e 30 min. Intervallo di misurazione della temperatura: -86 °C fino a 35 °C (utilizzabile fino a 55 °C), risoluzione 0,1 °C e precisione 1 °C. Indicatori di stato a LED tricolore tipo semaforo. Progettato con maniglia per un facile fissaggio. Protezione IP64. Richiede l'interfaccia e il software LOGT-CA1-001 (non incluso). Alimentazione: batteria al litio 3,6 V (LTC-7PN). Fornito con certificato di calibrazione. 83 x 54 x 11 mm. Peso: 40 g. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
LOGT-CRY-001	registratore di dati per temperature ultra basse, CRYOTEMP	1
LOGT-CA1-001	software e interfaccia USB IFC300	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-CRY-001	0,6	0,30	90251920	08434868095038
LOGT-CA1-001	0,6	0,30	90251920	08434868095045

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Datalogger voor ultra lage temperaturen, CryoTemp

Beschrijving : Temperatuurlogger voor opslag van maximaal 32.767 metingen. Interval tussen 5 s en 30 min. Temperatuurmeetbereik: -86 tot 35 °C (kan tot 55 °C worden gebruikt), resolutie: 0,1 °C en nauwkeurigheid ± 1 °C. LED-statusindicatoren van het type verkeerslicht. Met beugel voor eenvoudige montage. Beschermingsklasse IP64. Vereist interface en software LOGT-CA1-001 (niet inbegrepen). Voeding: 3,6 V lithiumbatterij (LTC-7PN). Geleverd met kalibratiecertificaat. Afmetingen: 83 x 54 x 11 mm. Gewicht: 40 g. Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
LOGT-CRY-001	ultra lage temperatuur datalogger, CryoTemp	1
LOGT-CA1-001	software en interface IFC300 USB	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-CRY-001	0,6	0,30	90251920	08434868095038
LOGT-CA1-001	0,6	0,30	90251920	08434868095045


PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Datenlogger für extrem niedrige Temperaturen, CryoTemp

Beschreibung : Temperaturlogger mit Speicherung von bis zu 32 767 Lesungen. Intervall zwischen 5 s und 30 min. Temperaturmessbereich: -86 - 35 °C (kann bis 55 °C verwendet werden), Auflösung: 0,1 °C und Präzision: ±1 °C. Ampelfarbige LED-Statusanzeige. Mit Bügel, der eine einfache Befestigung ermöglicht. Schutzart IP64. Benötigt Interface und Software LOGT-CA1-001 (nicht inbegriffen). Betrieb: 3,6V Lithiumbatterie (LTC-7PN). Lieferung mit Kalibrierzertifikat. Maße: 83 x 54 x 11 mm. Gewicht: 40 g. Garantie 2 Jahre.

 Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
LOGT-CRY-001	Datenlogger, für extrem niedrige Temperaturen, CryoTemp	1
LOGT-CA1-001	Software und Interface, IFC300, USB	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-CRY-001	0,6	0,30	90251920	08434868095038
LOGT-CA1-001	0,6	0,30	90251920	08434868095045

PRODUKTFOTO

