

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto :** Vial de alta recuperación para cromatografía**Descripción :** Vial de alta recuperación de 1,5 ml con base plana y rosca 9-425. Fabricados en vidrio borosilicato LBG 3.3. Adecuado para muestras muy valiosas, máxima recuperación de la muestra garantizada. Disponibles en color transparente o ámbar**DATOS TÉCNICOS**

| referencia   | Ø(mm) | h (mm) | tipo         | unidades por ref. |
|--------------|-------|--------|--------------|-------------------|
| SH01-015-100 | 11,6  | 32,5   | transparente | 100               |
| SH01-A15-100 | 11,6  | 32,5   | ámbar        | 100               |

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

| referencia   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| SH01-015-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094758 |
| SH01-A15-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094765 |

**FOTO DEL PRODUCTO**

**GENERAL INFORMATION****Product name : High recovery vial for cromatography**

**Description** : 1,5 ml high recovery vial with flat base and 9-425 screw thread. Made of borosilicate glass LBG 3.3. Suitable for very valuable samples, maximum retrieval of the sample guaranteed. Available in clear glass and amber glass

**TECHNICAL DATA**

| reference    | Ø (mm) | h (mm) | type  | pcs/pack |
|--------------|--------|--------|-------|----------|
| SH01-015-100 | 11,6   | 32,5   | clear | 100      |
| SH01-A15-100 | 11,6   | 32,5   | amber | 100      |

**PACKAGING AND LOGISTICS**

| reference    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| SH01-015-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094758 |
| SH01-A15-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094765 |

**PRODUCT PHOTO**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Flacon pour chromatographie à haut taux de récupération****Description :** Flacon de 1,5 ml à haute récupération avec fond plat et filetage 9-425. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Convient aux échantillons de grande valeur, récupération maximale des échantillons garantie. Disponible en couleur transparente ou ambrée**DONNÉES TECHNIQUES**

| référence    | Ø (mm) | h (mm) | type        | unités par ref. |
|--------------|--------|--------|-------------|-----------------|
| SH01-015-100 | 11,6   | 32,5   | transparent | 100             |
| SH01-A15-100 | 11,6   | 32,5   | ambré       | 100             |

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

| référence    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| SH01-015-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094758 |
| SH01-A15-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094765 |

**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : High recovery vial for cromatography****Descrizione :**

Fiala ad alto recupero da 1,5 ml con base piatta e filettata 9-425. Realizzato in vetro borosilicato LBG 3.3. Adatta per campioni di grande valore, massimo recupero del campione garantito. Disponibili in colore trasparente o ambrato

**DATI TECNICI**

| referenza    | Ø(mm) | h (mm) | tipo        | unità per ref. |
|--------------|-------|--------|-------------|----------------|
| SH01-015-100 | 11,6  | 32,5   | trasparente | 100            |
| SH01-A15-100 | 11,6  | 32,5   | ambrato     | 100            |

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

| referenza    | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| SH01-015-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094758 |
| SH01-A15-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094765 |

**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Vial voor chromatografie met hoge recuperatie****Beschrijving :** Injectievial met platte bodem van 1,5 ml met schroefdraad 9-425. Vervaardigd van LBG 3.3 borosilicaatglas. Geschikt voor zeer waardevolle monsters, maximale monsterterugwinning gegarandeerd. Verkrijgbaar in transparant of amberkleur**TECHNISCHE GEGEVENS**

| referentie   | Ø(mm) | h (mm) | type         | stuks per ref. |
|--------------|-------|--------|--------------|----------------|
| SH01-015-100 | 11,6  | 32,5   | transparant  | 100            |
| SH01-A15-100 | 11,6  | 32,5   | amberkleurig | 100            |

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

| Referentie   | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| SH01-015-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094758 |
| SH01-A15-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094765 |

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Probenröhrchen mit hoher Rückgewinnung, für die Chromatographie****Beschreibung :** 1,5 ml Vial mit hoher Rückgewinnung, flachem Boden und Gewinde 9-425. Aus Borosilikatglas LBG 3.3. Geeignet für sehr wertvolle Proben, maximale Rückgewinnung der Probe garantiert. Transparent oder als Braunglas verfügbar.**TECHNISCHE DATEN**

| Artikelnummer | Ø(mm) | H (mm) | Typ         | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|-------|--------|-------------|-----------------------|
| SH01-015-100  | 11,6  | 32,5   | transparent | 100                   |
| SH01-A15-100  | 11,6  | 32,5   | Braunglas   | 100                   |

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

| Referenz     | vol (l) | kg  | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-----|----------|----------------|
| SH01-015-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094758 |
| SH01-A15-100 | 0,567   | 0,3 | 70179000 | 08434868094765 |

**PRODUKTFOTO**