



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador mecánico orbital, con pantalla digital y función de tiempo, Orb-B2

Descripción : Dos pantallas LED que muestran tiempo y velocidad. Función temporizador (1min-19h59min). Velocidad regulable entre 40 y 200 rpm. Diámetro orbital de 20 mm. Dimensiones plataforma: 268 x 268 mm. Capacidad de carga de 2 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKB-201-001	agitador mecánico básico LBX Orb-B2	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,1	84798200	08434868097179

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Orbital shaker with digital screen and timing function, Orb-B2

Description : Two LED screens that show time and speed. Timer function (1 min-19h59min). Speed adjustable between 40 and 200 rpm. Orbital diameter of 20 mm. 268 x 268 mm workplate. Load capacity of 2 kg. DC Brushless motor, maintenance free. Dimensions (W x D x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKB-201-001	basic orbital shaker, LBX Orb-B2	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,1	84798200	08434868097179

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur orbital, numérique avec minuterie, Orb-B2**Description :** Deux écrans LCD permettant de voir le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1min-19h59min). Vitesse réglable entre 40 et 200 rpm. Diamètre orbital : 20 mm. Capacité de charge : 2 kg. Dimensions plateforme : 268 x 268 mm. Moteur Brushless sans entretien. Dimensions (L x P x h) : 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKB-201-001	agitateur orbital basique, LBX Orb-B2	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,1	84798200	08434868097179

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore meccanico orbitale, con display digitale e funzione timer, Orb-B2

Descrizione : Due display LED che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1min-19h59min). Velocità regolabile tra 40 e 200 rpm. Diametro orbitale di 20 mm. Dimensioni della piattaforma: 268 x 268 mm. Capacità di carico di 2 kg. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKB-201-001	agitatore meccanico di base, LBX Orb-B2	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,1	84798200	08434868097179

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schudder, mechanisch, orbitaal, met display en timer, Orb-B2**Beschrijving :** Twee LED-displays met tijd- en snelheidsweergave. Timerfunctie (1 min - 19 h 59 min). Toerental instelbaar tussen 40 en 200 tpm. Schudamplitude: 20 mm. Afmetingen plaat: 268 x 268 mm. Laadvermogen: 2 kg. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Afmetingen (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21. Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKB-201-001	mechanische orbitale schudder, LBX, Orb-B2	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,1	84798200	08434868097179

PRODUKTFOTO





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schüttler, mechanisch, orbital, mit Display und Timer, Orb-B2

Beschreibung : Zwei LED-Displays mit Zeit- und Drehzahlanzeige. Timerfunktion (1 min - 19 h 59 min). Drehzahl regulierbar zwischen 40 und 200 min⁻¹. Schüttelamplitude: 20 mm. Maße der Platte: 268 x 268 mm. Beladungskapazität: 2 kg. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Maße (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
SHKB-201-001	mechanischer Orbitalschüttler, LBX, Orb-1 B2	

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-201-001	12,5844	3,1	84798200	08434868097179

PRODUKTFOTO

