

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Incubadora refrigerada con control de humedad, INC-H**

Descripción : Función de refrigeración que permite alcanzar temperaturas por debajo de la temperatura ambiente. Sistema de humidificación interior que utiliza pequeñas partículas y tiene un bajo consumo de agua. Función de descongelación inteligente. Función de alarma por falta de agua. Mueble exterior metálico pintado al horno con resina epoxi. Cámara interior de acero inox. Sistema de circulación de aire que homogeniza la temperatura en toda el área de trabajo. Cámara de aislamiento de poliuretano. Rango de temperatura: 10 - 65 °C (0 - 65 °C sin humidificación). Resolución: 0,1 °C. Fluctuación de la temperatura: $\pm 0,5$ °C (altas temperaturas), ± 1 °C (bajas temperaturas). Homogeneidad de la temperatura: ± 1 °C. Rango de humedad: 45 - 95 % HR. Estabilidad de la humedad: $\pm 5\%$. Gran pantalla digital que muestra la hora, la temperatura, la humedad, el período del ciclo, los segmentos, las alarmas y otros indicadores. Función de temporizador (0 - 99 h 59 min). Puerta interior de cristal que permite ver las muestras. Iluminación LED. Fácil de limpiar. Suministradas con dos bandejas de rejilla regulables en altura (acepta más bandejas, ver tabla). 220-240V / 50-60 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	dimensiones externas (largo x ancho x alto)	dimensiones internas (largo x ancho x alto)	nº bandejas max.	unidades por ref.
INCH-070-001	70 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	5	1
INCH-150-001	150 L	646 x 641 x 1301 mm	490 x 400 x 750 mm	9	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
INCH-070-001	573,21474	92	84198998	"
INCH-150-001	822,74754	114	84198998	"

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Refrigerated Incubator with Humidity Control, INC-H

Description : Cooling function that allows reaching temperatures below ambient temperature. Inner humidifying system that uses small particles and has a low water consumption. Intelligent defrosting function. Alarm function indicating when the container is short of water. Metallic outer case painted with epoxy resin. Inner chamber in mirror stainless steel. Air circulation system that homogenizes the temperature in the working room. Polyurethane insulation layer. Temperature range: 10 - 65 °C (0 - 65 °C, without humidification). Resolution: 0.1 °C. Temperature motion: ± 0,5 °C (high temperature), ± 1 °C (low temperature). Temperature uniformity: ± 1 °C. Humidity range: 45 - 95% RH. Humidity stability: ± 5%. Large digital display that shows time, temperature, humidity, cycle period, segments, alarms and other indicators. Timing function (0 - 99 h 59 min). Crystal interior door that allows to see the samples. LED lighting. Easy to clean. Supplied with two grid trays adjustable in height (can accept more trays, see table). 220-240V / 50-60 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	capacity	external dimensions (length x width x height)	internal dimensions (length x width x height)	max. n° of shelves	pcs/pack
INCH-070-001	70 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	5	1
INCH-150-001	150 L	646 x 641 x 1301 mm	490 x 400 x 750 mm	9	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
INCH-070-001	573,21474	92	84198998	"
INCH-150-001	822,74754	114	84198998	"

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Incubateur réfrigéré avec contrôle de l'humidité, INC-H

Description : Fonction de réfrigération qui permet d'atteindre des températures inférieures à la température ambiante. Système d'humidification interne qui utilise de petites particules et une faible consommation d'eau. Fonction de dégivrage intelligente. Fonction d'alarme lorsque le récipient manque d'eau. Extérieur métallique peint en résine époxy. Chambre intérieure en acier inoxydable miroir. Système de circulation d'air qui homogénéise la température dans la zone de travail. Couche isolante en polyuréthane. Plage de température : 10 - 65 °C (0 - 65 °C sans humidification). Résolution : 0,1 °C. Fluctuation de la température : ± 0,5 °C (haute température), ± 1 °C (basse température). Uniformité de température : ± 1 °C. Plage d'humidité : 45 - 95 % HR. Stabilité de l'humidité : ± 5 %. Grand écran numérique qui affiche l'heure, la température, l'humidité, la durée du cycle, les segments, les alarmes et d'autres indicateurs. Fonction temporisation (0 - 99 h 59 min). Porte intérieure en verre qui permet de voir les échantillons. Éclairage LED. Facile à nettoyer. Inclut deux grilles réglables en hauteur (peut accepter plus de grilles, voir tableau). 220-240V / 50-60Hz. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	dimensions extérieures (longueur x largeur x hauteur)	dimensions internes (longueur x largeur x hauteur)	nb.grilles max.	unités par ref.
INCH-070-001	70 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	5	1
INCH-150-001	150 L	646 x 641 x 1301 mm	490 x 400 x 750 mm	9	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
INCH-070-001	573,21474	92	84198998	"
INCH-150-001	822,74754	114	84198998	"



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Incubatore refrigerato con controllo dell'umidità, INC-H****Descrizione :**

Funzione di raffreddamento che consente di raggiungere temperature inferiori alla temperatura ambiente. Sistema di umidificazione interno che utilizza piccole particelle e ha un basso consumo di acqua. Funzione di sbrinamento intelligente. Funzione di allarme quando il livello d'acqua nel contenitore è basso. Parti esterne in metallo verniciate a forno con resina epossidica. Camera interna in acciaio inox a specchio. Sistema di circolazione dell'aria che omogeneizza la temperatura in tutta la zona di lavoro. Strato isolante in poliuretano. Intervallo di temperatura: 10 - 65 °C (0 - 65 °C senza umidificazione). Risoluzione: 0,1 °C. Movimento della temperatura: $\pm 0,5$ °C (alta temperatura), ± 1 °C (bassa temperatura). Uniformità della temperatura: ± 1 °C. Intervallo di umidità: 45 - 95% UR. Stabilità all'umidità: $\pm 5\%$. Ampio display digitale che mostra ora, temperatura, umidità, periodo di ciclo, segmenti, allarmi e altri indicatori. Funzione cronometraccio (0 - 99 h 59 min). Porta interna in vetro che permette di vedere i campioni. Illuminazione LED. Facile da pulire. Fornito con due vassoi griglia regolabili in altezza (possibilità di caricare più vassoi, vedere la tabella). 220-240 V/50-60 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	capacità	dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza)	dimensioni interne (lunghezza x larghezza x altezza)	n° ripiani max.	unità per ref.
INCH-070-001	70 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	5	1
INCH-150-001	150 L	646 x 641 x 1301 mm	490 x 400 x 750 mm	9	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
INCH-070-001	573,21474	92	84198998	"
INCH-150-001	822,74754	114	84198998	"

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Incubator met koelfunctie en vochtigheidsregeling, INC-H

Beschrijving : Koelfunctie waarmee temperaturen onder kamertemperatuur kunnen worden bereikt. Binnenbevochtigingssysteem dat kleine deeltjes gebruikt en een laag waterverbruik heeft. Intelligente ontdooifunctie. Alarmfunctie wanneer de container watertekort heeft. Metalen buitendoos beschilderd met epoxyhars. Binnenkamer van roestvrij staal. Luchtcirculatiesysteem dat de temperatuur in de werkruimte homogeniseert. Isolerende laag van polyurethaan. Temperatuurbereik: 10 - 65 °C (0 - 65 °C zonder bevochtiging). Resolutie: 0,1°C. Bewegingstemperatuur: ± 0,5 C (hoge temperatuur), ± 1 °C (lage temperatuur). Temperatuuruniformiteit: ± 1 °C. Vochtigheidsbereik: 45 - 95% RV. Vochtigheidsstabiliteit: ± 5%. Groot digitaal display met tijd, temperatuur, vochtigheid, cyclusperiode, segmenten, alarmen en andere indicatoren. Timingfunctie (0 - 99 h 59 min). Glazen binnendeur zodat de monsters zichtbaar zijn. LED-verlichting. Makkelijk schoon te maken. Geleverd met twee in hoogte verstelbare mesh-trays (er kunnen meer trays in, zie tabel). 220-240 V / 50-60 Hz Garantie 2 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	externe afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	interne afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	aant. schalen max.	stuks per ref.
INCH-070-001	70 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	5	1
INCH-150-001	150 L	646 x 641 x 1301 mm	490 x 400 x 750 mm	9	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
INCH-070-001	573,21474	92	84198998	"
INCH-150-001	822,74754	114	84198998	"





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Inkubator, mit Kühlfunktion und Feuchtigkeitskontrolle, INC-H

Beschreibung :

Mit Kühlfunktion, die das Herunterkühlen auf Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur ermöglicht. Innenbefeuchtungssystem, das kleine Partikel verwendet, mit einem geringen Wasserverbrauch. Intelligente Auftaufunktion. Alarmfunktion bei Wassermangel im Behälter. Außenmaterial aus Metall mit Epoxidharz-Beschichtung. Innenkammer aus Edelstahl. Luftzirkulationssystem, das die Temperatur im gesamten Arbeitsraum homogenisiert. Isolierschicht aus Polyurethan. Temperaturbereich: 10 - 65 °C (0 - 65 °C, ohne Befeuchtung). Auflösung: 0,1 °C. Temperaturfluktuation: ±0,5 °C (bei hohen Temperaturen), ±1 °C (bei niedrigen Temperaturen). Temperaturhomogenität: ±1 °C. Luftfeuchtigkeit: 45 - 95 % relative Luftfeuchtigkeit. Feuchtigkeitsstabilität: ±5 %. Großes digitales Display, zeigt die Zeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zyklusdauer, Segmente, Alarme und andere Indikatoren an. Timerfunktion (0 - 99 h 59 min). Innentür aus Glas, Proben gut sichtbar. LED-Beleuchtung. Einfache Reinigung. Lieferung mit zwei höhenverstellbaren Gitterrosten (kann weitere Gitterroste aufnehmen, siehe Tabelle). 220-240 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Außenmaße (Länge x Breite x Höhe)	Innenmaße (Länge x Breite x Höhe)	max. Anzahl Böden	Stückzahl pro Artikel
INCH-070-001	70 L	571 x 591 x 1051 mm	415 x 350 x 500 mm	5	1
INCH-150-001	150 L	646 x 641 x 1301 mm	490 x 400 x 750 mm	9	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
INCH-070-001	573,21474	92	84198998	"
INCH-150-001	822,74754	114	84198998	"

