

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo, acero inoxidable**Descripción :** Fabricado en acero inoxidable 316

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	Øvástago (mm)	h (mm)	unidades por ref.
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-060-001	0,252	0,022	73269092	
FUNA-100-001	1,2	0,066	73269092	"
FUNA-150-001	3,825	0,16	73269092	"
FUNA-200-001	8,8	0,3	73269092	"

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Funnel, stainless steel**Description :** Made of 316 stainless steel

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	Østem (mm)	h (mm)	pcs/pack
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-060-001	0,252	0,022	73269092	
FUNA-100-001	1,2	0,066	73269092	"
FUNA-150-001	3,825	0,16	73269092	"
FUNA-200-001	8,8	0,3	73269092	"

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir en acier inoxydable**Description :** Fabriqué en acier inoxydable 316

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	Øtige (mm)	h (mm)	unités par ref.
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-060-001	0,252	0,022	73269092	
FUNA-100-001	1,2	0,066	73269092	"
FUNA-150-001	3,825	0,16	73269092	"
FUNA-200-001	8,8	0,3	73269092	"

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto in acciaio inossidabile**Descrizione :**

Realizzato in acciaio inossidabile 316

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	Østantuffo (mm)	h (mm)	unità per ref.
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-060-001	0,252	0,022	73269092	
FUNA-100-001	1,2	0,066	73269092	"
FUNA-150-001	3,825	0,16	73269092	"
FUNA-200-001	8,8	0,3	73269092	"

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Roestvrijstalen trechter**Beschrijving :** Gemaakt van 316 roestvrij staal

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ(mm)	Østeel (mm)	h (mm)	stuks per ref.
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-060-001	0,252	0,022	73269092	
FUNA-100-001	1,2	0,066	73269092	"
FUNA-150-001	3,825	0,16	73269092	"
FUNA-200-001	8,8	0,3	73269092	"

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Trichter aus Edelstahl
Beschreibung : Aus Edelstahl 316.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben(mm)	ØStiel(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
FUNA-060-001	60	15	65	1
FUNA-100-001	100	15	120	1
FUNA-150-001	150	20	170	1
FUNA-200-001	200	20	220	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUNA-060-001	0,252	0,022	73269092	
FUNA-100-001	1,2	0,066	73269092	"
FUNA-150-001	3,825	0,16	73269092	"
FUNA-200-001	8,8	0,3	73269092	"

PRODUKTFOTO
