

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Micropipeta de volumen variable EASY 40 Xpert**

**Descripción :** Pipeteo con mínimo esfuerzo gracias a un pistón asistido por imán que asegura una consistencia inigualable en los resultados. Experiencia libre de fatiga potenciada por un enfoque de diseño ergonómico, exclusivo eyector de puntas que absorbe los impactos y cómodo apoyo para los dedos. Ajuste preciso del volumen deseado con gran pantalla de 4 dígitos. Construida con materiales de alta calidad para una mayor durabilidad y prevención contra la corrosión química y física. Completamente autoclavable. Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma ISO 8655-6 y 17025, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Garantía 3 años



Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASD-X02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	2,5 %	1,5 %	1
EASD-X10-001	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1,5 %	0,8 %	1
EASD-X20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	1,2 %	0,6 %	1
EASD-X50-001	5 - 50 µl	0,1 µl	0,8 %	0,4 %	1
EASD-10X-001	10 - 100 µl	0,1 µl	1 %	0,3 %	1
EASD-20X-001	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-30X-001	30 - 300 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-1KX-001	100 - 1000 µl	1 µl	1 %	0,2 %	1
EASD-5KX-001	500 - 5000 µl	10 µl	1,2 %	0,2 %	1
EASD-1XX-001	1000 - 10000 µl	20 µl	0,8 %	0,2 %	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-X02-001	2,7	0,5	90318080	08434868098763
EASD-X10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098770
EASD-X20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098787
EASD-X50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098794
EASD-10X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098800
EASD-20X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098817
EASD-30X-001	2,7	0,5	90318080	08434868099531
EASD-1KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098824
EASD-5KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098831
EASD-1XX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098848

FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Variable volume micropipette EASY 40 Xpert**

**Description :** Pipetting with minimal effort thanks to a magnet-assisted piston that ensures unmatched consistency in results. Fatigue-free experience powered by an ergonomic design approach, unique shock-absorbing tip ejector and comfortable finger rest. Precise adjustment of the desired volume with large 4-digit display. High-quality materials with great durability and prevention against chemical and physical corrosion. Fully autoclavable. Each micropipette has been individually calibrated according to ISO 8655-6 and 17025 and has an engraved unique serial number and is supplied with a calibration certificate. 3 year warranty



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASD-X02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	2,5 %	1,5 %	1
EASD-X10-001	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1,5 %	0,8 %	1
EASD-X20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	1,2 %	0,6 %	1
EASD-X50-001	5 - 50 µl	0,1 µl	0,8 %	0,4 %	1
EASD-10X-001	10 - 100 µl	0,1 µl	1 %	0,3 %	1
EASD-20X-001	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-30X-001	30 - 300 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-1KX-001	100 - 1000 µl	1 µl	1 %	0,2 %	1
EASD-5KX-001	500 - 5000 µl	10 µl	1,2 %	0,2 %	1
EASD-1XX-001	1000 - 10000 µl	20 µl	0,8 %	0,2 %	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-X02-001	2,7	0,5	90318080	08434868098763
EASD-X10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098770
EASD-X20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098787
EASD-X50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098794
EASD-10X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098800
EASD-20X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098817
EASD-30X-001	2,7	0,5	90318080	08434868099531
EASD-1KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098824
EASD-5KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098831
EASD-1XX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098848

PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Micropipette de volume variable EASY 40 Xpert**

**Description :** Pipetage avec un minimum d'effort grâce à un piston assisté par aimant qui assure une cohérence inégalée des résultats. Expérience sans fatigue grâce à une conception ergonomique, un éjecteur de pointe unique absorbant les chocs et un repose-doigt confortable. Réglage précis du volume souhaité avec grand affichage à 4 chiffres. Matériaux de haute qualité avec une grande durabilité et une prévention contre la corrosion chimique et physique. Entièrement autoclavable. Chaque micropipette a été calibrée individuellement selon les normes ISO 8655-6 et 17025 et porte un numéro de série unique gravé et est fournie avec un certificat de calibration. Garantie 3 ans



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASD-X02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	2,5 %	1,5 %	1
EASD-X10-001	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1,5 %	0,8 %	1
EASD-X20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	1,2 %	0,6 %	1
EASD-X50-001	5 - 50 µl	0,1 µl	0,8 %	0,4 %	1
EASD-10X-001	10 - 100 µl	0,1 µl	1 %	0,3 %	1
EASD-20X-001	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-30X-001	30 - 300 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-1KX-001	100 - 1000 µl	1 µl	1 %	0,2 %	1
EASD-5KX-001	500 - 5000 µl	10 µl	1,2 %	0,2 %	1
EASD-1XX-001	1000 - 10000 µl	20 µl	0,8 %	0,2 %	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-X02-001	2,7	0,5	90318080	08434868098763
EASD-X10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098770
EASD-X20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098787
EASD-X50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098794
EASD-10X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098800
EASD-20X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098817
EASD-30X-001	2,7	0,5	90318080	08434868099531
EASD-1KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098824
EASD-5KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098831
EASD-1XX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098848



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Micropipetta a volume variabile EASY 40 Xpert**

**Descrizione :** Pipettaggio con il minimo sforzo grazie ad un pistone assistito da magnete che assicura una consistenza ineguagliabile nei risultati. Esperienza senza fatica potenziata da un approccio di design ergonomico, esclusivo eiettore per puntali che assorbe gli urti e comodo supporto per le dita. Regolazione precisa del volume desiderato con ampio display a 4 cifre. Fabbricato con materiali di alta qualità per una maggiore durata e prevenzione contro la corrosione chimica e fisica. Completamente autoclavabile. Ogni micropipetta è calibrata individualmente secondo la norma ISO 8655-6 e 17025, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Garanzia di 3 anni



Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASD-X02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	2,5 %	1,5 %	1
EASD-X10-001	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1,5 %	0,8 %	1
EASD-X20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	1,2 %	0,6 %	1
EASD-X50-001	5 - 50 µl	0,1 µl	0,8 %	0,4 %	1
EASD-10X-001	10 - 100 µl	0,1 µl	1 %	0,3 %	1
EASD-20X-001	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-30X-001	30 - 300 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-1KX-001	100 - 1000 µl	1 µl	1 %	0,2 %	1
EASD-5KX-001	500 - 5000 µl	10 µl	1,2 %	0,2 %	1
EASD-1XX-001	1000 - 10000 µl	20 µl	0,8 %	0,2 %	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-X02-001	2,7	0,5	90318080	08434868098763
EASD-X10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098770
EASD-X20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098787
EASD-X50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098794
EASD-10X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098800
EASD-20X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098817
EASD-30X-001	2,7	0,5	90318080	08434868099531
EASD-1KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098824
EASD-5KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098831
EASD-1XX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098848

FOTO DEL PRODOTTO





## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Micropipet met variabel volume EASY 40 Xpert**

**Beschrijving** : Pipetteren met minimale inspanning dankzij een magneetgestuurde zuiger die zorgt voor ongeëvenaarde consistentie van de resultaten. Vermoeidheidsvrije gebruikservaring door ergonomisch ontwerp, unieke schokabsorberende tipuitwerper en comfortabele vingersteun. Nauwkeurige instelling van het gewenste volume met groot 4-cijferig display. Gemaakt van hoogwaardige materialen voor langere duurzaamheid en betere weerstand tegen chemische en fysieke corrosie. Volledig autoclaveerbaar. Elke micropipet is individueel gekalibreerd volgens ISO 8655-6 en 17025, gegraveerd met een uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Garantie 3 jaar.



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASD-X02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	2,5 %	1,5 %	1
EASD-X10-001	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1,5 %	0,8 %	1
EASD-X20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	1,2 %	0,6 %	1
EASD-X50-001	5 - 50 µl	0,1 µl	0,8 %	0,4 %	1
EASD-10X-001	10 - 100 µl	0,1 µl	1 %	0,3 %	1
EASD-20X-001	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-30X-001	30 - 300 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-1KX-001	100 - 1000 µl	1 µl	1 %	0,2 %	1
EASD-5KX-001	500 - 5000 µl	10 µl	1,2 %	0,2 %	1
EASD-1XX-001	1000 - 10000 µl	20 µl	0,8 %	0,2 %	1

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-X02-001	2,7	0,5	90318080	08434868098763
EASD-X10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098770
EASD-X20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098787
EASD-X50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098794
EASD-10X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098800
EASD-20X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098817
EASD-30X-001	2,7	0,5	90318080	08434868099531
EASD-1KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098824
EASD-5KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098831
EASD-1XX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098848

## PRODUKTFOTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Mikroliterpipette, variables Volumen EASY 40 Xpert****Beschreibung :**

Pipettieren mit minimalem Kraftaufwand dank eines magnetunterstützten Kolbens, der eine besonders hohe Einheitlichkeit der Ergebnisse gewährleistet. Keine Ermüdung dank des ergonomischen Designs, stoßgedämpfter Spitzenabwurf-Mechanismus, liegt angenehm in der Hand. Präzise Einstellung des gewünschten Volumens und große vierstellige Anzeige. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, lange Haltbarkeit und Schutz vor chemischer und physikalischer Korrosion. Vollständig autoklavierbar. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß ISO 8655-6 und 17025, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierzertifikat geliefert. Garantie 3 Jahre.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASD-X02-001	0,1 - 2,5 µl	0,002 µl	2,5 %	1,5 %	1
EASD-X10-001	0,5 - 10 µl	0,02 µl	1,5 %	0,8 %	1
EASD-X20-001	2 - 20 µl	0,02 µl	1,2 %	0,6 %	1
EASD-X50-001	5 - 50 µl	0,1 µl	0,8 %	0,4 %	1
EASD-10X-001	10 - 100 µl	0,1 µl	1 %	0,3 %	1
EASD-20X-001	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-30X-001	30 - 300 µl	0,2 µl	0,7 %	0,2 %	1
EASD-1KX-001	100 - 1000 µl	1 µl	1 %	0,2 %	1
EASD-5KX-001	500 - 5000 µl	10 µl	1,2 %	0,2 %	1
EASD-1XX-001	1000 - 10000 µl	20 µl	0,8 %	0,2 %	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-X02-001	2,7	0,5	90318080	08434868098763
EASD-X10-001	2,7	0,5	90318080	08434868098770
EASD-X20-001	2,7	0,5	90318080	08434868098787
EASD-X50-001	2,7	0,5	90318080	08434868098794
EASD-10X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098800
EASD-20X-001	2,7	0,5	90318080	08434868098817
EASD-30X-001	2,7	0,5	90318080	08434868099531
EASD-1KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098824
EASD-5KX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098831
EASD-1XX-001	2,7	0,5	90318080	08434868098848

## PRODUKTFOTO

