

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Micro cuchara y micro espátula Premium Line**Descripción :** En acero inoxidable tipo 304. Autoclavables

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	wespátula (mm)	unidades por ref.
SCNS-150-005	150	5,1	5
SCNS-180-005	180	5,1	5
SCNS-210-005	210	5.1	5

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCNS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099418
SCNS-180-005	232,5	0,15	82055980	08434868105362
SCNS-210-005	232,5	0,15	82055980	08434868105379

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Micro-scoop and micro-spatula Premium Line**Description :** Made of stainless steel grade 304. Autoclavable

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	wspatula (mm)	pcs/pack
SCNS-150-005	150	5,1	5
SCNS-180-005	180	5,1	5
SCNS-210-005	210	5.1	5

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCNS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099418
SCNS-180-005	232,5	0,15	82055980	08434868105362
SCNS-210-005	232,5	0,15	82055980	08434868105379

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Micro cuillère et micro-spatule Premium Line****Description :** En acier inoxydable type 304. Autoclavable

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	larg.spatule (mm)	unités par ref.
SCNS-150-005	150	5,1	5
SCNS-180-005	180	5,1	5
SCNS-210-005	210	5.1	5

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCNS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099418
SCNS-180-005	232,5	0,15	82055980	08434868105362
SCNS-210-005	232,5	0,15	82055980	08434868105379

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Microcucchiaino con microspatola Premium Line**Descrizione :** In acciaio inox classe 304. Autoclavabile

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	L (mm)	hspatola (mm)	unità per ref.
SCNS-150-005	150	5,1	5
SCNS-180-005	180	5,1	5
SCNS-210-005	210	5.1	5

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCNS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099418
SCNS-180-005	232,5	0,15	82055980	08434868105362
SCNS-210-005	232,5	0,15	82055980	08434868105379

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam :** Micro lepel en spatel Premium Line**Beschrijving :** Gemaakt van roestvrij staal type 304. Autoclaveerbaar.

Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	bhandvat (mm)	stuks per ref.
SCNS-150-005	150	5,1	5
SCNS-180-005	180	5,1	5
SCNS-210-005	210	5.1	5

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCNS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099418
SCNS-180-005	232,5	0,15	82055980	08434868105362
SCNS-210-005	232,5	0,15	82055980	08434868105379

## PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Mikro-Löffelspatel Premium Line

**Beschreibung :** Aus Edelstahl 304. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	WSpatel (mm)	Stückzahlpro Artikel
SCNS-150-005	150	5,1	5
SCNS-180-005	180	5,1	5
SCNS-210-005	210	5.1	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCNS-150-005	232,5	0,15	82055980	08434868099418
SCNS-180-005	232,5	0,15	82055980	08434868105362
SCNS-210-005	232,5	0,15	82055980	08434868105379

PRODUKTFOTO

