



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placa calefactora básica, HP-B1

Descripción : Placa calefactora básica para calentamientos ocasionales, no apta para trabajar en continuo a la máxima potencia. Potencia regulable (5 posiciones). 230 V/50 Hz. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

| referencia | potencia | dimensiones plato | unidades por ref. |
|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HEAB-1K4-001 | 1500 W | ø 185 mm | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 6,482 | 2,10 | 84798200 | 08434868105584 |

FOTO DEL PRODUCTO





GENERAL INFORMATION

Product name : Basic heating plate, HP-B1

Description : Basic heating plate for occasional heating, not suitable for continuous use at maximum power. Regulable power (5 positions). 230 V/50 Hz. Warranty 2 years



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

| reference | power | pan size | pcs/pack |
|--------------|--------|----------|----------|
| HEAB-1K4-001 | 1500 W | ø 185 mm | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 6,482 | 2,10 | 84798200 | 08434868105584 |

PRODUCT PHOTO






INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plaque chauffante basique, HP-B1

Description : Plaque chauffante pour utilisation occasionnelle : n'est pas adaptée pour un usage continu à la puissance maximale. Puissance réglable (5 positions). 230 V/50 Hz. Garantie 2 ans

 Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | puissance | dimensions plateau | unités par ref. |
|--------------|-----------|--------------------|-----------------|
| HEAB-1K4-001 | 1500 W | ø 185 mm | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 6,482 | 2,10 | 84798200 | 08434868105584 |

PHOTO PRODUIT





INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastra riscaldante basic, HP-B1

Descrizione : Piastra riscaldante basic per un uso occasionale, non adatta a lavorare continuativamente alla massima potenza. Potenza regolabile (5 posizioni). 230 V/50 Hz. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

| referenza | potenza | dimensioni piatto | unità per ref. |
|--------------|---------|-------------------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 1500 W | ø 185 mm | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 6,482 | 2,10 | 84798200 | 08434868105584 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Basisverwarmingsplaat, HP-B1****Beschrijving :** Basis verwarmingsplaat voor occasioneel verwarmen, niet geschikt voor continu gebruik op maximaal vermogen. Instelbaar vermogen (5 standen). 230 V/50 Hz. Garantie 2 jaar

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | vermogen | afmetingen plaat | stuks per ref. |
|--------------|----------|------------------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 1500 W | ø 185 mm | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 6,482 | 2,10 | 84798200 | 08434868105584 |

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Heizplatte, Basic, HP-B1**Beschreibung :** Heizplatte für den gelegentlichen Gebrauch, nicht für den Dauerbetrieb bei maximaler Leistung geeignet. Einstellbare Leistung (fünf Positionen). 230 V / 50 Hz. Garantie 2 Jahre.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Leistung | Maße Platte | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|----------|-------------|----------------------|
| HEAB-1K4-001 | 1500 W | ø 185 mm | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|------|----------|----------------|
| HEAB-1K4-001 | 6,482 | 2,10 | 84798200 | 08434868105584 |

PRODUKTFOTO

