

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco de LDPE cuello estrecho**Descripción :** Compatible con el tapón TP24 o para ser convertido en cuentagotas empleando las cánulas de rosca CA24

Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	rosca	unidades por ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

GENERAL INFORMATION

Product name : Narrow mouth bottle, LDPE**Description :** Compatible with the TP24 cap or for converting to counter-drops using dropper nozzle CA24

Food-grade product



Available in standard size and economy size



Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	screw	pcs/pack
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PEBD, col étroit**Description :** En polyéthylène basse densité. Compatible avec le bouchon TP24 et adéquat pour être converti en compte-gouttes en utilisant les canules à vis CA24

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	filetage	unités par ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia in LDPE, collo stretto**Descrizione :** Compatibile con il tappo TP24 e trasformabile in contagocce utilizzando i tappi avvitabili CA24

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	filettatura	unità per ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : LDPE-fles met smalle hals**Beschrijving :** Compatibel met de TP24-dop. Kan worden gebruikt als druppelflesje met een druppeldop met D24 schroefdraad

Geschikt voor levensmiddelen



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Øhals(mm)	schroef	stuks per ref.
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Enghalsflasche aus LDPE**Beschreibung :** Lassen sich mit den Tropfverschlüssen mit D24-Gewinde als Tropfflaschen verwenden.

Lebensmittelkontaktmaterial



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt


TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung(mm)	Gewinde	Stückzahlpro Artikel
NMBP-050-010	50 ml	36,3	80	19	24/410	10
NMBP-125-010	125 ml	43	124,3	19	24/410	10
NMBP-250-010	250 ml	47	187,5	19	24/410	10
NMBP-050-950	50 ml	36,3	80	19	24/410	950
NMBP-125-430	125 ml	43	124,3	19	24/410	430
NMBP-250-200	250 ml	47	187,5	19	24/410	200

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
NMBP-050-010	1,48	0,10	39233010	08434868106512
NMBP-125-010	4,862	0,12	39233010	08434868106536
NMBP-250-010	9,504	0,22	39233010	08434868106550
NMBP-050-950	100	6,40	39233010	08434868106765
NMBP-125-430	120	4,80	39233010	08434868106758
NMBP-250-200	90,92	4,74	39233010	08434868106741

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C