

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Archivador de PP para portaobjetos

**Descripción :**

Compartimentos hundidos y cubiertas interiores para proteger las muestras. Compatible con portaobjetos de 26 x 76 mm y 0,8 - 1,2 mm de ancho

## DATOS TÉCNICOS

referencia	w (mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.
MSAP-001-200	83,7	41	para 1 portaobjetos	200
MSAP-002-100	83,7	69	para 2 portaobjetos	100
MSAP-003-100	83,7	98	para 3 portaobjetos	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSAP-001-200	10000	1,00	48195000	08434868106659
MSAP-002-100	10000	1,00	48195000	08434868106666
MSAP-003-100	10000	1,00	48195000	08434868106673

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## GENERAL INFORMATION

**Product name : PP slide folder****Description :**

Sunken compartments and interior covers to protect samples. Compatible with 76 x 26 mm and 0.8 - 1.2 mm wide slides

## TECHNICAL DATA

reference	w (mm)	l(mm)	type	pcs/pack
MSAP-001-200	83,7	41	for 1 slide	200
MSAP-002-100	83,7	69	for 2 slides	100
MSAP-003-100	83,7	98	for 3 slides	100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSAP-001-200	10000	1,00	48195000	08434868106659
MSAP-002-100	10000	1,00	48195000	08434868106666
MSAP-003-100	10000	1,00	48195000	08434868106673

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Plateau de rangement en PP pour lames****Description :**

Compartiments creux et couvercles intérieurs pour protéger les échantillons. Compatible avec les lames de 76 x 26 mm et 0,8 - 1,2 mm de large

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	larg. (mm)	long. (mm)	type	unités par ref.
MSAP-001-200	83,7	41	pour 1 lames	200
MSAP-002-100	83,7	69	pour 2 lames	100
MSAP-003-100	83,7	98	pour 3 lames	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSAP-001-200	10000	1,00	48195000	08434868106659
MSAP-002-100	10000	1,00	48195000	08434868106666
MSAP-003-100	10000	1,00	48195000	08434868106673

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Vassoio per vetrini en PP****Descrizione :**

Scomparti incassati e coperture interne per proteggere i campioni. Compatibile con diapositive larghe 76 x 26 mm e 0,8 - 1,2 mm

## DATI TECNICI

referenza	w (mm)	L (mm)	tipo	unità per ref.
MSAP-001-200	83,7	41	per 1 vetrini	200
MSAP-002-100	83,7	69	per 2 vetrini	100
MSAP-003-100	83,7	98	per 3 vetrini	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSAP-001-200	10000	1,00	48195000	08434868106659
MSAP-002-100	10000	1,00	48195000	08434868106666
MSAP-003-100	10000	1,00	48195000	08434868106673

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : PP houder voor objectglazen****Beschrijving :** <div>Met uitsparingen en binnendecksels om monsters te beschermen. Compatibel met objectglazen van 76 x 26 mm&nbsp;<span style="font-size: 1em;">en 0,8-1,2 mm breed</span></div>

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	b (mm)	l (mm)	type	stuks per ref.
MSAP-001-200	83,7	41	voor 1 objectglazen	200
MSAP-002-100	83,7	69	voor 2 objectglazen	100
MSAP-003-100	83,7	98	voor 3 objectglazen	100

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSAP-001-200	10000	1,00	48195000	08434868106659
MSAP-002-100	10000	1,00	48195000	08434868106666
MSAP-003-100	10000	1,00	48195000	08434868106673

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

**MATERIAAL**

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Objektträgermappe aus PP****Beschreibung :** Vertiefungen und innere Abdeckungen zum Schutz der Proben. Geeignet für Objektträger mit den Maßen 76 × 26 mm und einer Dicke von 0,8 - 1,2 mm.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	B (mm)	L (mm)	Typ	Stückzahlpro Artikel
MSAP-001-200	83,7	41	für 1 Objektträger	200
MSAP-002-100	83,7	69	für 2 Objektträger	100
MSAP-003-100	83,7	98	für 3 Objektträger	100

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSAP-001-200	10000	1,00	48195000	08434868106659
MSAP-002-100	10000	1,00	48195000	08434868106666
MSAP-003-100	10000	1,00	48195000	08434868106673

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL**

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.